



COBI REHAB[®]
The Positioning Company

Cobi vægtdyne

Anvendes med fordel til

- Brugere som på grund af deres sygdom har fået rumretningsforstyrrelser.
- Smertepatienter.
- Spasticitet.
- Søvnproblemer.
- Taktil Skyhed.
- Angst.
- Motorisk urolige.
- Huntingtons sygdom.
- Demens.
- Apopleksi.
- Dissemineret sclerose.
- Cerebral parese.
- Ataksi.
- Personer med ADHD.

Brugsanvisning



ADVARSEL

Dette produkt må ikke anvendes uden grundig instruktion fra uddannet personale.

Cobi Rehab påtager sig intet ansvar for eventuelle skader på produktet eller personskader forårsaget af forkert installation, forkert montering eller forkert anvendelse af dette produkt.

Hvis dele er beskadiget eller mangler, kontakt Cobi Rehab med det samme. Brug IKKE erstatnings reservedele.

Cobi Rehab kan ikke holdes ansvarlig for fejl eller ulykker, der opstår efter reparationer uden skriftlig tilladelse fra Cobi Rehab.

 For at sikre korrekt brug af Cobi vægtdyne skal brugsanvisningen læses grundigt før brug. Der skal rettes opmærksomhed specielt mod advarslerne mærket med .

Desuden må vægtdynen kun betjenes af uddannet personale eller af personer, der har fået instruktion i dens brug, da der ellers er fare for, at brugeren kan komme til skade.

Anvendelse

Cobi vægtdyne kan med fordel anvendes i hjemmet og på institutioner.

Vægtdynen bruges som regel om natten i stedet for almindelig dyne, men kan med fordel også anvendes i kortere perioder om dagen, hvis bruger i løbet af dagen har brug for den stimulering, som dynen giver.

Beskrivelse

Hygiejne betrækket er teflonbelagt micro-polyester med micro-pore polyuretan belægning. Monteret med vandtæt lynlås i betrækkets fodende.

Vægtdynen er quiltet med polyester vat og er af 100% bomuld.

Beskrivelse af hygiejne betræk


Betrækket er aftageligt, vandtæt samt vask- og åndbart.

Dynens hygiejne betræk er opbygget af små sektioner med Krøyer kugler, som giver brugeren sansestimuli og maksimal komfort, selv ved små bevægelser.

Betrækket er endvidere åndbart på trods af sin vandtæthed.

Hygiejne betrækket kan fastgøres til dynen ved hjælp af bindebånd/stropper i hjørnerne af dynen.

Under brug

 Undersøg jævnligt dynen for at sikre at den ikke er beskadiget eller defekt.

Vedligeholdelse og rengøring


Af hygiejne betrækket

- Aftørring af overfladen med hårdt opvredet klud.
- Kan maskinvaskes ved maksimum 60° C. Anvend IKKE skyllemiddel.
- Kan tørretumbles ved maksimum 80° C.
- Anvend vaskeposen, som følger med dynen, ved maskinvask og tørretumbling.

 Ved maskinvask skal lynlåsen være åbnet.

Af vægtdynen

- Kan maskinvaskes ved maksimum 95° C. Anvend vaskeposen, som følger med dynen.

 Hvis betrækket er beskadiget må bruger ikke anvende dynen, før betrækket er udskiftet.

Længde	160 / 200 cm
Bredde	100 / 150 cm
Vægt	8,5 kg
Aftageligt, vandtæt, vask- og åndbart betræk	Ja
Hygiejne betræk	Teflonbelagt micro-polyester med micro-pore polyuretan belægning. Monteret med vandtæt lynlås i betrækkets fodende.
Vægtdyne	Quiltet med polyester vat og er af 100% bomuld.
ISO - klassifikation	ISO 04 36 03 - 01



HMS av 70473 fra hmi-beasen.dk

Scan koden og få flere produktinformationer.

Garanti

Garantiperioden for Cobi vægtdyne er 1 år fra købsdato. Fakturaen er "garantibevis".

Produkter, der er blevet anvendt til andre formål end den tilsigtede anvendelse; eller som har været genstand for forsømmelighed, misbrug, forkert opbevaring eller håndtering, fejlbetjening, uautoriserede modifikationer eller skader uden normal slitage, som er afgjort af Cobi Rehab, er ikke omfattet af denne garanti.

Enhver uautoriseret reparation af produktet / del af produktet, samt manipulation med nogle af komponenterne, vil ugyldiggøre garantien.

PRODUCENT

MediMattress AB
Gäddviksgatan 4
00550 Helsingfors
Finland

FORHANDLER

Cobi Rehab
Fuglebækvej 1D
DK-2770 Kastrup
Danmark
Tlf.: +45 70 25 25 22
www.cobirehab.com

04/2018/JP



COBI REHAB[®]
The Positioning Company

COBI REHAB
Fuglebækvej 1D
DK-2770 Kastrup
Danmark
Tlf. +45 7025 2522
www.cobirehab.com