



COBI REHAB[®]
The Positioning Company

Super Silla kørestolspolstring

Modelopbygget komfortpolstring - en enkel og let løsning

Anvendes med fordel til

Max 125 kg

Brugsanvisning

- Smertepatienter.
- Patienter med sammenfald i ryggen.
- Demente.
- Motoriske urolige patienter.
- Patienter med parkinsons sygdom.
- Mennesker i palliative forløb.
- Sclerose patienter.



ADVARSEL

Dette produkt må ikke anvendes uden grundig instruktion fra uddannet personale.

Bruges produktet til personer, der vejer mere end den maksimale brugervægt, er der risiko for at beskadige produktet.

Cobi Rehab påtager sig intet ansvar for eventuelle skader på produktet eller personskader forårsaget af forkert installation, forkert montering eller forkert anvendelse af dette produkt.

Hvis dele er beskadiget eller mangler, kontakt Cobi Rehab med det samme. Brug IKKE erstatnings reservedele.

Cobi Rehab kan ikke holdes ansvarlig for fejl eller ulykker, der opstår efter reparationer uden skriftlig tilladelse fra Cobi Rehab.

⚠ For at sikre korrekt brug af Super Silla kørestolspolstring skal brugsanvisningen læses grundigt før brug. Der skal rettes opmærksomhed specielt mod advarselerne mærket med ⚠.

Desuden må produktet kun betjenes af uddannet personale eller af personer, der har fået instruktion i dets brug, da der ellers er fare for, at brugeren kan komme til skade.

Anvendelse

Super Silla kørestolspolstring er anvendelig til mange patientgrupper, og særdeles velegnet til brugere med sammenfald i ryggen, demente, motorisk urolige patienter, smertepatienter og mennesker i palliative forløb.

Super Silla kørestolspolstring er specielt udviklet til kørestolsbrugere, som har brug for øget komfort og tryghed i den siddende stilling uden nødvendigvis at have brug for at blive korrigeret i stillingen. Super Silla giver brugeren en bedre støtte og komfort her og nu og kan evt. bruges i en periode, hvor der arbejdes på at finde en ny kørestol til brugeren.

Beskrivelse

Super Silla kørestolspolstring kan anvendes til at øge brugerens siddekomfort. Sæde/ryg/ben systemet er opbygget i tværgående kamre, som alle er fyldt med en blanding af skum og polystyren kugler, som tilpasser sig brugerens kropsform. Der er mulighed for at påsætte lårstyr, som giver brugeren komfort og støtte i kørestolen.

Super Silla kan påsættes de fleste kørestole, og kan nemt tilpasses flere kørestolsbredder og dybder, uden brug af værktøj. Super Silla er også meget fleksibel, da delene kan anvendes sammen eller hver for sig. Da alle dele er sat sammen med lynlås kan man let og simpelt tilvælge/fravælge den del, man ikke ønsker at bruge. Særdeles genanvendelig.

Før brug

Sikr at Super Silla vender rigtigt i stolen og at alle delene er lynet korrekt på.

Tilpasning til bruger

Påsæt Super Silla til den kørestol, hvor brugeren skal anvende polstringen. Tilpas Super Silla til kørestolens bredde og dybde.

Tilvæg/fravæg den del af kørestolspolstringen, der ikke skal bruges til den pågældende bruger.

Under brug

⚠ Undersøg jævnligt kørestolspolstringen for at sikre at det ikke er beskadiget eller defekt.

Vedligeholdelse og rengøring

Super Silla kørestolspolstring kan maskinvaskes ved 60°C men pudedelene skal lynes fra hinanden før vask.

⚠ Brug ikke pulverformede skuremidler, opløsningsmidler eller ridsende og skarpe genstande direkte på betrækket.

⚠ Hvis der konstateres en forandring af kørestolspolstringen eller af sammenføjningerne, skal produktet erstattes.

Specifikationer

Brugervægt max.		120 kg
Nr. 1 Ryg pude	Højde Bredde	40-50 cm 40-45 cm
Nr. 2 Hoftefikseringsstøtte/ lændestøtte	Længde Højde	42 cm 20 cm
Nr. 3 Siddepude	Højde Dybde Bredde	7 cm 45 cm 40-45 cm
Nr. 4 Ben del/pude	Højde Bredde	70 cm 46 cm
Nr. 5 Side del (sæt)	Højde Bredde	40 cm 46 cm
Total vægt		3 kg
Inkontinens betræk		Ja
Brandhæmmende betræk		Ja
Åndbart og strækbart betræk		Ja
Vaskbart betræk		Ja
Materiale	Skum og polystyren kugler	
ISO - klassifikation	ISO 18 10 06 - 05	



Garanti

Garantiperioden for Super Silla kørestolspolstring er 1 år fra købsdato. Fakturaen er "garantibevis".

Produkter, der er blevet anvendt til andre formål end den tilsigtede anvendelse; eller som har været genstand for forsømmelighed, misbrug, forkert opbevaring eller håndtering, fejlbetjening, uautoriserede modifikationer eller skader uden normal slitage, som er afgjort af Cobi Rehab, er ikke omfattet af denne garanti.

Hvis max brugervægt kapaciteten overskrides, vil garantien blive annulleret. Enhver uautoriseret reparation af produktet / del af produktet, samt manipulation med nogle af komponenterne, vil ugyldiggøre garantien.



Serie 43056 fra hmi-basen.dk

Scan koden og få flere produktinformationer.

PRODUCENT

Cobi Rehab
Fuglebækvej 1D
DK-2770 Kastrup
Danmark
Tlf.: +45 70 25 25 22
www.cobirehab.com

04/2018/JP



COBI REHAB[®]
The Positioning Company

COBI REHAB
Fuglebækvej 1D
DK-2770 Kastrup
Danmark
Tlf. +45 7025 2522
www.cobirehab.com