

Driftsforstyrrelser

Hvis biplyden (når batteriet sættes i styreboksen) efterfølges af to lange summelyde betyder det, at aktuatorerne skal 0-punkts kalibreres (se afsnittet 0-punkts kalibrering).

Fem korte summelyde betyder, at batteriet skal lades op, og at aktuatorerne derfor ikke virker. Begge summelyde lyder, hvis der både skal kalibreres og skiftes batterier.

Hav altid et ekstra batteri liggende, så et eventuelt driftsstop kan undgås.

Vent altid minimum to sekunder fra aktuatorerne er stoppet, til batteriet tages ud. Husk at kalibrere aktuatorerne efter batteriskift (se afsnittet 0-punkts kalibrering).

Lavt batteriniveau

Batteriet afgiver tre korte summelyde, hvis batteriniveauet er for lavt til, at aktuatorerne kan køre ned og op. På lavt batteriniveau kan aktuatorerne kun køre ned.

Fladt batteri

Batteriet afgiver en kort summelyd, når minimumsniveauet for kørsel med aktuatorerne er nået. Efter summelyden stopper aktuatorerne med det samme, og styreboksen holder op med at virke. Lad der gå mindst ét minut, før der sættes et nyt batteri i. Husk at kalibrere aktuatorerne efter batteriskift.

Hård belastning af batteri

Hvis batteriet belastes hårdt med mange kørsler lige efter hinanden, kan batteriet blive for varmt, hvilket aktiverer sikkerhedstermostaten inde i batteriet. Det betyder, at styreboksen holder op med at virke. Batteriet skal køle af i mindst 30 minutter, før det igen kan bruges.

Bemærk, at de forskellige alarmtyper kun lyder, når der køres med aktuatorerne. Når badetoiletstolen står stille, lyder der ingen alarmer, heller ikke når batteriet skal lades op. Hav derfor altid et opladet batteri liggende klar.



Tryk på "Pil ned-knappen" i ca. 12 sekunder



HMM-nr 70770 fra Hmi-basen.dk

XXL-Rehab Tilt badetoiletstol

Inden brug

Inden badetoiletstolen tages i brug, skal batteriet lades op i den medfølgende lader. En opladning tager 5-8 timer.

1. Sæt batteriet ind i laderen. Når batteriet drejes rundt i laderen, bliver det automatisk trukket på plads af to magneter i bunden af laderen.
2. Kobl laderen og stikdelen sammen, og sæt det i stikkontakten. Dioden på stikdelen lyser rødt under opladningen. Dioden lyser grønt, når batteriet er ladet helt op.
3. Tag batteriet ud ved at dreje det i pilens retning.
4. Sæt batteriet i styreboksen, der hænger på skubbebøjlen. Der lyder en biplyd fra styreboksen, når batteriet er sat korrekt i.

Vær opmærksom på, at de to aktuatorer skal kalibreres, inden badetoiletstolen tages i brug for første gang.

0-punkts kalibrering

At kalibrere betyder, at der foretages en måling og bagefter en justering af en genstand (her en aktuator) efter et bestemt mål. Kalibrering af de to aktuatorer på TILT badetoiletstolen gør, at de bevæger sig op og ned synkront på hver side af stolen.

En manuel 0-punkts kalibrering foregår via fjernbetjeningen:

1. Tryk på "Pil ned-knappen" i ca. 12 sekunder, til der lyder en mekanisk motorlyd fra styreboksen.
2. Slip knappen. De to aktuatorer er nu kalibreret.

En 0-punkts kalibrering skal ske ved:

1. Batteriskift.
2. Ibrugtagning efter transport.
3. Brug af stolen, efter at den har stået ubrugt længe.
4. Driftsforstyrrelser.



Aktuator