



Scan koden og få flere produktinformationer.



Brugervægt

Madrasen er beregnet til brugervægt op til 270 kg.

Auto Firm

Aktivering af **Auto Firm** pumper madrassen op til ca. 70 mmHg i 30 min, og returnerer derefter til vekseltryks funktionen, i det før angivne niveau.

Kontrol af trykafkastningen

⚠ Passende tryk findes ved at foretage en **håndprøve**:

Når cellen under brugers tungeste del er tom, føres en hånd ind ovenpå den tomme celle. Vi anbefaler en afstand mellem bruger og underlægningsmadrassen på 2-4 cm.

Husk at bruger skal have ligget på madrassen svarende til cyklus tiden, når håndprøven udføres.

Når bruger ikke benytter madrassen, pumpes den op til den opnår det indstillede modtryk. Når brugeren så lægger sig på madrassen lukker pumpen selv den overskydende luft ud.

CPR/Ved hjertestop

Hvis der skal foretages hjertemassage ved hjertestop, træk i CPR ventilerne STRAKS for at lade luften slippe HURTIGT ud af madrassen.

Rengøring

Luftmadras og pumpe skal rengøres omhyggeligt ved skift mellem brugere for at undgå krydskontaminering. Følgende er en god retningslinje, men lokale beslutninger vedr. rengøring bør ligeså følges.

- Daglige rengøringer kan udføres ved sengen med desinfektionsmidler, vand og mildt rengøringsmiddel samt en ren og tør klud.
- Rengøring af pumpen kan udføres med en hårdt opvredet klud med vand eller med lidt neutral sæbe.
- Vær omhyggelig med, at celler og betræk er HELT tørre før brugeren igen ligger på overfalden.
- Betrækket kan maskinvaskes op til 95° C.
- Betrækket kan tørretumbles ved lav varme. Betrækket skal være helt tørt før påmontering.
- Betrækket må ikke tørres i tørreskab og må IKKE stryges.

Find den udvidede brugsanvisning på www.cobirehab.com

QUICK guide



COBI REHAB
The Positioning Company

XXL-Rehab Vekseltryksmadras

Opsætning af XXL-Rehab Vekseltryksmadras

1. Læg madrassen fladt på liggefladen. Slangerne der skal tilkobles pumpen bør være i fodenden.
2. Hæng pumpen på fodenden og kontrollér at den sidder stabilt.
3. Kobl slangerne fra madrassen til pumpen. Se efter at de slutter korrekt til.
⚠ **Bemærk:** Det er vigtigt at slangerne ikke er knækkede, eller fanget under madrassen.
4. Se efter at CPR ventilen er korrekt tilsluttet madrassen og LUKKET!
5. Tilslut pumpen til lysnettet.
⚠ **BRUGEREN MÅ IKKE LIGGE PÅ MADRASSEN I OPSTARTSFASEN.**
6. Tilslut strømmen ved at tænde på tænd/sluk knappen på højre side af pumpen. Der vil nu høres en BIP lyd.
7. Pumpen vil straks gå i "statisk funktion". Den vil fylde madrassen til 30 mmHg, og derefter skifte over til "vekseltryks funktion". Hvis madrassen ikke opnår 30 mmHg efter 30 minutter vil den blive i "statisk funktion" og fortsætte opfyldningen. Hvis 30 mmHg endnu ikke er opnået efter endnu 15 minutter vil alarmen lyde og LED lampen vil tænde. Kontakt depotet.
8. Cyklus tid og tryk niveau er forudsat til middel niveau. Brug panelet til at vælge korrekt cyklus tid og tryk niveau.
9. Når madrassen er klar (Normalt Tryk LED lampen lyser), lægges et almindeligt lagen løst henover madrassen.

