



Pumpens funktion

Autofirm-funktion

Autofirm-funktionen bruges til pleje i sengen. Funktionen fylder madrassen med den maksimale mængde luft, hvilket letter pleje og forflytning. Trykket holder i 20 minutter. Bagefter vender pumpen automatisk tilbage til vekselryk.

Siddende

Pumpen har en siddefunktion (Siddende), som er beregnet til fx lunge- og hjertesygge, som sidder meget op i sengen. Funktionen aktiveres ved at trykke på Skift-knappen.

I tilfælde af hjertestop

Madrassen skal være flad, hvis der skal gives hjertemassage. Hurtig tømning af madrassen sker ved at dreje på CPR-ventilen i hovedenden, så ventilen står på OPEN. Bagefter trækkes tilslutningsslangerne ud af pumpen.

Driftsforstyrrelser

Hvis madrassen mangler strøm eller trykket er for lavt, vil alarmknappen på displayet bippe og lyse (figur 8). Tjek, at luftslanger og CPR-ventilen er korrekt sat i. Kontakt Cobi Rehab for yderligere hjælp.

Rengøring af Cobi Cura X10

- Til daglig rengøring af madrassen bruges vand, et desinfektions- og/eller et mildt rengøringsmiddel samt en ren, tør klud.
- Betrækket kan maskinvaskes ved 95° C.
- Betrækket kan tørretumbles ved lav varme. Betrækket skal være **helt** tørt, før det lægges på madrassen igen.
- Betrækket må **ikke** tørres i tørreskab eller stryges.
- Vaskes cellerne under betrækket, skal de være **helt** tørre, inden betrækket lægges på.
- Pumpen kan rengøres med en hårdt opvredet klud med vand og lidt neutral sæbe.

Find den udvidede brugsanvisning på www.cobirehab.com



Brugsanvisning
Cobi Cura X10

QUICK guide



COBI REHAB®
The Positioning Company

Cobi Cura X10 vekselryksmadras

Klargøring af madras og pumpe

- 1 Læg madrassen direkte på sengebunden, så cellerne vender opad.
- 2 Fastgør madrassen i hvert hjørne ved hjælp af stropperne.
- 3 Tjek, at sengens elevationsfunktion virker, når madrassen er blevet spændt fast til sengebunden.
- 4 Tjek, at madrassens CPR-ventil er lukket. Ventilen sidder i venstre side i hovedenden.
- 5 Hæng pumpen på sengegavlen ved hjælp af krogene.
- 6 Slut madrassens luftslanger til quick release koblingen på siden af pumpen.
- 7 Sæt strømstikket i stikkontakten.
- 8 Tænd pumpen på vippekontakten på pumpens højre side. Tryk bagefter på ON/OFF-knappen på displayet.

9 Tjek, at der står 10 i MINUTTER (figur 8). Pumpen er nu tændt, og madrassen pumpes op.

10 Vent ca. 20 minutter, før brugeren lægges på madrassen.

11 Pumpen indstiller automatisk madrassen til brugerens vægt.

12 Tryk på Soft- eller Firm-knappen ved manual indstilling af brugervægt (figur 1 og 2).

Håndprøven

Kontrollér altid, at madrassen har den korrekte mængde luft i sig under brugeren.

Det gøres ved at føre hånden ind mellem cellerne under brugerens tungeste del (fx bækkenet).

Madrassen skal være præcis så fyldt, at brugeren ligger/sidder halvvejs ned i madrassen.

