



**COBI REHAB**<sup>®</sup>  
The Positioning Company

# Cobi skummadras

**Bruges til**

**50-130 kg**

**Brugsanvisning**

- Brugere, som er i lav til middel risiko for udvikling af tryksår stadie 1-2.



# ADVARSEL

**Cobi skummadras må ikke anvendes uden grundig instruktion fra uddannet personale.**

**Bruges produktet til personer, der vejer mere end den maksimale brugervægt, er der risiko for at beskadige skummadrassen.**

**Cobi Rehab påtager sig intet ansvar for eventuelle skader på skummadrassen eller personskader forårsaget af forkert tilpasning, forkert montering eller forkert anvendelse af produktet.**

**Kontakt Cobi Rehab med det samme, hvis der er dele, som er beskadigede eller mangler. Brug aldrig egne erstatningsreservedele.**

**Cobi Rehab kan ikke holdes ansvarlig for fejl eller ulykker, der opstår efter reparationer, der er lavet uden skriftlig tilladelse fra Cobi Rehab.**

**⚠ Brugsanvisningen skal læses grundigt før Cobi skummadras tages i brug. Ret specielt opmærksomheden mod Advarsler og Sikkerhedsvejledninger mærket med ⚠.**

**Cobi skummadras må kun monteres af uddannet personale eller af personer, der har fået instruktion i brugen af skummadrassen. Forkert montering kan skade brugeren.**

## Beskrivelse

Cobi skummadras er en forebyggende og trykaflastende madras betrukket med et åndbart, strækbart inkontinensbetræk.

Inkontinensbetrækket er anti-bakterielt, aftageligt og kan vaskes på 95 ° C.

Skumkernen er fremstillet af RG 40 skum, mens toppen er et RG 50 viskoelastisk dæklag.

## Anvendelse

Cobi skummadras er udviklet til brugere med lav eller middel risiko for udvikling af tryksår. Den kan bruges op til tryksårsstadiet 2.

Cobi skummadras bruges også til smertebehandling, da ingen kontraindikationer er kendt eller rapporteret.

## Før brug

Madrassen placeres, så det viskoelastiske dæklag ligger øverst.

Madrassen placeres direkte på lamelbunden.

## Specifikationer

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Madras mål                    | 200 x 85 x 14 cm<br>200 x 90 x 14 cm   |
| Materiale og opbygning        | Kernen er fremstillet af RG 40 skum og toppen er et RG 50 viskoelastisk dæklag. Betrækket er lavet af PU-materiale (polyurethan). Inkontinensbetrækket er strækbart, åndbart og brandhæmmende. |
| Vægt af madras                | 10 hhv. 11 kg  |
| Gennemsnitlig holdbarhed      | 5 år   |
| Belastning                    | 50-130 kg  |
| Anti-allergisk                | 100 % latexfri   |
| Godkendt i henhold til        | UNE EN597, 1 og 2, Medical Device Class 1 none sterile for non measurement purpose (R.D 1591/2006 oct 16, DS/EN 12182:2012)  |
| Miljøforsvarlig bortskaffelse | Madrassen sendes til genanvendelse. Ca. 98 % kan genbruges.  |

## Vedligeholdelse og rengøring

Daglig rengøring kan foretages med desinfektionsmidler, vand og en ren, tør klud.

Inkontinensbetrækket skal være helt tørt, før brugeren igen må ligge på det.

Betrækket kan maskinvaskes på 95° C. Brug ikke klor eller lignende i vasken. Betrækket kan tørres i tørretumbler ved lav varme.

Skumkernen kan autoklaveres på 110° C eller kemisk-termisk renses for at fjerne eventuelle bakterier.

Skummet er UV-lysfølsomt og kan skifte farve, hvis det udsættes for stærkt sollys over en længere periode. Farveændringen har ingen betydning for kvaliteten eller madrassens anvendelighed.

## Garanti

Cobi Rehab garanterer, at Cobi skummadras er fejlfri, når den leveres. Skulle der mod forventning være mangler eller skade på skummadrasen ved modtagelsen, så kontakt Cobi Rehab med det samme.

Garantiperioden for Cobi skummadras er et år fra købsdato. Fakturaen gælder som garantibevis.

Garantien gælder ikke:

- produkter, hvor serienummer, batchnummer eller lignende er blevet fjernet eller beskadiget væsentligt
- produkter, hvor der er foretaget reparation af uautoriseret personale
- normal vedligeholdelse fx rengøring, tilpasning, smøring og opdatering af udstyr eller dele.

Garantien gælder ikke, hvis Cobi Rehab vurderer, at Cobi skummadras er blevet håndteret på en ureglementeret måde, fx hvis brugervægten overskrides.

Ved skade på grund af forkert brug, faktureres der både service og anvendte reservedele.

Garantien, beskrevet ovenover, er den eneste gældende garanti. Cobi Rehab kan ikke holdes ansvarlige for skader af nogen slags.

## Bortskaffelse

Produkter, der ikke længere er i brug, skal bortskaffes på forsvarlig vis. Kontakt kommunen for vejledning om korrekt bortskaffelse.



### PRODUCENT

SPM  
Cumhuriyet Mh Orhan Alp Yörük  
35875 Izmir  
Tyrkiet

### FORHANDLER

Cobi Rehab  
Fuglebækvej 1D  
DK-2770 Kastrup  
Danmark  
Tlf.: +45 70 25 25 22  
cobirehab.com

08/2019/CP



**COBI REHAB**<sup>®</sup>  
The Positioning Company

**COBI REHAB**  
Fuglebækvej 1D  
DK-2770 Kastrup  
Danmark  
Tlf. +45 7025 2522  
[cobirehab.com](http://cobirehab.com)