



Carital Optima statisk madras

Statisk zoneinddelt helmadrass med fuldautomatisk indstilling og dobbelt cellestruktur til forebyggelse og behandling af tryksår stadie 1-4

Madrassen

Carital Optima madrassen kommer med en fuldautomatisk og støjsvag pumpe. Pumpen sørger blandt andet for automatisk justering af trykket i madrassen.

Carital Optima madrassens specielle dobbelte cellestruktur nedsætter risikoen for tryk og for shear og bidrager med en stabil positionering af brugeren over hele liggefladen. Det gør madrassen optimal til smertepatienter, hvor selv små forskydninger i huden og ændringer af trykfordelingen kan udløse stærke smerter. Madrassen er testet til at kunne tage helt op til 10 på VAS-skalaen.

De tunnelformede øverste celler er fyldt med luft og tilpasser sig hurtigt brugerens kropsform. De inderste celler er opdelt i tre cellesektioner (ben, krop og hoved) med hver deres tryk. Trykket tilpasses hvert 2. minut i forhold til brugerens vægt og stilling. Det betyder, at når stillingen ændres, tilpasser madrassen sig automatisk til den nye vægtfordeling. På den måde kan der altid, uanset kropsform og stilling, opnås optimal trykaflastning.

Madrassen kan gøres statisk, hvilket letter plejen af brugeren i sengen. Den leveres i flere bredder og længder.

Madrassen kan bruges af alle patientgrupper, da der ingen kontraindikationer er.

Betræk

Der findes to typer af betræk til Carital Optima madrassen. Et vandtæt, åndbart og strækbart inkontinensbetræk samt et åndbart og strækbart komfortbetræk.

Pumpen

Pumpen til Carital Optima madrassen er fuldautomatisk og kan hænges på fodgærdet. Den er desuden meget støjsvag og kan i forhold til ekstremt lydfølsomme brugere indstilles til at bibeholde trykket fx i en kortere eller længere periode om natten. Pumpen kan indstilles til ekstra dyb og trykafastende lejring til brugere, der kun kan lejres på ryggen. Hvis bruger sidder meget op, kan pumpen indstilles til "siddefunktion".

30-160 kg

- Helmadrass
- Meget lydsvag
- Ingen kontraindikationer
- Automatisk justering af tryk
- Automatisk indstilling af brugervægt.



Fuldautomatisk og støjsvag pumpe.

Carital Optima statisk madras

Specifikationer

Carital Optima statisk madras	
Brugervægt	30-160 kg
Længde	200 / 220 cm
Bredde	80-120 cm
Højde	13 cm
Madrassens vægt	8,3 kg
Pumpens vægt	2,4 kg
Pumpens mål	8 x 10 x 32 cm
Sektionsopdelt madras	Ja, 3 sektioner
Alarm ved lufttab	Ja
Alarm ved strømsvigt	Ja
Batteribackup	Ja, 2-5 døgn
Lyntømningsfunktion	Ja
Statisk funktion	Ja
Anvendelig direkte på sengebund	Ja
Anvendelig til indstillelig sengebund	Ja
Brandhæmmende betræk	Ja
Inkontinensbetræk	Ja
Allergivenligt betræk	Ja
Vask- og desinficerbart betræk	Ja
Tryksårsforebyggende	Stadie 0-4
Standard, inkontinensbetræk	42% polyuretan, 58% nylon/polyamid, strækbart, vandtæt, åndbart og brandhæmmende
Komfortbetræk	100% bomuld, strækbart og åndbart
Celler	100% nylon med TPU laminering
ISO - klassifikation	ISO 18 12 18 - 27

Bruges til

- Brugere med mange smerter som følge af ALS, Cancer og HS
- Rygmarvsskadede
- Brugere med rum-retningsforstyrrelser
- Brugere, der er meget lydfølsomme
- Hjerter/lungepatienter, der skal sidde op.



Model	Længde cm	Bredde cm	Højde cm	Varenummer	HMI
Carital Optima helmadras med pumpe	200	80	13	2800-088-200	33134
Carital Optima helmadras med pumpe	220	80	13	2800-088-220	36421
Carital Optima helmadras med pumpe	200	85	13	2800-085-200	38819
Carital Optima langhelmadras med pumpe	220	85	13	2800-085-220	42140
Carital Optima lang helmadras med pumpe	200	90	13	2800-090-200	33135
Carital Optima lang helmadras med pumpe	220	90	13	2800-090-220	36422
Carital Optima helmadras med pumpe	200	100	13	2800-100-200	33136
Carital Optima helmadras med pumpe	220	100	13	2800-100-220	100233
Carital Optima helmadras med pumpe	200	120	13	2800-120-200	70750
Carital Optima helmadras med pumpe	220	120	13	2800-120-220	70751

Tilbehør					
Betræk komfort til Carital Optima	200	85	13	2800-999-031	-
Betræk komfort til Carital Optima	200	90	13	2800-999-032	-