



**COBI REHAB®**  
The Positioning Company

# Cobi hygiejnepuder

Positioneringspuder til brug i badesituationer



## Cobi hygiejnepuder

- Skaber stabilitet og trykfordeling
- Giver tryghed, sansestimuli og komfort
- Virker tryksårsforebyggende
- Forebygger shear.

## Bruges til

- Neurologiske patienter
- Alment svækkede medicinske eller geriatriske brugere
- Brugere med svære fejlstillinger eller udadreagerende adfærd
- Undervægtige brugere
- Brugere med komplekse smerter.

# Cobi hygiejnepuder

## Når positionering i badesituationen er en udfordring

Cobi hygiejnepuder er fremstillet til brug i badesituationer. Her skaber de en sikker og behagelig positionering, som giver brugeren en følelse af trykthed og stabilitet.

Hygiejnepuderne gavner også arbejdsforholdene for plejepersonalet, fordi den stabile positionering mindsker risikoen for, at brugeren glider eller ender i en forkert position.

Pudernes materiale forbedrer komforten i badesituationer og virker trykfordelende ved knoglefremspring. Cobi hygiejnepuder bør af hygiejnemæssige årsager tilknyttes én bruger og ikke deles af flere.

Puderne har en blå og en sort side. Den sorte side vendes ind mod kroppen.

Vores ergoterapeuter står altid klar med rådgivning og vejledning i brugen af hygiejnepuderne

Kontakt os på 70 25 25 22

Cobi Halvmånehygienepude



Cobi Nakkehygienepude



Cobi T-hygienepude



Cobi Bananhygienepuder



## Cobi Halvmånehygienepude

Halvmånepuden bruges som en lille stabil støtte langs med truncus i badestol eller som nakkestøtte på bruselejet.

## Cobi Nakkehygienepude

Puden supplerer den eksisterende hovedstøtte i badestol eller på bruseleje og sikrer endnu bedre stabilisering og centrering af hoved og nakke.

## Cobi T-hygienepude

T-puden bruges til at separere eller centrere. Den stabiliserer ben og fødder i badestol eller på bruselejet.

T-puden giver støtte ved fejlstillinger i fødder og fylder op, hvis fødderne ikke hviler tilstrækkeligt på fodstøtten.

## Cobi Bananhygienepude S

Puden støtter under en paretisk arm og i siden på overkroppen. Puden virker også som underarmsstøtte for begge arme i skødet eller som fyld bag nakke og skuldre.

## Cobi Bananhygienepude M og L

Puden støtter hele kroppen i badestolen eller på bruselejet. Den fungerer også som fyld ved stabilisering af undervægtige brugere. Puden placeres bag ved nakken og støtter overkroppen på hver side. Puden skal placeres inden for armlænet. Den kan også placeres fra nakke og ned under den ene arm foran personen. Placeres puden langs kroppen giver den en sikker maveliggende positionering på bruselejet ved vask af ryggen.



#### **Cobi Bananhygiejnepude L**

Puden giver side- og nakkestøtte samt støtte af paretisk arm.



#### **Cobi Bananhygiejnepude L og Cobi Nakkehygiejnepude**

Begge puder giver en stabil og tryk sideliggende lejring, som gør det nemmere for personalet at udføre plejeopgaver. Puderne kan også ligge bag ryggen og kan med fordel anvendes til brugere ude af stand til at opretholde en siddestilling.



#### **Cobi Bananhygiejne pude L, Cobi Nakkehygiejnepude og Cobi T-hygiejnepude S**

Pudernes udformning og placering gør det muligt at lægge brugeren stabilt i en 30° graders sideliggende stilling.



#### **Cobi Bananhygiejnepude L og Cobi T-hygiejnepude L**

Den symmetriske armstøtte giver en følelse af afgrænsning og tryk. Puden kan også bruges til positionering af fejlstillede fødder. Puden er desuden god til urolige og utrygge brugere.



#### **Cobi Bananhygiejne pude S og Cobi T-hygiejnepude L**

Pudernes placering stabiliserer hofter, knæ og understøtter nakken i rygliggende stilling.



# Cobi hygiejnepuder

## Specifikationer

Cobi hygiejnepuder	
Yderbetræk overside	100 % polyester
Yderbetræk underside	100 % polyester netstof
Fyld-materialer	Brandhæmmende EPS perler (ekspanderet polystyren)
Rengøring og desinfektion	Hygiejnepudens kerne tørrer langsomt, derfor skal Cobi Hygiejnepuden tørres hurtigst muligt efter brug.
	Hæng hygiejnepuden op et lunt sted og lad den tørre helt dér. Hygiejnepuden kan også tørres i tørreskab eller i tørretumbler ved max 60° C.
	Ved behov kan Cobi Hygiejnepuden vaskes i vaskepose ved max. 60° C. Læg kun én hygiejnepude i hver vaskepose.
	Brug almindeligt vaskemiddel, men intet skyllemiddel!
	Cobi hygiejnepuden skal på grund af størrelsen og tyngden altid vaskes i en større vaskemaskine.
	Hygiejnepuden kan desinficeres med et desinficeringsmiddel med en PH-værdi under 11,4.
ISO - klassifikation	ISO 14971:2012



Model	Højde cm	Bredde cm	Varenummer	HMI
Cobi Halvmånehygienepude	21	47	3002-9601-000	119110
Cobi Nakkehygienepude	37	56	3002-9911-000	64986
Cobi Bananhygienepude S	50	90	3002-9811-000	64982
Cobi Bananhygienepude M	62	110	3002-9111-000	64981
Cobi Bananhygienepude L	76	125	3002-9101-000	64983
Cobi T-hygienepude S	38	60	3002-9027-000	64984
Cobi T-hygienepude L	50	78	3002-9017-000	64979

Tilbehør	Højde cm	Bredde cm	Varenummer
Vaskepose S (Cobi Nakkehygienepude, Halvmånehygienepude og T-hygienepude S)	38	52	3002-9802-000
Vaskepose M (Cobi Bananhygienepude S og T-hygienepude L)	52	66	3002-9803-000
Vaskepose L (Cobi bananhygienepude M og L)	74	72	3002-9804-000

