



**COBI REHAB**<sup>®</sup>  
The Positioning Company

## PRODUKTARK

# XXL-Rehab Rollator King

### Stærk og funktionel rollator udviklet til den bariatriske bruger.

Rollator King er beregnet til brugere, der vejer op til 325 kg. Rollatoren kan bruges udendørs og indendørs på institutioner, plejecentre og i private hjem.



- Passer til døråbninger
- Stærk konstruktion
- Fungerer også som hvilestol
- Vægtkapacitet op til 325 kg



Scan eller klik på koden og find produktet på HMI-basen.



Cobi Rehab og Cobi Rehabs leverandører overholder FN's konventioner om børne- og tvangsarbejde og ILO 029, C132 samt C182.

## En af de stærkeste rollatorer på markedet

XXL-Rehab Rollator King har et funktionelt og let design og med en vægtpacitet op til 325 kg er XXL-Rehab Rollator King en af de stærkeste på markedet.

Rollator King kommer let gennem de fleste døråbninger og kan desuden foldes sammen under biltransport.

### Konstruktion

XXL-Rehab Rollator King er udstyret med et stort polstret sæde, som gør det muligt at holde hvil undervejs.

Den meget stærke og holdbare konstruktion giver sammen med de massive hjul med stålgafler sikrer stor sikkerhed og støtte for brugeren.

### Sikkerhedsrygbøjle

Når brugeren sætter sig tungt på rollatoren, sikrer rygbøjlen, at brugeren placeres rigtigt på

### Rengøring og vedligeholdelse

Rollatorens stel, sæde, håndtag og sikkerhedsrygbøjle skal rengøres med vand og et almindeligt rengøringsmiddel.

Bolte og møtrikker skal kontrolleres hver tredje måned. Spænd dem, hvis der er behov for det.

### Desinfektion

Rollatorens stel, sæde, håndtag og rygbøjle kan også desinficeres med fx Wet Wipe 70 % eller et klorprodukt 1000-1200 ppm (fx Wet Wipe Chlorine Desinfection).

### Transport i bil

Rollator King kan let klappes sammen, hvis rollatoren skal transporteres i motoriseret køretøj.

1. Tag fat i sædets forkant med den ene hånd. Hold om ét af håndtagene med den anden hånd.

2. Løft op i sædet og fold nu rollatoren sammen.

XXL-Rehab Rollator King giver brugeren mulighed for aktiviteter både indendørs og udendørs.

XXL-Rehab Rollator King har stabile bremser, som både kan låse som parkeringsbremse eller bruges som manuel bremse. De to former for bremser sikrer kontrol og sikker manøvrering.


Rollatoren er forsynet med kurv og reflekser i håndtagene.

hvilesædet. På den måde undgås fald bagover, og brugeren føler sig tryk ved at sætte sig ned.

Kontakt Cobi Rehab for yderligere vedligeholdelse af Rollator King.

Hvilesæde og rygbøjle kan skiftes ved overgang til ny bruger.

Hvis rollatoren skal fylde mindre, kan kurven og sikkerhedsrygbøjlen tages af.

 Rollator King må ikke bruges som sæde i motoriseret køretøj.

<b>Specifikationer</b>	
Brugervægt max.	325 kg
Total længde	85 cm
Total bredde	71 cm
Bredde mellem håndtag	61 cm
Højdejusterbar i 2,5 cm interval	77,5 - 99 cm
Sædebredde	51 cm
Sædedybde	35,5 cm
Sæddeåbning	58 cm
Sædehøjde	50 cm
Vægt	15,7 kg
Vægt i kurv maks.	5 kg
Sammenklappelig	Ja
Hvilesæde	Ja
Massive hjul	Ja
Ramme	Pulverlakeret aluminium
Sæde- og rygpolster	Polyuretan
Hjul	8" massive
Estimeret holdbarhed	7 år
ISO- klassifikation	ISO 12 06 06 - 11
Risikoklasse	I
UDI-DI	5740000102490
Grundlæggende UDI	5740000100007N8
Brugervejledning og produktark findes på website og kan skaleres op til stor skriftstørrelse.	

<b>Model</b>	<b>Sædebredde</b>	<b>Siddeåbning</b>	<b>Varenummer</b>	<b>HMI</b>
XXL-Rehab Rollator King, inklusive kurv	51 cm	58 cm	0172-050-000	88144