



PRODUKTARK

Super Silla rullstolspolstring

- Moduluppbyggd komfortpolstring

Super Silla används i rullstolar på omsorgscenter, sjukhus och i hemmen av rullstolsanvändare som har bruk för ökad komfort och trygghet i sittandet utan att nödvändigtvis behöva korrigeras i positionen.



- Höjer komforten i en standard rullstol
- Kan användas i de flesta rullstolar
- Lätt att montera utan att använda verktyg
- De olika delarna kan användas tillsammans eller var för sig



Super Silla – en enkel och komfortabel lösning

Super Silla rullstolspolstring är användbar till många personer. En enkel och smidig lösning som är särskilt lämplig för personer med:

- kotkompressioner
- demens
- motorisk orolighet
- smärta

Super Silla ger personen ett bättre stöd och en högre komfort här och nu. Super Silla kan med fördel användas under en period när man behöver extra komfort eller under tiden man arbetar med en avancerad sittanpassning. Super Silla kan användas i de flesta rullstolar.

Super Silla rullstolspolstring kan användas för att öka användarens sittkomfort och för tryckavlastning. Sits/rygg/bensystemet är uppbyggt i tvärgående kammare som alla är fyllda med en blandning av skum och polystyrenkuler. Denna blandning anpassar sig efter användarens kroppsform.

Super Silla är också mycket flexibel då de olika delarna kan användas tillsammans, men också var för sig. Alla delar sitter ihop med blixtlås. På så sätt kan man på ett enkelt sätt välja till eller ifrån den eller de delar man önskar använda.



Rengöring och underhåll

Ta bort yttlig smuts från dynan före rengöringen. Torka av kuddarna med en fuktig trasa uppblött i vatten och ett mildt rengöringsmedel. Torka grundligt av kuddarna med en torr trasa. Kuddarna måste vara helt torra innan de tas i bruk igen eller innan de läggs i förvaring.

Desinfektion och tvätt

Vid ytdesinfektion av kuddarna används vanligt förekommande desinfektionsmedel innehållande tensider, t ex ytdesinfektion eller Virkon.

Rekon

Var uppmärksam på att Super Silla ska desinficeras noggrant om den ska användas av en annan användare.



Specifikationer - Super Silla rullstolspolstring	
Max användarvikt	120 kg
Totalvikt	3
Material	Skum och polystyrenkulor
Användbar direkt i rullstol	Ja
Användbar direkt i inställbar rullstol	Ja
Brandsäkra överdrag	Ja
Inkontinensöverdrag	Ja
Allergivänliga överdrag	Ja
Tvätt och desinficerbart överdrag	Ja
Trycksårspåbyggande	Ja
ISO-klassifikation	18 10 06 - 05
Förväntad livslängd	2-5 år
UDI DI	Kommer snart
Bruksanvisning och produktark finns på hemsidan och kan förstoras upp i skriftstorlek.	

Modell	Längd cm	Bredd cm	Höjd cm	Artikelnummer
Super Silla komplett set	-	-	-	0400-040-045
1. Ryggkudde		40-45	40-50	0400-040-050
2. Höft/ländryggskudde	42		20	0400-042-020
3. Sittkudde	45	40-45	7	0400-999-010
4. Benkudde		46	70	0400-999-020
5. Sidokudde		46	40	0400-999-030

Kontakta Cobi Rehab på info@cobirehab.se eller på 08-702 97 74 om du önskar mer information, produktvisning eller gratis utprovning av en eller flera hjälpmedel.
