



BROSCHYR

Tumlekudden

Lösningen på positionering

Tumlekudden är utvecklad för positionering av personer inom oråden som demens, geriatri, neurologi, smärta och palliativ vård.

Positioneringskuddarna används till exempel på omsorgsboenden, sjukhus, hospice och i hemmet.



- Tryckfördelande effekt.
- Anti-bakteriellt förseglad tyg i kudden.
- Många positioneringsmöjligheter i varje kudde
- Tvättbara överdrag.
- Ger taktil och proprioceptiv stimulering.
- Fler än 25 olika kuddar.



Användning

Tumlekudden används av barn och vuxna som stöd och avlastning i liggande eller sittande ställning i till exempel säng, rullstol, soffa eller på golvet.

Kuddarna är anpassningsbara och formar sig utefter kroppen. Kuddarna reflekterar personens kroppsvärme, vilket verkar stimulerande på muskler och cirkulation.

Kuddarnas täta kontakt mot kroppen ger en känsla av ro och trygghet. Det är enkelt att ändra kuddens form även när den används.

Observera att Tumlekudden inte är en dokumenterad antidecubitusprodukt trots den höga komforten och tryckfördelningen.

Konstruktion

Tumlekudden finns i många olika modeller och storlekar. Kombinationen av de små polystyrenkulorna i en stabil innerkudde och bomullsöverdraget gör att kudden formar sig utefter personen och underlaget och stannar kvar där den är placerad.

Det finns två överdrag. Ett bomullsöverdrag i olika färger för att underlätta för användare att minnas var kuddarna ska ligga och ett enfärgat hygienöverdrag.

Bomullsöverdraget andas, kan maskintvättas och är anti-bakteriellt behandlat. Hygienöverdraget kan maskintvättas och är mögel- och svampresistent.

Lugnande effekt

Utöver att öka tryckfördelningen kan kuddarna också användas för att minska spasticitet och ge taktill stimulering.

Taktill stimulering kan vara behjälplig för till exempel personer med demens genom att det hjälper till att avgränsa kroppen och har en lugnande effekt.

Rengöring och underhåll

Daglig rengöring av kudde

Torka av kuddarna med en ren och fuktig trasa med mildt rengöringsmedel. Kudden ska vara helt torr innan den används igen eller lagras.

Desinfektion och tvätt

För att desinficera ytan på kudden använd en engångstrasa med etanol (t.ex. Wet Wipe 70 %) eller en klorprodukt 1000-1200 ppm (t.ex. Wet Wipe Chlorine Desinfection).



Stor banankudde längs magen och mellan låren.
Stor fyrkantskudde mellan underbenen.



Liten banankudde bakom ryggen och under armen.
Stor banankudde bakom ryggen och mellan låren.
Stor fyrkantskudde mellan underbenen.



Tjock halvmåne i knät och under armarna.
Stor halvmåne mellan nacke och nackstöd.
T-kudde M i knäveckan.

Bomullsöverdraget maskintvättas på 60° C och kan torktumlas. Det kan krympa upp till 5% och kan blekas med tiden. Hygienöverdraget maskintvättas på 95° C och torktumlas.

Tumlekudden kan inte maskintvättas. Maskintvätt skadar fyllningen i kudden.

Specifikationer

Fyllning	Kulor av expanderad polystyren. Brandhämmande.
Innerkudde	PU-belagt brandhämmande polyestertextil. Mögel- och svamperesistent.
Bomullsöverdrag	100% Öko-Tex perlebomull. Anti-bakteriellt behandlat. Ej brandhämmat.
Hygienöverdrag	PU-belagt brandhämmande polyestertextil. Mögel- och svamperesistent.
Rengöring av innerkudde	Kudden klarar ej maskintvätt. Rengöres med ett mildt rengöringsmedel eller desinficeras.
Tvätt av överdrag	Bomullsöverdraget tvättas på 60° C och kan torktumlas. Det krymper cirka 5% och kan blekna med tiden. Hygienöverdrag tvättas på 95° C och kan torktumlas.
Lagring	Utsätt inte kudden för hög värme, långvarig och intensivt solljus eller annan strålning.
ISO-klassifikation	09 07 06 - 02
Förväntad livslängd	2 år
Grundläggande UDI-DI	5740000100014N5

Cobi Rehab hjälper gärna till med utprovningar.
Kontakta oss på info@cobirehab.se eller 08-702 97 74.

Beställning av Tumlekudden och överdrag

I Produktguiden finns det en översikt över alla tumlekudden och artikelnummer. Artikelnummer som slutar på -000 gäller innerkudde. Artikelnummer som slutar på -010 gäller hygienöverdrag och artikelnummer som slutar på -020 gäller bomullsöverdrag. Vill man beställa kudden med bomullsöverdrag slutar det artikelnumret med -120.

Se exempel på beställning:

Stor fyrkantskudde utan överdrag, Artikelnummer 0305-721-000

Hygienöverdrag till Stor fyrkant, Artikelnummer 0305-721-010

Bomullsöverdrag till Storfyrkant, Artikelnummer 0305-721-020

Stor fyrkant med bomullsöverdrag, Artikelnummer 0305-721-120

Ring in din beställning på 08-720 97 74 eller skicka en e-post till info@coirehab.se.
