



PRODUKTARK

Bariatrisk 4-punkt stok

Stærk og funktionel 4-punkt stok udviklet til den bariatriske bruger.

Bariatrisk 4-punkt stok er beregnet til brugere, der vejer op til 270 kg. Den bruges på hospitaler, i plejeboliger og i private hjem. Kan bruge både indendørs og udendørs.



- Højdejusterbar
- Designet af Cobi Rehab
- Sikrer stabilitet under gang
- Stærk rørkonstruktion
- Vægtkapacitet op til 270 kg
- Højner sikkerheden for bruger



Scan eller klik på koden og find produktet på HMI-basen.



Cobi Rehab og Cobi Rehabs leverandører overholder FN's konventioner om børne- og tvangsarbejde og ILO 029, C132 samt C182.

Bariatrisk 4-punkt stok

Anvendelse og konstruktion

Bariatrisk 4-punkt stok er en forstærket stok af stål, med en 4-punkts base, specielt udviklet til at yde støtte og sikkerhed under gang for brugere op til 270 kg.

Stokkens buede rør placerer brugerens vægt direkte over akslen, mens 4-punkts basen sikrer stor stabilitet og sikkerhed. Stokken har en stærk rørkonstruktion, et fast greb, håndledsstrop og dobbelt trykknop til højdejustering.

Rengøring og vedligeholdelse

Bariatrisk 4-punkt stok rengøres med vand og et almindeligt rengøringsmiddel eller desinficeres med et klorprodukt 1000-1200 ppm.

Desinficer altid stokken ved overgang til ny bruger. Derved undgås krydskontamination.

Indstilling

Bariatrisk 4-punkt stok er udstyret med to udløserknapper på stokkens skaft til højdeindstilling. Før brug skal højden på stokken justeres ved at trykke på de to udløserknapper.

⚠ Bariatrisk 4-punkt stok må ikke bruges, før de to udløserknapper til højdeindstilling er trykket helt på plads.

De to udløserknapper skal kontrolleres regelmæssigt og udskiftes om nødvendigt.

Manglende kontrol af clips, som anvist kan forårsage funktionsfejl.

Specifikationer	
Brugervægt max.	270 kg
Højdejusterbar	71-93 cm
Vægt	1,5 kg
Refleks	Ja
Basemål	15 X 22 cm
Håndgreb	14 cm
Greb	TPR - Termoplastisk gummi
ISO - klassifikation	ISO 12 03 16 - 03
Produktets forventede levetid	7 år
Risikoklasse	I
UDI-DI	5740000102858
Grundlæggende UDI	5740000100010MV
Brugervejledning og produktark findes på website og kan skaleres op til stor skriftstørrelse ved synshandicap.	

Model	HMI-nummer	Varenummer
4-punkt stok	42617	0201-000-000