



PRODUKTARK

Bendix ryg

En all around ryg, der kan monteres på de fleste kørestole.

Anvendes til brugere med nedsat fysisk funktionsniveau. Puden kan overgå og tilpasses til anden bruger.

Bendix ryggen fås i fire forskellige størrelser.



- Tilpasses til den enkelte bruger
- Kompatibel med flexarme fra Kelvin komfort kørestolen
- Kompatibel med Edison nakkestøtte og standard nakkestøtten fra Kelvin kørestolen.



Scan eller klik på koden og find produktet på HMI-basen.



Cobi Rehab og Cobi Rehabs leverandører overholder FN's konventioner om børne- og tvangsarbejde og ILO 029, C132 samt C182.

Om dette produktark

Dette produktark indeholder vigtige oplysninger om anvendelsen af Bendix ryg. Det indeholder også visse specifikationer for Bendix ryg.

Den nyeste version af dette produktark finder du på vores website. Tjek om den version, du sidder med nu, er det nyeste.

Hvis du har brug for et produktark, som er skrevet med en større skriftstørrelse, findes det i PDF-form på cobirehab.com, som kan skaleres op i skriftstørrelsen.

Bendix ryg

Anvendelse og konstruktion

Bendix ryggen er en all round ryg, som kan monteres på andre kørestole, herunder komfort kørestole.

Bendix ryggen er forsynet med fem puder i ryggen og to puder på hver siddestøtte. Alle syv puder kan tilpasses individuelt. Det vil sige, at der kan tilføjes (eller fjernes) fyld i hver enkel pude.

Det sikrer en meget præcis og individuel opbygning af ryggen, så der opnås mest mulig aflastning og støtte af udsatte områder.

Den individuelle tilpasning betyder tryghed og sansestimulering for bruger.

Rengøring og vedligeholdelse

Bendix ryg og puder kan tørres af med en klud opvredet i mildt sæbevand.

Alle puder kan skiftes ved overgang til ny bruger.

Bomuldsbetrækket kan vaskes på 60° og tørretumbles.

Opbevaring og transport

Når Bendix ryg ikke er i brug, bør den opbevares tørt og beskyttet mod stærkt sollys ved temperaturer mellem 0°C til + 45°C og ved en relativ luftfugtighed på 20 - 75%.

Ovennævnte anbefalinger for opbevaring gælder også ved opbevaringsperioder over 4 måneder.

Du kan altid kontakte Cobi Rehab på 7025 2522 eller på cobi@cobi.dk, hvis du ønsker flere oplysninger om Bendix ryg.

Cobi Rehab forbeholder sig retten til at ændre produktspecifikationerne uden forudgående varsel.

Bendix ryggen er opbygget efter de samme principper som Kelvin stolen.

Der kan løbende laves tilpasninger, og Bendix ryggen kan let genanvendes til anden bruger.

Langt de fleste tilpasninger kan foretages mens bruger sidder i kørestolen, hvilket kan spare bruger for unødvendige forflytninger samtidig med, at støtten kan placeres mere præcist.

Bendix ryggen fås i fire forskellige størrelser: 0, 1, 2 og 3.

Betræk

Til hver størrelse Bendix ryg findes et strækbart, åndbart og vaskbart bomuldsbetræk, som lægges over ryggen, så tilsmudsning undgås.

Desinfektion

Bendix ryg og puder kan desinficeres med fx Wet Wipe 70% eller et klorprodukt 1000-1200 ppm.

Transport

Bendix ryg alene er egnet til land- og/eller lufttransport. Når Bendix ryg er påmonteret en kørestol afhænger egnetheden til transport af den pågældende kørestol.

Specifikationer

Brugervægt	Jf. vægten på den benyttede kørestol
Materiale	Aluminium
Højde	57 cm
Vægt	Ca. 6 kg
Vaskbart, åndbart bomuldsbetræk	Ja
Pudeoverflade	PU
Kompatibel med nakkestøtte og flexarme	Ja
Pudefyld	Latex med Krøyer-kugler
ISO - klassifikation	ISO 18 10 03 - 01
Produktets forventede levetid	7 år
Risikoklasse	I
Brugervejledning og produktark findes på website og kan skaleres op til stor skriftstørrelse ved synshandicap.	

Bestilling og tilbehør

Model/Rygbredde indvending/sædebredde i cm	Varenummer	HMI
Bendix ryg str. 0/30/37	0302-999-001	76648
Bendix ryg str. 1/35/42	0302-999-002	76649
Bendix ryg str. 2/40/47	0302-999-003	76650
Bendix ryg str. 3/45/52	0302-999-004	76651
Tilbehør		
Betræk til ryg str. 0	0302-999-011	
Betræk til ryg str. 1	0302-999-012	
Betræk til ryg str. 2	0302-999-013	
Betræk til ryg str. 3	0302-999-014	