



COBI REHAB[®]
The Positioning Company

PRODUKTARK

Kelvin Komfort Kørestol

Kelvin komfort kørestol tilpasses ned i detaljer til hver enkelt bruger.

Den individuelle tilpasning og den øgede komfort er med til at højne både aktivitetsniveauet, funktionsniveauet og livskvaliteten.

Brugervægt maks. 125 kg.



- Altid mulighed for individuel tilpasning
- Højner livskvalitet og aktivitetsniveau
- Tilt sikrer bedre forflytning (elektrisk tilt kan monteres)
- Giver tryghed og stimuli for borger
- Alle puder kan skiftes ud ved overgang til ny borger.
- Passer til almindelige døråbninger.



Scan eller klik på koden og find produktet på HMI-basen.



Cobi Rehab og Cobi Rehabs leverandører overholder FN's konventioner om børne- og tvangsarbejde og ILO 029, C132 samt C182.

Om dette produktark

Dette produktark indeholder vigtige oplysninger om brugen af Kelvin Kørestol og målgruppen for kørestolen. Det indeholder også en lang række specifikationer på Kelvin Kørestol.

Den nyeste version af dette produktark finder du på vores website. Tjek om den version, du sidder med nu, er den nyeste.

Anvendelse

Kelvin Kørestol er designet til indendørs brug på institutioner, i plejeboliger og i private hjem. Kørestolen har en bredde, der gør, at den kan komme igennem almindelige døråbninger.

Kelvin Kørestole er beregnet til immobile borgere op til 125 kg uden stand- og gangfunktion.

Den tilsigtede operatør af kørestolen er en sundhedsuddannet fagperson, fx en terapeut, sygeplejerske eller en sosu-assistent.

Konstruktion

Kelvin Kørestol er opbygget af puder fyldt med latex og Krøyer-kugler. Kørestolen kan indstilles efter brugerens hofte-, knæ- og ankelled.

Kelvin Kørestol kan desuden tiltes op til 45°, hvilket hjælper ved fx forflytninger.

De mange tilpasningsmuligheder sikrer brugeren en optimal støtte fra isse til hæl, trods deformiteter og kontrakturer.

Kørestolen er konstrueret med flexarme, som understøtter brugerens arme og skaber tryk, ro og komfort.

Større livskvalitet

Den tryk og ro, som brugeren får via den komfortable Kelvin Kørestol er med til at højne funktionsniveauet.

Med det øgede funktionsniveau kommer også en højere grad af fleksibilitet, livskvalitet og lyst til at indgå i sociale relationer og aktiviteter.

Hvis du har brug for et produktark med en større skriftstørrelse, findes produktarket i skalerbar PDF-form på cobirehab.com.

Du kan altid kontakte Cobi Rehab på telefon 7025 2522, hvis du ønsker flere oplysninger om Kelvin Kørestol.

Cobi Rehab forbeholder sig retten til at ændre produktspecifikationerne uden forudgående varsel.

Kørestolen kan bruges i temperaturer fra -5° til +40° C og i en luftfugtighed mellem 20-75%.

Kelvin Kørestol kan også bruges udendørs, men er primært til indendørs brug.

Kontraindikationer

Brugere med nedsat kognitive funktionsevner skal overvåges i forbindelse med brugen af Kelvin Kørestol.

Fleksibilitet

Kelvin Kørestolens puder og dele er nøje afstemt med hinanden. Mængden af fyld i hver eneste pude kan justeres, så den passer til det sted på kroppen, som puden skal understøtte.

Kørestolen kan opgraderes med abduktionspude, bord og forskellige nakkestøtter, benstøtter og armlæn. Alt tilbehør tilpasses den enkelte bruger.

Kelvin komfort kørestolen kan genbruges, fordi det store udvalg af tilbehør gør det nemt at gentilpasse kørestolen. Gentilpasninger bør altid foregå i samarbejde med konsulenter fra Cobi Rehab.

Kelvin Kørestol kan også senere påmonteres el-tilt og/eller hjælpemotor.

Kontakt Cobi Rehab på 70 25 25 22 og hør mere om de to løsninger.



Tiltet Kelvin Kørestol

Justeringsmuligheder

Hovedstøtten

Hovedstøtten kan indstilles i både dybde, vinkel og højde ved hjælp af de tilhørende skruer.

Kelvin komfort kørestolen fås også med Edison nakkestøtte, som er nem at tilpasse takket være et multijusterbart greb. Nakkestøtten kan tilpasses i lodret, sideværts samt fremadrettede positioner.

Justering af hoft- og knævinkel

Både hoftvinklen og knævinklen kan justeres ved at løsne de tilhørende skruer.

Forlængelse af fodstøtter

Fodstøtten kan forlænges ved at justere på de tilhørende skruer.

Ankelvinkel

Ankelvinklen kan indstilles ved at løsne de tilhørende skruer.

Skubbehåndtag

Skubbehåndtagenes højde kan indstilles ved at løsne de tilhørende skruer.

Betjening af tiltfunktion

Tiltfunktionen aktiveres ved tryk på det lille håndtag på højre skubbehåndtag. Brugerens vægt er medvirkende til, at kørestolen tiltes bagover. Det lille håndtag aktiveres igen, når bruger og kørestol skal tilbage i position.

Tilpasning af puder

Alle puder på kørestolen kan åbnes og fyldes med mere fyld eller tømmes ved behov.

Puderne åbnes med træk i den gule lynlås.



Kelvin Kørestol med vaskbart bomuldsbetræk.



Kelvin Kørestol med todelte

Rengøring og desinfektion

Rengøring

Kelvin Kørestolen er beregnet til indendørs brug, men tåler dog også at blive brugt udendørs.

Skulle Kelvin komfort kørestolen blive våd, bør den hurtigst muligt tørres af med en tør klud.

Hvis stellet er snavset, kan det tørres af med en klud opvredet i mildt sæbevand.

Puder & bomuldsbetræk

Kelvin Kørestolens bomuldsbetræk kan vaskes ved 60°C og tørretumbles.

Puderne kan tørres af med en klud opvredet i mildt sæbevand.

Alle puder kan skiftes ved overgang til ny bruger.

Desinfektion

Kørestolens stel, puder og skubbehåndtag kan også desinficeres med fx Wet Wipe 70% eller et klorprodukt 1000-1200 ppm.

Opbevaring og transport

Opbevaring

Når Kelvin Kørestol ikke er i brug, bør den opbevares tørt og beskyttet mod stærkt sollys ved en temperatur på -5°C til +40°C og ved en relativ luftfugtighed på 20 - 75%.

Ovennævnte anbefalinger for opbevaring gælder også ved opbevaringsperioder over 4 måneder.

Transport

Kelvin Kørestol er egnet til land- og/eller lufttransport, men kan ikke klappes sammen, da den har en fast ramme.

Kørestolen tåler at blive løftet op i rammen, hvis den skal transporteres uden bruger i motoriseret køretøj.

Kelvin Kørestol er crash testet. Det betyder, at den må bruges som sæde i et motoriseret køretøj. Kørestolen fastgøres i motoriseret køretøj ved hjælp af Tie-Down beslag (Tilkøb).



Kelvin Kørestol tilpasses altid individuelt af vores konsulenter.



Kelvin Kørestol med bord.

Specifikationer

Maks. brugervægt	125 kg
Risikoklasse	I
Grundlæggende UDI DI	87193261569CANXT20WC
Forventet holdbarhed	Minimum 7 år
Crash testet	Ja, i henhold til ISO 7176-19
Sædedybde	420-560 cm
Rygvinkel	50° (yderligere vinkling mulig i nogle tilfælde)
Sædevinkel	-5° - 25° / 0° -30°
Ryglænsenhøjde	550 mm
Sædebredde	340-500 mm
Maks. totalbredde	680 mm
Maks. vægt af kørestol	47 kg
Maks. vægt af tungeste komponent på kørestolen	20 kg
Maks. hældning op ad bakke	5°
Massive drivhjul	PU
Stellet	Højstyrkestål
Pudefyld (ryg, fod)	Granuleret latex
Pudefyld (sæde)	Granuleret latex og skum af bund
Pudepolstring	Strækbar gummipolstring
Skubbehåndtag, indstillelig	Ja
Polstring benstøtter	Imiteret læder
Sammenklappelig	Nej
Generelle krav og prøvningsmetoder	ISO/EN 12182, 12183, 12184

Tilbehør	Varenummer
Nakkestøtte Edison multijusterbar	0300-999-043
Nakkestøtte standard S	0300-999-040
Nakkestøtte standard M	0300-999-041
Nakkestøtte standard L	0300-999-042
Nakkestøttebetræk standard S	0300-999-030
Nakkestøttebetræk standard M	0300-999-031
Nakkestøttebetræk standard L	0300-999-032
Nakkestøttebetræk Edison	0300-999-033
Flexarm, højre	0300-999-051H
Flexarm, venstre	0300-999-051V
Flexarm med tyngde højre	0300-999-055H
Flexarm med tyngde venstre	0300-999-055V
Armlæn højdeindstilleligt højre	0300-999-062H
Armlæn højdeindstilleligt venstre	0300-999-062V
Benstøtter elevérbare standard sæt S, husk monteringskit	0300-999-070
Benstøtter elevérbare standard sæt M, husk monteringskit	0300-999-071
Benstøtter elevérbare standard sæt L, husk monteringskit	0300-999-072
Fodstøtter todelt sæt S	0300-999-076
Fodstøtter todelt sæt M	0300-999-077
Fodstøtter todelt sæt L	0300-999-078
Regnslag størrelse S	0300-999-036
Regnslag størrelse M	0300-999-037
Regnslag størrelse L	0300-999-038
Stretchcover betræk One Size	0300-999-017
Stretchcover betræk standard L56	0300-999-018
Stretchcover betræk standard til flexarm/stk.	0300-999-020
Comfort betræk S40	0300-999-023
Comfort betræk S48	0300-999-024
Comfort betræk M40	0300-999-025
Comfort betræk M48	0300-999-026
Comfort betræk M56	0300-999-027

Bord, universal	0100-999-001
Lægforlænger modul	0300-999-260
El-tilt kan tilkøbes eller eftermonteres	Kontakt Cobi Rehab for service og pris
Transit Tie-Down System (beslag til biltransport)	0120-999-065



COBI REHAB[®]

The Positioning Company

FORHANDLER

Cobi Rehab
Fuglebækvej 1D
DK-2770 Kastrup
Danmark
+45 7025 2522
cobirehab.com

PRODUCENT

Life & Mobility B.V.
Logistiekweg 7
NL-7007 CJ Doetinchem
Holland
+31 314 32 80 00
Life-mobility.com