



Opsætning af Bariatrisk vekseltrykmadras op til 270 kg

1. Læg madrassen på sengen med slangerne til pumpen placeret i fodenden.
 2. Hæng pumpen på sengegavlen og kontrollér, at den sidder stabilt.
 3. Kobl madrassens slanger til pumpen. Sørg for, at de slutter korrekt til.
- ⚠ Slangerne må ikke "knække" eller være gemt under madrassen.
4. Sørg for, at CPR-stropperne sidder korrekt og er tilsluttet madrassen.
 5. Sæt pumpen i stikkontakten.
- ⚠ Borger må ikke ligge på madrassen under opsætningen.
6. Tænd på tænd/sluk knappen på højre side af pumpen. Afvent biplyd.
 7. Når pumpen tændes, går den i statisk funktion og fylder madrassen op til 30 mm Hg. Herefter skifter pumpen over til vekselryk (ALTERNATING).

Når trykket ikke op på 30 mm Hg efter 45 minutter, lyder alarmen og LED-lampen tændes. Kontakt da depotmedarbejder eller Cobi Rehab på 70 25 25 22.

8. Cyklustid og komfortniveau er sat som default til en middelværdi. Brug panelet til at vælge cyklustid og komfortniveau (PRESSURE RANGE).

9. Efter endt opsætning lægges et løst lagen på madrassen.

Kontrol af tryk - håndprøven

Mærk på luftcellerne, der har kontakt med udsatte områder. Madrassen må ikke være for hård. Der skal være 2-4 cm afstand til bunden af madrassen.

Håndprøve kan først foretages, når bruger har ligget minimum 10 minutter på madrassen.

Rengøring

Brug vand, en ren klud og et mildt rengøringsmiddel. Desinficer madras og pumpedele med ethanol 70-85% eller et klorprodukt min. 1000 og max. 10 000 ppm.



QUICK GUIDE

Bariatrisk vekseltrykmadras op til 270 kg

Pumpens monitor måler konstant trykket i madrassen. Ved for lavt tryk, fylder pumpen automatisk madrassen til det fastsatte niveau.

ON/OFF - figur 1

Tænd- og slukknappen sidder på højre side af pumpen.

SIKRING - figur 2

Pumpen har to sikringer.

LEDNING - figur 3

Ledningen er fastmonteret på pumpen.

PRESSURE RANGE - figur 4

Madrassen har 8 komfortniveauer stigende med 34 kg pr. niveau.

CYCLE TIME (cyklustid) - figur 5

Der er 4 cyklustider, 10, 15, 20 eller 25 min. 10 min. = 2 tændte dioder. 15 min. = 4 tændte dioder osv.

ALARM RESET - figur 6

Alarmen lyder og ALARM RESET-lampen blinker ved strømsvigt eller tryktab. Tryk på knappen for at slå lyden fra eller til igen.

STATIC - figur 7

Statisk funktion stopper vekselrykfunktionen.

ALTERNATING - figur 7

Tryk på ALTERNATING for at skifte til vekselrykfunktion.

AUTOFIRM - figur 8

Autofirm er til pleje i sengen. Her fyldes madrassen op 70 mm Hg (maksimum). Holdes i 30 min. Tryk på AUTOFIRM for stop af funktion, før de 30 min. er gået.

Pumpen skifter automatisk tilbage til vekselryk.

