



**COBI REHAB**<sup>®</sup>  
The Positioning Company

## PRODUKTARK

# Tauron – bariatrisk kørestol

**Sammenklappelig kørestol i tidløst design beregnet til brugere op til 250 kg. Til indendørs- og udendørs brug. Mange indstillingsmuligheder.**

Tauron Kørestol bruges på plejecentre og hospitaler samt i hjemmeplejen og private hjem til brugere med behov for en komfort kørestol med trykaflastende sæde.



**OP TIL 250 kg**

- Bruges i rehabiliteringen af den mobile bruger.
- Mulighed for justering af blandt andet fodstøtter, sædehøjde og skubbebøjle.
- Robuste armlæn, der gør det lettere at komme ind og ud af kørestolen.
- Desinficerbar.
- Passer til de fleste døråbninger.



Scan eller klik på koden og find produktet på HMI-basen.



Cobi Rehab og Cobi Rehabs leverandører overholder FN's konventioner om børne- og tvangsarbejde og ILO 029, C132 samt C182.

## Anvendelse

Tauron Kørestol er designet til indendørs brug på fx hospitaler, institutioner og i plejeboliger.

Kørestolen kan også bruges udendørs og i private hjem.

Tauron Kørestol er beregnet til brugere op til 250 kg med begrænset stand- og gangfunktion.

Den tilsigtede operatør af Tauron Kørestol er en sundhedsuddannet fagperson, fx en terapeut, sygeplejerske eller en sosu-assistent.

Tilsigtede operatør kan også være brugeren med truncusstabilitet og funktionsevne til selv at kunne drive, styre og bremse kørestolen.

Tauron Kørestol kan bruges i omgivelser med en temperatur fra 0-45° C og i en luftfugtighed mellem 20-75%.

### Ibrugtagning

Når Tauron Kørestol tages i brug, bør bruger sammen med terapeut eller en anden sundhedsfaglig medarbejder udføre en række forskellige række-, fremadbøjnings- og forflytningsøvelser for at forstå sikkerhedsgrænserne for kørestolen.

### Kontraindikationer

Brugere med nedsat kognitive funktionsevner skal overvåges og guides i forbindelse med brugen af Tauron Kørestol.

## Om dette produktark

Dette produktark indeholder vigtige oplysninger om anvendelsen af Tauron Kørestol og målgruppen for kørestolen. Det indeholder også en lang række specifikationer på Tauron Kørestol.

Den nyeste version af dette produktark finder du på vores website. Tjek om den version, du sidder med nu, er det nyeste.

Hvis du har brug for et produktark, som er skrevet med en større skriftstørrelse, findes det i PDF-form på [cobirehab.com](http://cobirehab.com), som kan skaleres op i skriftstørrelsen.

Du kan altid kontakte Cobi Rehab på 7025 2522 eller på [cobi@cobi.dk](mailto:cobi@cobi.dk), hvis du ønsker flere oplysninger om Tauron Kørestol.

Cobi Rehab forbeholder sig retten til at ændre produktspecifikationerne uden forudgående varsel.



Krydskonstruktionen, der gør Tauron sammenklappelig.

## Konstruktion

Tauron Kørestol er en manuel kørestol designet med en krydskonstruktion i sortlakeret stål, som gør, at kørestolen kan klappes sammen.

Rammen, rygrør og sædeplade er lavet af elokseret aluminium.

Ryglænspolstringen består af polyester, mens de indstillelige armlæn er lavet af PU-skum. Armlænene kan forlænges i højden (tilvalg).

Tauron bariatrisk kørestol har parkeringsbremse, indstillelig skubbebøjle og anti-tip, så bruger kan stige ind og ud af kørestolen uden risiko for at vælte.

Tauron bariatrisk kørestol leveres med benstøtter, som kan vinkelindstilles. Benstøtterne kan indstilles i både højde og position. Andre typer af benstøtter kan tilkøbes.

Tauron kørestol har 24" drivhjul i PUR plast og 6" styrehjul, ligeledes i PUR plast.



Sammenklappet Tauron.

## Tilpasningsmuligheder

Ryglænet på Tauron Kørestol er konstrueret, så brugere med en voluminøs bagdel kan få en god lændestøtte, hvilket er et overset problem.

Ryglænet består af spændebånd, som er gemt under ryglænspolstringen. Stropperne på ryglænspolstringen kan sættes fast med velcro på bagsiden af sædepolstringen, så spalten mellem ryglæn og sæde lukkes.

Ryglænet indstilles ved at løsne velcrobåndet på spændebåndene.

Tauron Kørestol har justerbar sædedybde, sædehøjde og sædevinkel, hvilket giver store tilpasningsmuligheder for den enkelte bruger.

Tauron Kørestol leveres som standard med swing away benstøtter (med fodplade), men kan også leveres med elevérbare benstøtte.

Armlænene på Tauron kan flyttes frem eller tilbage. Højden på armlænene kan desuden justeres ved hjælp af en højdeadapter (tilkøb).

Bemærk, at Tauron Kørestol leveres uden sædepolstring (sædepude). Kontakt gerne Cobi Rehab for tilkøb af sædepude.



Spændebånd gemt under rygdugen.



Tauron Kørestol i tidløst design.

## Justeringsmuligheder

### Justering af armlæn

Armlænets placering på rammen kan justeres frem og tilbage ved at løsne de tilhørende skruer.

### Justering af fodpladens vinkel

Fodpladens vinkel kan løsnes ved at løsne de tilhørende skruer.

### Justering af underbenslængden

Underbenslængde kan justeres ved at løsne skruerne på bag på benstøtten.

### Drejning af sædeplade

Placeringen af sædepladen kan ændres ved hjælp af fire udvendige skrueforbindelser.

Denne ændring af placering af sædeplade må kun foretages af forhandleren/Cobi Rehab,

### Justering af skubbestang

Skubbestangen kan indstilles i trin på 45° ved at løsne de tilhørende unbrakoskruer.

### Indstilling af sædehøjde

Indstilling af sædehøjden på kørestolen sker i tre trin med 40 mm i hvert trin. Ny indstilling sker ved hjælp af forskellige borehuller i gaflen og anden størrelse styrehjul. Husk efterfølgende kontrol af bremseindstillingerne.

### Justering af drivhjulsopsætning

Ny placering af drivhjulet kan forstørre kørestolens stabilitet eller aflaste belastningen på styrehjulene, så kørestolens manøvreedygtighed øges.

### Justering af anti-tip hjul

Anti-tip hjulene skal anbringes i kort afstand til jorden og kan indstilles individuelt. Det sker ved at løsne den tilhørende skrueanordning.

## Rengøring

Kørestolens rammer kan tørres af med en fugtig klud. Ved kraftigere snavs kan der anvendes et mildt rengøringsmiddel eller varmt vand.

Hjulene kan renses med en fugtig børste med bløde plastbørster.

Polstringen kan vaskes i hånden med en mild sæbeopløsning på op til 40°C.

## Desinfektion

Ved manuel rengøring af et brugt hjælpemiddel tørres alle dele grundigt af med et desinfektionsmiddel til overflader. Til kørestolens materialer kan der fx bruges

Aldehydfrit desinfektionsmiddel, der indeholder alkohol (max. 70 % propylalkohol).

## Opbevaring og transport

Når Tauron Kørestol ikke er i brug, bør den opbevares tørt og beskyttet mod stærkt sollys ved en temperatur på 0°C til + 45°C og ved en relativ luftfugtighed på 20 - 75%.

Parkeringsbremserne må ikke være aktiveret.

Ovennævnte anbefalinger for opbevaring gælder også ved opbevaringsperioder over 4 måneder.

## Transport

Tauron Kørestol er (uden bruger) egnet til land- og/eller lufttransport, den tåler at blive løftet op i rammen, hvis den skal transporteres uden bruger i et køretøj.

Tauron Kørestol er ikke crash testet. Det betyder, at den ikke må bruges som sæde for bruger i køretøj.

## Specifikationer

Maks. brugervægt	250 kg
Risikoklasse	I
Grundlæggende UDI DI	4260241689433
Forventet holdbarhed	Minimum 7 år
Crash testet	Nej
Samlet bredde	790-940 mm (i tre trin fra 190)
Samlet højde	1030
Samlet længde med benstøtter	1040-1090 mm
Sædedybde	360-430/390-480 mm
Sædebredde	600-750 mm (i tre trin fra 50)
Sædehøjde fortil	390 - 470 mm (i to trin fra 40)
Sædevinkel	3°
Ryglænsenhøjde indstillelig (tilkøb)	Ja
Armlæn (aftagelige)	Polypropylen
Fodstøtter højdejusterbare	Ja
Vægt kørestol	30 kg
Skubbebøjle indstillelig	Ja
Hældning op/ned ad bakke	Maks. 10°
Ryglænsespilstring	Polyester
Drivhjul quick release	Nej
Ramme, ryg, sædeplade	Elokseret aluminium
Drivhjul/styrehjul	24" massive/6" massive, PUR-plast
Armlæn	PU-skum
Hælrem/lægstrop	Polypropylen
Benstøtter	Aluminium/plast
Fodbræt med skridsikker tape	Aluminium/PVC
Bremsehåndtag	Glasfiberforstærket polyamid
Sammenklappelig	Ja
Risikovurdering	DIN EN 12813
ISO-klassifikation	12 22 03 08

## Bestilling og tilbehør

Model (uden sædepude)	Sædebredde/sædedybde	Varenummer	HMI-nummer
Tauron bariatrisk kørestol	60 / 36 cm	0328-060-036	129562
Tauron bariatrisk kørestol	60 / 39 cm	0328-060-039	132340
Tauron bariatrisk kørestol	60 / 43 cm	0328-060-043	132339
Tauron bariatrisk kørestol	60 / 48 cm	0328-060-048	132347
Tauron bariatrisk kørestol	65 / 36 cm	0328-065-036	129600
Tauron bariatrisk kørestol	65 / 39 cm	0328-066-039	132341
Tauron bariatrisk kørestol	65 / 43 cm	0328-065-043	132344
Tauron bariatrisk kørestol	65 / 48 cm	0328-065-048	132348
Tauron bariatrisk kørestol	70 / 36 cm	0328-070-036	129603
Tauron bariatrisk kørestol	70 / 39 cm	0328-070-039	132350
Tauron bariatrisk kørestol	70 / 43 cm	0328-070-043	132345
Tauron bariatrisk kørestol	70 / 48 cm	0328-070-048	132349
Tauron bariatrisk kørestol	75 / 36 cm	0328-075-036	129606
Tauron bariatrisk kørestol	75 / 39 cm	0328-075-039	132342
Tauron bariatrisk kørestol	75 / 43 cm	0328-075-043	132346
Tauron bariatrisk kørestol	75 / 48 cm	0328-075-048	132343
<b>Tilbehør</b>			
Fodstøtter elevérbar højre	0328-999-016R		
Fodstøtter elevérbar venstre	0328-999-016R		
Tauron stokkeholder	0328-999-012		
Sædepude	Kontakt Cobi Rehab på tlf. 70 25 25 22		



**COBI REHAB**<sup>®</sup>  
The Positioning Company

---

**FORHANDLER**

**Cobi Rehab**  
Fuglebækvej 1D  
DK-2770 Kastrup  
Danmark  
+45 7025 2522  
[cobirehab.com](http://cobirehab.com)



**FABRIKANT**

**Dietz GmbH**  
Reutäckerstrasse 12  
76 307 Karlsbad  
Tyskland  
Tel.: +49 7248.9186-0  
Fax: +49 7248.9186-86  
E-mail: [info@dietz-reha.de](mailto:info@dietz-reha.de)  
[www.dietz-reha.de](http://www.dietz-reha.de)