



PRODUKTARK

Cobi Hygiejnepuder

Positioneringspuder til brug i badesituationer.

Cobi Hygiejnepuder er udviklet til at sikre komfort og tryghed i badesituationer. Hygiejnepuderne kan anvendes til brugere med behov for støtte i badesituationer. Det kan være fx alment svækkede brugere, brugere med svære fejlstillinger eller undervægtige brugere.

Hygiejnepuderne kan anvendes på badeleje og i bade- og toiletstole.



- Skaber stabilitet, som kan øge brugers bevægelighed og selvhjulpenhed.
- 8 forskellige puder til voksne i serien.
- Giver tryghed, sansestimuli og komfort.
- Nemme at tilpasse bruger og badeleje.
- Mange lejringsmuligheder i hver enkel pude.
- Bidrager til værdighed i badesituationer.



Anvendelse

Cobi Hygiejnepuder bruges til at løse positioneringsproblematikker i badesituationer.

Hygiejnepuden er fyldt med små brandhæmmende EPS-kugler. Det betyder, at puderne ikke ændrer facon, og at de er nemme at anvende og sikrer stabil lejring i badesituationer.

Vand siver nemt igennem, så hygiejnepudens vægt ikke øges meget, når de bliver våde.

I brug skal den sorte side vende ind mod brugerens krop.

Når hygiejnepuden skal tørre, hænges den op med den blå netside nedad, så vandet kan løbe ud af hygiejnepuden.



Bananhygiejnepude brugt i badetoiletstol

Beskrivelse

Hygiejnepuderne fremstilles i flere modeller og størrelser. De forskellige modeller kan anvendes enkeltvis eller kombineres alt efter hver enkelt brugers behov.

Hvilke puder og hvor mange, der skal bruges, afhænger både af aktiviteten, af brugers evner og om der anvendes andre rekvisitter eller hjælpemidler i badesituationen.

Cobi Halvmånehjelpude

Puden bruges som en lille stabil støtte langs med truncus i badestol eller som nakkestøtte på bruselejet.

Cobi Nakkehygiejnepude

Puden supplerer den eksisterende hovedstøtte i badestol eller på bruseleje og sikrer endnu bedre stabilisering og centrering af hoved og nakke.

Cobi T-hygiejnepude S og L

Puden bruges til at separere eller centrere. Den stabiliserer ben og fødder i badestol eller på bruselejet.

T-puden giver støtte ved fejlstillinger i fødder og fylder op, hvis fødderne ikke hviler tilstrækkeligt på fodstøtten.

Rengøring og desinfektion

Hygiejnepudens kerne tørrer langsomt, derfor skal Cobi Hygiejnepuden tørre hurtigst muligt efter brug.

Hæng hygiejnepuden op et lunt sted og lad den tørre helt. Puden hænges op med den blå side nedad, så vandet kan løbe fra.

Hygiejnepuden kan også tørres i tørreskab eller i tørretumbler ved max 60°C.

Cobi Bananhygiejnepude S


Puden kan støtte under en paretisk arm og i siden på overkroppen. Puden virker også som underarmsstøtte for begge arme i skødet eller som fyld bag nakke og skuldre.

Cobi Bananhygiejnepude M og L

Puden støtter hele kroppen i badetoiletstolen eller på bruselejet. Den fungerer også som fyld ved stabilisering af undervægtige brugere.

Puden placeres bag ved nakken og støtter overkroppen på hver side. Puden skal placeres inden for armlænet. Den kan også placeres fra nakke og ned under den ene arm foran personen.

Placeres puden langs kroppen giver den en sikker maveliggende positionering på bruselejet ved vask af ryggen.

 Bemærk at hygiejnepuder ikke bør deles mellem flere brugere. Hygiejnepuder bør tilegnes én enkel bruger ad gangen. Det sker for at undgå krydskontamination.

Ved behov kan Cobi Hygiejnepuden vaskes i vaskepose ved max. 60°C. Læg kun én hygiejnepude i hver vaskepose.

Bananformet hygiejnepude str. M og L skal på grund af størrelsen vaskes i industrivaskemaskine.

Brug almindeligt vaskemiddel, men undgå helt skyllemiddel!

Desinfektion

Hygiejnepuden kan desinficeres med et desinficeringsmiddel med en PH-værdi under 11,4.

Cobi Hygiejnepuder - oversigt

Størrelser angivet i bredde X længde



Cobi Hygiejnepuder kan også købes som komplet sæt med taske (syv puder og tre vaskeposer)



Specifikationer

Kuglemateriale	Brandhæmmende EPS-perler (ekspanderet polystyren)
Yderbetræk - overside	100% polyester, ej flammehæmmet
Yderbetræk - underside	100% polyester, ej flammehæmmet
Rengøring	Hygiejnepuder kan vaskes ved 60° i maskine, dog uden brug af skyllemiddel. Hygiejnepuder kan også desinficeres.
Opbevaring	Udsæt ikke puden for høj varme, langvarigt og intensivt sollys eller anden stråling.
ISO-klassifikation	09 33 39 01
Forventet levetid	2 år
Grundlæggende UDI-DI	5740000100014N5
Generelle krav og prøvningsmetoder	EN 12182
Risikovurdering	EN/ISO 14971: 2012

Bestilling

Model	Bredde cm	Længde cm	Varenummer	HMI-nummer
Cobi Halvmånepude	22	45	3002-9601-000	119110
Cobi Nakkehygiejnepude	19	55	3002-9911-000	64986
Cobi Bananhygiejnepude, S	38	90	3002-9811-000	64982
Cobi Bananhygiejnepude, M	33-38	98	3002-9111-000	64981
Cobi Bananhygiejnepude, L	30-37	125	3002-9101-000	64983
Cobi T-hygiejnepude, S	39	63	3002-9027-000	64984
Cobi T-hygiejnepude, L	54	81	3002-9017-000	64979
Vaskepose S (Nakkepude, Halvmånepude og T-pude S)			3002-9802-000	-
Vaskepose M (Bananpude S, T-pude L)			3002-9802-000	-
Vaskepose L (Bananpude M og L)			3002-9803-000	-
Cobi Hygiejnepudesæt komplet med taske (Syv puder og tre vaskeposer)			3002-000-000	-

Cobi Rehab deltager gerne i konkrete afprøvninger hos brugere med komplicerede lejringsproblematikker.

Kontakt os på cobi@cobi.dk eller **7025 2522**.



COBI REHAB[®]
The Positioning Company



FABRIKANT

Cobi Rehab
Fuglebækvej 1D
DK-2770 Kastrup
Danmark
+45 7025 2522
cobirehab.com