



PRODUKTARK

Super Silla kørestolspolstring

- Modulopbygget komfortpolstring

Super Silla anvendes til kørestolsbrugere med behov for øget komfort og tryghed i den siddende stilling uden nødvendigvis at have brug for korrigerende i stillingen.

Til indendørs brug på plejecentre, institutioner og i hjemmeplejen.



- Anvendelig til mange brugergrupper
- Modulopbygget polstring
- Passer til de fleste kørestole
- Trykaflastende og støttende
- Nem at rengøre
- Alle pudedele kan udskiftes



Scan eller klik på koden og find produktet på HMI-basen.



Cobi Rehab og Cobi Rehabs leverandører overholder FN's konventioner om børne- og tvangsarbejde og ILO 029, C132 samt C182.

Super Silla - en enkel og komfortabel løsning

Super Silla kørestolspolstring er anvendelig til mange brugergrupper. En enkel og let løsning, som er yderst brugbar til brugere med:

- sammenfald i ryggen
- demens
- motorisk uro
- mange smerter

Super Silla giver en bedre støtte og komfort her og nu og kan evt. bruges i en periode, hvor der arbejdes på at finde en ny kørestol til bruger. Super Silla kan påsættes i de fleste kørestole.

Super Silla kørestolspolstring anvendes til at øge brugerens siddekomfort og til trykaflastning.

Opbygning

Sæde-, ryg- og benpuder er opbygget af tværgående kamre, fyldt med en blanding af skum og polystyrenkugler. Indholdet i hvert enkelt kammer tilpasser sig brugerens kroppsform.

Super Silla er også meget fleksibel, da pudedelene kan anvendes sammen eller hver for sig. Da alle pudedele er sat sammen med lynlås, kan man let og simpelt tilvælge eller fravælge den pudedel, der ikke skal bruges.



Rengøring og vedligeholdelse

Fjern snavs og spild fra komfortpolstringen før rengøringen starter. Tør puderne af med en ren klud vredet op i vand med et mildt rengøringsmiddel. Tør puderne grundigt af med en ren, tør klud. Puderne skal være helt tørre, før de tages i brug igen eller lægges væk.

Desinfektion og vask

Til overfladedesinfektion af puderne kan der anvendes engangsklude med ethanol (fx Wet Wipe 70 %) eller et klorprodukt 1000-1200 ppm (fx Wet Wipe Chlorine Desinfection).

Genanvendelse

Vær opmærksom på, at Super Silla skal desinficeres grundigt, hvis det skal bruges af en anden bruger. Det sker for at undgå krydskontamination.



Specifikationer - Super Silla kørestolspolstring	
Maks. brugervægt	120 kg
Totalvægt	3
Materiale	Skum og polystyrenkugler
Anvendelig direkte på kørestol	Ja
Anvendelig direkte på indstillelig kørestol	Ja
Brandhæmmende overtræk	Ja
Inkontinensbetræk	Ja
Allergivenligt betræk	Ja
Vask og desinficerbart betræk	Ja
Tryksårsforebyggende	Ja
ISO-klassifikation	18 10 06 - 05
Forventet levetid	2-5 år
UDI DI	Kontakt Cobi Rehab
Brugervejledning og produktark findes på website og kan skaleres op til stor skriftstørrelse.	

Model	Længde cm	Bredde cm	Højde cm	Artikelnummer
Super Silla komplet sæt	-	-	-	0400-040-045
1. Rygpude		40-45	40-50	0400-999-045
2. Hofte/lændepude	42		20	0400-999-015
3. Sædepude	45	40-45	7	0400-999-010
4. Benpude		46	70	0400-999-020
5. Sidepude		46	40	0400-999-030
Overtræk til sædeindsats t/ Super Silla				0400-999-040

Kontakt Cobi Rehab på cobi@cobi.dk eller på 7025 2522, hvis du ønsker information, undervisning, produktfremvisning eller gratis afprøvning af ét eller flere hjælpemidler.
