

**PRODUKTARK**

Minimaxx Kørestol

Sammenklappelig og robust, manuel kørestol udviklet til den bariatriske bruger.

Minimaxx Kørestol er beregnet til brugere, der vejer op til 325 kg. Kørestolen bruges udendørs og indendørs på hospitaler, institutioner og plejecentre. Findes i fire sædebredder.



OP TIL 325 kg

- Stærk konstruktion
- Sammenklappelig
- Flere sædebredder
- Justerbar stropryg (tilkøb)
- Skivebremser (tilkøb)
- Flere typer armlæn
- Højde og breddeindstillelige fodstøtter
- Desinficerbar.



Scan eller klik på koden og find produktet på HMI-basen.



Cobi Rehab og Cobi Rehabs leverandører overholder FN's konventioner om børne- og tvangsarbejde og ILO 029, C132 samt C182.

Anvendelse

Minimaxx Kørestol anvendes til bariatriske brugere, der har fysikken og de kognitive evner til at drive kørestolen frem på sikker og forsvarlig vis.

Minimaxx Kørestol har en maks. brugervægt på 325 kg. Kørestolen kan bruges udendørs og indendørs på institutioner, hospitaler og plejecentre.

Benstøtterne på Minimaxx Kørestol kan bære 100 kg hver.

Kørestolens drivhjul kan justeres i forhold til brugers tyngdepunkt. Skubbehåndtagenes udformning gør det lettere for plejepersonale at manøvrere kørestolen rundt.

Minimaxx Kørestol findes i fire sædebredder, 56 cm, 61 cm, 66 cm og 71 cm.

Fælles for alle modeller er en sædehøjde på 43 cm og en sædedybde på 46 cm.

Totalbredden på alle modeller er 14 cm mere end sædebredden.

Valg af størrelse til bruger

Valg af størrelse afhænger af brugers kropsform. Kontakt os på 7025 2522 for råd og vejledning inden bestilling.

Kontraindikationer

Der er ingen kontraindikationer forbundet med brugen af produktet.

Om dette produktark

Dette produktark indeholder vigtige oplysninger om anvendelsen af Minimaxx Kørestol og målgruppen for kørestolen. Det indeholder også en lang række specifikationer på Minimaxx Kørestol.

Den nyeste version af dette produktark finder du på vores website. Tjek om den version, du sidder med nu, er det nyeste.

Hvis du har brug for et produktark, som er skrevet med en større skriftstørrelse, findes det i PDF-form på cobirehab.com, som kan skaleres op i skriftstørrelsen.

Du kan altid kontakte Cobi Rehab på 7025 2522 eller på cobi@cobi.dk, hvis du ønsker flere oplysninger om Minimaxx Kørestol.

Cobi Rehab forbeholder sig retten til at ændre produktspecifikationerne uden forudgående varsel.



Minimaxx kørestol med sportsarm læn.



Minimaxx kørestol med universalbord.

Konstruktion

Minimaxx kørestol er designet ud fra målet om at skabe en kørestol med stor vægtpacitet og lav egenvægt.

I produktionen af kørestolen er der anvendt den type rør-teknologi, som også anvendes til MTB-cykler og landevejscykler. Derfor vejer Minimaxx kørestolen kun 9% af dens egen vægtpacitet.

For- og baghjulenes placering bevirker, at kørestolen er let at køre. Baghjulene bærer størstedelen af brugers vægt, hvilket gør det nemmere for plejepersonale at skubbe kørestolen.

Forhjulene sidder langt fremme, hvilket mindsker risikoen for tipning.

Den lave sædehøjde gør det nemt at komme ind og ud af kørestolen og at drive kørestolen frem.

De højdejusterbare skubbehåndtag er designet, så plejepersonalet nemt kan bruge sin krop til at dreje og skubbe kørestolen. De polstrede håndtag har en vinkel, som lægger mindst muligt pres på håndled og skuldre.

Foldemekanisme

Minimaxx kørestol er let at klappe sammen og transportere. Foldemekanismen er nem at aktivere og giver samtidig stor støtte til sædet. Foldemekanismens design gør kørestolen meget stabil i udfoldet tilstand.

Skivebremser

Minimaxx kørestol kan også leveres med skivebremser, så der kun skal få kræfter til at bremse kørestolen. På skivebremserne er der også tilføjet en parkeringsbremse, og kørestolen har som standard også hjullås.

Rengøring

Minimaxx Kørestolens stel, sæde, skubbehåndtag og ryglæn skal rengøres med vand og et almindeligt rengøringsmiddel.

Opbevaring og transport

Når Minimaxx ikke er i brug, bør den opbevares tørt og i temperaturer mellem -10° – 50°C.

Dæk den yderligere med et mørkt tæppe eller lignende ved langtidsopbevaring.

Armlæn

Ekstra lange armlæn gør det nemt for bruger at komme ind og ud af kørestolen.

Ud over de aftagelige standard armlæn kan Minimaxx også monteres med sportsarmlæn, som kan være en hjælp ved forflytninger og aktivitet ved bord, hvor kørestolen kan skubbes længere ind under bordet.

Fodstøtter

Fodstøtterne kan bære op 100 kg hver og kan indstilles i højde og bredde, hvilket gør det muligt at tilpasse dem individuelt til bruger. Udover standard fodstøtterne, der følger med, kan der tilkøbes amputationsbenstøtter (højre og venstre).

Rygmodul

Minimaxx har to typer ryg. Et standard rygmodul, der ikke kan justeres og en stropryg, som justeres ved hjælp af velcrostropper.

Stropryggen kan blandt andet give brugere med en voluminøs bagdel god lændestøtte.

Sædepude

Minimaxx kørestol leveres uden sædepude. Kontakt Cobi Rehab på tlf. 70 25 25 22 i forhold til valg af sædepude til bruger.

Desinficering

Kørestolens stel, sæde, armlæn og ryglæn kan også desinficeres med fx ethanol 70 % eller et klorprodukt 1000-1200 ppm.

Transport

Minimaxx er (uden bruger) egnet til land- og/eller lufttransport. Kørestolen tåler at blive løftet op i rammen, hvis den skal transporteres uden bruger i et køretøj.

Minimaxx kan klappes sammen, da den ikke har en fast ramme.

Minimaxx må **ikke** fastspændes og bruges som passagersæde i motoriseret køretøj.

Specifikationer

Maks. brugervægt	325 kg
Risikoklasse	I
Grundlæggende UDI DI	5740000100001MU
Forventet holdbarhed	Minimum 7 år
Sædedybde	460 mm
Sædebredde	560 / 610 / 660 / 710 mm
Sædehøjde	430 mm
Ryghøjde	510 mm
Total bredde foldet (sammenklappet)	410 mm
Totalhøjde med/uden skubbehåndtag	1100 / 1003 mm
Totallængde uden benstøtter	700 mm
Totalbredde	800 / 850 / 900 / 950 mm
Vægt kørestol	27 kg
Armlæn/fodstøtter aftagelige	Ja
Fodstøtter og skubbehåndtag højdejusterbare	Ja
Brandhæmmende betræk	Ja
Drivhjul (med quick release)	24", massive
Indstilligt balancepunkt	Ja
Fast sæde	Ja
Svinghjul	125 mm nylon/PU
Stelmateriale	Pulverlakeret krom molybdæn stål
Sæde/ryg	Polyester
Armlæn	Polyuretan
Fodstøtter	PU-skum
Sammenklappelig	Ja
Risikovurdering	EN/ISO 14971: 2012
Generelle krav og prøvningsmetoder	ISO 7176-5, -7, -8, -11 og -16
Overfladetemperaturen på Minimaxx Kørestol kan stige eller falde, hvis kørestolen udsættes for eksterne kulde og varme påvirkninger.	

Bestilling, tilbehør og reservedele

Model/Sædebredde/Sædedybde	Varenummer
MiniMaxx Standard inkl. fodstøtter/56 cm/ 46 cm	0100-056-000
MiniMaxx Standard inkl. fodstøtter/61 cm/ 46 cm	0100-061-000
MiniMaxx Standard inkl. fodstøtter/66 cm/ 46 cm	0100-066-000
MiniMaxx Standard inkl. fodstøtter/71 cm/ 46 cm	0100-071-000
MiniMaxx med skivebremser inkl. fodstøtter/56 cm/ 46 cm	0109-056-000
MiniMaxx med skivebremser inkl. fodstøtter/61 cm/ 46 cm	0109-061-000
MiniMaxx med skivebremser inkl. fodstøtter/66 cm/ 46 cm	0109-066-000
MiniMaxx med skivebremser inkl. fodstøtter/71 cm/ 46 cm	0109-071-000
Tilbehør	
Sportsarm læn	0100-999-006
Bord universal	0100-999-001
Oxygen tank holder 12,5-15 cm	0100-999-021 O2
IV holder	0180-999-007
Stokkeholder	0100-999-022
Amputationsbenstøtte	0100-999-016
Reservedele	
Fodstøtte standard, højre	0100-999-010
Fodstøtte standard, venstre	0100-999-011
Bemærk! Sædepuden til Minimaxx kørestol forhandles separat. Kontakt Cobi Rehab på tel. 7025 2522 eller cobi@cobi.dk for information om de forskellige bariatriske sædepuder i vores sortiment.	



Minimaxx kørestol med skivebremser.



Minimaxx kørestol med amputationsbenstøtte.



COBI REHAB

**FORHANDLER OG
FABRIKANT**

Cobi Rehab
Silovej 16-18
DK-2690 Karlslunde
Danmark

+45 7025 2522

cobirehab.com