



**COBI REHAB**<sup>®</sup>  
The Positioning Company

# XXL-Rehab Comfort kørestolspude XXL-Rehab Comfort cushion

**Anvendelse**  
Use

Max 325 kg

**Brugsanvisning**  
User manual

## DK

### Kan med fordel anvendes til:

- Bariatriske brugere.
- Brugere med risiko for at udvikle tryksår.

## UK

### Ideal use for:

- Bariatric users.
- Users at risk for developing pressure ulcers.



# Brugsanvisning for XXL-Rehab Comfort kørestolspude

## ADVARSEL



Dette produkt må ikke anvendes uden grundig instruktion fra uddannet personale.

Bruges produktet til personer, der vejer mere end den maksimale brugervægt, er der risiko for at beskadige produktet.

Cobi Rehab påtager sig intet ansvar for eventuelle skader på produktet eller personskader forårsaget af forkert installation, forkert montering eller forkert anvendelse af dette produkt.

Hvis dele er beskadiget eller mangler, kontakt Cobi Rehab med det samme. Brug IKKE erstatnings reservedele.


Cobi Rehab kan ikke holdes ansvarlig for fejl eller ulykker, der opstår efter reparationer uden skriftlig tilladelse fra Cobi Rehab.

 For at sikre korrekt brug af XXL-Rehab Comfort kørestolspude skal brugsanvisningen læses grundigt før brug. Der skal rettes opmærksomhed specielt mod advarslerne mærket med .

Desuden må kørestolspuden kun betjenes af uddannet personale eller af personer, der har fået instruktion i dens brug, da der ellers er fare for, at brugeren kan komme til skade.

## Anvendelse

XXL-Rehab Comfort kørestolspude er udviklet som en standard kørestolspude til forebyggelse af tryksår hos bariatriske brugere, der vejer op til 325 kg.

 Hvis brugere vejer mere end 325 kg er der risiko for at kørestolspuden vil gå i stykker eller tage skade.

## Beskrivelse

XXL-Rehab Comfort kørestolspuden består af et 3 cm viscoelastisk skumlag øverst og en tyk Heavy Duty PU-skum nederst, som er opskåret i fjedre.


Fjedresystemet er patenteret og sikrer, at trykket fordeles til en større overflade, hvilket er med til at øge trykaflastningen.


## Beskrivelse af betræk

Betrækket er 100% polyuretan og inkontinens betræk i PU. Derudover er det åndbart, antibakterielt behandlet, samt antiallergisk og brandhæmmende.


## Før brug

Placér puden i en stol/kørestol så lynlåsen vender nedad.

 Vær opmærksom på at betrækket på XXL-Rehab Comfort kørestolspuden er lynet korrekt.

 Anbring ikke yderligere lag eller polstring mellem puden og brugeren, da dette kan reducere effekten af puden.

## Under brug

 Undersøg jævnligt puden for at sikre at puden og betrækket vender korrekt og puden ikke er våd eller defekt på andre måder.

# Vedligeholdelse og rengøring

## Af puden

⚠️ Pudene må ikke vaskes.

## Af betræk

- Kan maskinvaskes ved maksimum 95° C.
- 134° C steriliseringsbehandling er muligt. (Autoklaving maks. 3 cykler).
- Ingen blegemidler kan anvendes, kun standard desinfektionsmidler må anvendes.
- Må ikke stryges.
- Ingen tør vask.

⚠️ Hvis betrækket er beskadiget må bruger ikke anvende puden, før betrækket er udskiftet.

# Garanti

Garanti perioden for XXL-Rehab Comfort kørestolspude er 1 år fra købsdato. Fakturaen er "garantibevis".

Produkter, der er blevet anvendt til andre formål end den tilsigtede anvendelse; eller som har været genstand for forsømmelighed, misbrug, forkert opbevaring eller håndtering, fejlbetjening, uautoriserede modifikationer eller skader uden normal slitage, som er afgjort af Cobi Rehab, er ikke omfattet af denne garanti.

Hvis max brugervægt kapaciteten overskrides, vil garantien blive annulleret.

Enhver uautoriseret reparation af produktet / del af produktet, samt manipulation med nogle af komponenterne, vil ugyldiggøre garantien.



Scan koden og få flere produktinformationer.



# Specifikationer

Brugervægt max.	325 kg
Vægt	Ca. 2 kg
Basispude	HD PUR skum / Viscoelastisk PUR skum
Pudebetræk	PU
Inkontinens betræk	Ja
Vaskbart betræk	Ja
Brandhæmmende betræk	Ja



PU og den viskoelastiske skum har Øko-Tex Standard 100 KLASSE I certificering, som er en europæisk standard der garanterer udeladelse af skadelige stoffer i sammensætningen af tekstilprodukter under hele fremstillingsprocessen indtil den endelige levering til kunden.

## PRODUCENT OG FORHANDLER

Cobi Rehab  
Fuglebækvej 1D  
DK-2770 Kastrup  
Danmark  
Tlf.: +45 70 25 25 22  
www.cobirehab.com

04/2018/JP

# Instructions for XXL-Rehab Comfort cushion

## CAUTION



This product should not be used without proper instruction from a healthcare professional.

Using the product for individuals weighing more than the maximum weight-bearing capacity may pose a risk for damaging the product.

Cobi Rehab assumes no responsibility for any damage or injury caused by improper installation, assembly or use of this product.

If components are damaged or missing, contact Cobi Rehab immediately. Do NOT use substitute parts.


Cobi Rehab cannot be held liable for faults or accidents occurring after repairs by service staff without written authorisation from Cobi Rehab.

 To ensure proper use of the XXL-Rehab Comfort cushion, please read these instructions thoroughly before using the product. In doing so, pay particular attention to the warning notes marked with .

Also remember that in order to prevent the risk of injury to the user, the cushion may be operated only by trained caregivers or aides or by individuals who have been instructed in its proper use.

## Use

The XXL-Rehab Comfort Cushion is designed as a standard wheelchair cushion to prevent pressure relief for bariatric users with a weight of up to 325 kg.

 If users are weighing more than 325 kg there is a risk that the cushion will break or take damage.

## Description

The XXL-Rehab Comfort cushion is made of a 3 cm Visco-elastic foam on the top, and the base is made of a thick Heavy Duty PU foam with springs that cut into the under base of foam.


The cushion has a patented system of springs which distributes the pressure to a larger surface and assures pressure relief.


## Description of cover

100% polyurethane cover. It is waterproof, breathable, antiallergenic, and fireproof.


## Before use

Place the cushion on a chair/in a wheelchair with the zipper placed at the bottom.

 The XXL-Rehab Comfort cushion must always be used with the cover zipped correctly.

 Do not place any further layers or padding between the cushion and the user as this may reduce the effect of the cushion.

## During use

 Inspect the cushion on a regular basis to ensure that the cushion and the cover are properly oriented and inspect if the cushion is wet or damaged.

# Maintenance and cleaning Specifications

## Of cushion

⚠ The cushion cannot be cleaned.

## Of cover

- Machine wash at a maximum of 95° C.
- 134° C sterilisation treatment is possible (Autoclaved maximum 3 cycles).
- No bleach, Standard disinfectants may be used.
- Do not iron.
- No dry washing.

⚠ If the cover is damaged do not use the cushion before the cover is replaced.

## Garanti

The XXL-Rehab Comfort cushion is covered by one year warranty from the invoice date for materials and workmanship.

Products which have been used for purposes other than the intended uses; or which have been subject to negligence, abuse, improper storage or handling, improper operation, unauthorized modifications or damages beyond normal wear and tear as determined by Cobi Rehab, are not covered by this warranty.

If weight capacity is exceeded, the warranty will be void.

Any unauthorized repairs to product / part, as well as tampering with any components, will void the warranty.

Maximum weight capacity is	325 kg
Weight	Approx. 2 kg
Base cushion	HD PUR foam / Viscoelastic PUR foam
Cover	PU
Incontinence cover	Yes
Washable cover	Yes
Flame retardant cover	Yes



The PU and the Viscoelastic foam has the OEKO-TEX Standard 100 CLASS I certification which is a European Standard guaranteeing the omission of harmful substances in the composition of textile products during the entire manufacturing process until final delivery to the client.



## MANUFACTURER AND DEALER

Cobi Rehab  
Fuglebækvej 1D  
DK-2770 Kastrup  
Denmark  
Tel.: +45 70 25 25 22  
www.cobirehab.com

04/2018/JP







# COBI REHAB<sup>®</sup>

The Positioning Company

**COBI REHAB**  
Fuglebækvej 1D  
DK-2770 Kastrup  
Denmark  
Tel. +45 7025 2522  
[www.cobirehab.com](http://www.cobirehab.com)