



COBI REHAB[®]
The Positioning Company

XXL-Rehab Albuestok XXL-Rehab Crutch

Anvendelse
Use

Max 325 kg

Brugsanvisning
User manual

DK

Kan med fordel anvendes til:

- Bariatriske brugere.

UK

Ideal use for:

- Bariatric users.



Brugsanvisning for XXL-Rehab Albuestok

ADVARSEL

Dette produkt må ikke anvendes uden grundig instruktion fra uddannet personale.

Bruges produktet til personer, der vejer mere end den maksimale brugervægt, er der risiko for at beskadige produktet.

Cobi Rehab påtager sig intet ansvar for eventuelle skader på produktet eller personskader forårsaget af forkert installation, forkert montering eller forkert anvendelse af dette produkt.

Hvis dele er beskadiget eller mangler, kontakt Cobi Rehab med det samme. Brug IKKE erstatnings reservedele.


Cobi Rehab kan ikke holdes ansvarlig for fejl eller ulykker, der opstår efter reparationer uden skriftlig tilladelse fra Cobi Rehab.

 For at sikre korrekt brug af XXL-Rehab Albuestok skal brugsanvisningen læses grundigt før brug. Der skal rettes opmærksomhed specielt mod advarslerne mærket med .

Desuden må stokken kun betjenes af uddannet personale eller af personer, der har fået instruktion i dens brug, da der ellers er fare for, at brugeren kan komme til skade.

Anvendelse

XXL-Rehab Albuestok er en ekstra forstærket stok, specielt udviklet til at yde støtte og sikkerhed under gang for bariatriske brugere med en brugervægt på op til 325 kg.


 Anvendelse til brugere med en vægt over 325 kg kan medføre risiko for at stokken knækker eller tager skade.

Beskrivelse

XXL-Rehab Albuestokken er forsynet med clips med gennemgående pind til højdeindstilling.

Før brug

Albuestokkens underarmsstøtte og håndstøtte højdeindstilles ved at fjerne clipsen og sætte stokkebenets inderrør i ønsket position, stikke clipsens pind gennem hullerne og derefter trykke clipsen på plads.

 XXL-Rehab Albuestokken må ikke benyttes før clipsen til højdeindstilling er trykket helt på plads, da der ellers er fare for, at inderrøret kan løsne sig, med risiko for at brugeren kan falde.

Vedligeholdelse og rengøring

XXL-Rehab Albuestokken kan rengøres med vand og et almindeligt rengøringsmiddel.

Clips og den gennemgående pind skal kontrolleres regelmæssigt og udskiftes om nødvendigt.

⚠ Mangelende kontrol af clips som anvist kan forårsage funktionsfejl.

Garanti

Garantiperioden for XXL-Rehab Albuestok er 1 år fra købsdato. Fakturaen er "garantibevis".

Produkter, der er blevet anvendt til andre formål end den tilsigtede anvendelse; eller som har været genstand for forsømmelighed, misbrug, forkert opbevaring eller håndtering, fejlbetjening, uautoriserede modifikationer eller skader uden normal slitage, som er afgjort af Cobi Rehab, er ikke omfattet af denne garanti.

Hvis max brugervægt kapaciteten overskrides, vil garantien blive annulleret.

Enhver uautoriseret reparation af produktet / del af produktet, samt manipulation med nogle af komponenterne, vil ugyldiggøre garantien.



XXL-Rehab Albuestok er produceret og testet i overensstemmelse med internationale standarder EN ISO 11334-1:2007.

Specifikationer

Brugervægt max.	325 kg
Højdejusterbar	68-110 cm
Vægt	1,5 kg
Underarmsstøtte	15 cm
Håndgreb	14 cm
Anatomisk håndtag	Ja
Refleks	Ja
Materiale	Anodiseret stål
Greb	PU/Vinyl
ISO - klassifikation	ISO 12 03 06 - 04

XXL-Rehab Albuestokken med anatomiske håndgreb.



Scan koden og få flere produktinformationer.



PRODUCENT OG FORHANDLER

Cobi Rehab
Fuglebækvej 1D
DK-2770 Kastrup
Danmark
Tlf.: +45 70 25 25 22
www.cobirehab.com

04/2018/JP

Instructions for XXL-Rehab Crutch

CAUTION



This product should not be used without proper instruction from a healthcare professional.

Using the product for individuals weighing more than the maximum weight-bearing capacity may pose a risk for damaging the product.

Cobi Rehab assumes no responsibility for any damage or injury caused by improper installation, assembly or use of this product.

If components are damaged or missing, contact Cobi Rehab immediately. Do NOT use substitute parts.


Cobi Rehab cannot be held liable for faults or accidents occurring after repairs by service staff without written authorisation from Cobi Rehab.

 To ensure proper use of the XXL-Rehab Crutch, please read these instructions thoroughly before using the product. In doing so, pay particular attention to the warning notes marked with .

Also remember that in order to prevent the risk of injury to the user, the cane may be operated only by trained caregivers or aides or by individuals who have been instructed in its proper use.

Use

The XXL-Rehab Crutch is designed to provide support and security for a person with a weight of up to 325 kg.

 If users are weighing more than 325 kg there is a risk that the elbow crutch will break or take damage.


Description

The XXL-Rehab Crutch is produced with clips and has a continuous rod for height adjustment.

Before use

The forearm support and the hand support are height adjustable by removing the clip and placing the inner tube of the cane in the desired position.

Stick the clip through the holes and then press the clip into place.

 The XXL-Rehab Crutch may not be used before the clip for height adjustment is pressed fully in place, otherwise there is danger that inner tube might loosen at risk for the user to fall.

Maintenance and cleaning

The XXL-Rehab Crutch can be cleaned with water and ordinary detergent.

Clips and the continuous rod for height adjustment should be regularly inspected and if necessary replaced.

⚠ Failure to inspect the clip may cause malfunction.

Warranty

The XXL-Rehab Crutch is covered by one year warranty from the invoice date for materials and workmanship.

Products which have been used for purposes other than the intended use; or which have been subject to negligence, abuse, improper storage or handling, improper operation, unauthorized modifications or damages beyond normal wear and tear as determined by Cobi Rehab, are not covered by this warranty.

If weight capacity is exceeded, the warranty will be void.

Any unauthorized repairs to product / part, as well as tampering with any components, will void the warranty.



XXL-Rehab Crutch is manufactured and tested in accordance with international standards EN ISO 11334-1:2007.

Specifications

Maximum weight capacity is	325 kg
Height adjustable	68-110 cm
Weight	1.5 kg
Underarm support	15 cm
Grip	14 cm
Anatomical grip	Yes
Reflex	Yes
Material	Anodized steel
Grip	PU/Vinyl
ISO - classification	ISO 12 03 06 - 04

XXL-Rehab Crutch with anatomical grip.



MANUFACTURER AND DEALER

Cobi Rehab
Fuglebækvej 1D
DK-2770 Kastrup
Denmark
Tel.: +45 70 25 25 22
www.cobirehab.com

04/2018/JP



COBI REHAB[®]
The Positioning Company

COBI REHAB
Fuglebækvej 1D
DK-2770 Kastrup
Denmark
Tel. +45 7025 2522
www.cobirehab.com