



COBI REHAB[®]
The Positioning Company

Bendix ryg

Anvendes med fordel til

- Parkinsons med stå/gang funktion.
- Brugere med en halvside lammelse.
- Alvorligt syge patienter med nedsat gangfunktion.
- Huntingtons sygdom med gang/stå funktion.
- Sclerose patienter.
- Gigtpatienter.

Brugsanvisning



ADVARSEL

Dette produkt må ikke anvendes uden grundig instruktion fra uddannet personale.

Bruges produktet til personer, der vejer mere end den maksimale brugervægt, er der risiko for at beskadige produktet.

Cobi Rehab påtager sig intet ansvar for eventuelle skader på produktet eller personskader forårsaget af forkert installation, forkert montering eller forkert anvendelse af dette produkt.

Hvis dele er beskadiget eller mangler, kontakt Cobi Rehab med det samme. Brug IKKE erstatnings reservedele.

Cobi Rehab kan ikke holdes ansvarlig for fejl eller ulykker, der opstår efter reparationer uden skriftlig tilladelse fra Cobi Rehab.

⚠ For at sikre korrekt brug af Bendix ryggen skal brugsanvisningen læses grundigt før brug. Der skal rettes opmærksomhed specielt mod advarslerne mærket med ⚠.

Desuden må produktet kun betjenes af uddannet personale eller af personer, der har fået instruktion i dets brug, da der ellers er fare for, at brugeren kan komme til skade.

Anvendelse

Bendix ryggen er anvendelig til mange patientgrupper, og særdeles velegnet til brugere med blandt andet en halvside lammelse, sclerose patienter, huntingtons sygdom med gang/stå funktion, og alvorligt syge patienter hvor få og selv små bevægelser vil udløse smerter.

Bendix ryggen er en all round ryg, som kan monteres på de mest gængse kørestole.

Beskrivelse

Bendix ryggen er opbygget efter de samme principper som Kelvin kørestolen. Det vil sige, at der er mulighed for at lægge ekstra støtte ind lige der, hvor brugeren har behov for det, samtidig med at der i ryggen kan gives plads til kyfoser, skolioser og lignende. Giver endvidere tryghed og sansestimulering.

Bendix ryggen er forsynet med 5 puder i ryggen som alle kan tilpasses individuelt samt 2 puder på hver siddestøtte som også kan tilpasses individuelt. Dette giver mulighed for en meget præcis og individuel opbygning af ryggen så der opnås maximal aflastning af udsatte områder samtidig med der kan gives maximal støtte hvor det måtte ønskes.

Der kan løbende laves tilpasninger, og ryggen kan let genanvendes til en anden bruger. Langt de fleste tilpasninger kan foretages med bruger i stolen. Dette sparer bruger for en del forflytninger, samtidig med at støtten kan placeres mere præcist.

Bendix ryggen fås i 4 forskellige størrelser: XS, S, M og L.

Under brug

⚠ Undersøg jævnligt Bendix ryggen for at sikre at den ikke er beskadiget eller defekt.

Specifikationer

Flexarme	Ja
Nakkestøtte	Ja, flere typer
Åndbart- og vaskbart betræk	Ja
Pude overflade	PU
Pudefyld	Latex med Krøyer kugler

Vedligeholdelse og rengøring

Af ryggen

Bendix ryggen er beregnet til indendørs brug, men tåler dog også at blive brugt udendørs. Skulle Bendix ryggen blive våd, bør den hurtigst muligt tørres af med en tør klud.

Af puder

Alle puder kan lynes af (sort lynlås) og vaskes ved 40° C. Puderne behøver ikke blive tømt for fyld ved vask. Puderne kan slynges ved 700 omdrejninger.

Puderne må ikke tørretumbles. Når puderne lægges til tørre, læg dem da med det elastiske bomuldsbetræk nedad, så vandet kan rende fra.

Ved almindelig daglig brug er der sjældent brug for at vaske puderne helt, men man kan da nøjes med at aftørre puderne med en klud opvredet i mildt sæbevand.

Af betræk

Betrækket kan tages af og maskinvaskes ved max. 60° C. Må ikke tørretumbles. Betrækket skal være helt tørt, før det igen sættes på stolen.

Garanti

Garantiperioden for Bendix ryggen er 1 år fra købsdato. Fakturaen er "garantibevis".

Produkter, der er blevet anvendt til andre formål end den tilsigtede anvendelse; eller som har været genstand for forsømmelighed, misbrug, forkert opbevaring eller håndtering, fejlbetjening, uautoriserede modifikationer eller skader uden normal slitage, som er afgjort af Cobi Rehab, er ikke omfattet af denne garanti.

Enhver uautoriseret reparation af produktet / del af produktet, samt manipulation med nogle af komponenterne, vil ugyldiggøre garantien.



Scan koden og få flere produktinformationer.

09191 27700 00 00000000 00

PRODUCENT

Life & Mobility B.V.
Logistiekweg 7
7007 CJ Doetinchem
Holland

FORHANDLER

Cobi Rehab
Fuglebækvej 1D
DK-2770 Kastrup
Danmark
Tlf.: +45 70 25 25 22
www.cobirehab.com

04/2018/JP



COBI REHAB[®]
The Positioning Company

COBI REHAB
Fuglebækvej 1D
DK-2770 Kastrup
Danmark
Tlf. +45 7025 2522
www.cobirehab.com