



COBI REHAB[®]
The Positioning Company

XXL-Rehab 4-punkt Stok **XXL-Rehab** 4-point Cane

Anvendelse
Use

Max 270 kg

Brugsanvisning
User manual

DK

Kan med fordel anvendes til:

- Bariatriske brugere.

UK

Ideal use for:

- Bariatric users.



Brugsanvisning for XXL-Rehab 4-punkt Stok

ADVARSEL



Dette produkt må ikke anvendes uden grundig instruktion fra uddannet personale.

Bruges produktet til personer, der vejer mere end den maksimale brugervægt, er der risiko for at beskadige produktet.

Cobi Rehab påtager sig intet ansvar for eventuelle skader på produktet eller personskader forårsaget af forkert installation, forkert montering eller forkert anvendelse af dette produkt.

Hvis dele er beskadiget eller mangler, kontakt Cobi Rehab med det samme. Brug IKKE erstatnings reservedele.


Cobi Rehab kan ikke holdes ansvarlig for fejl eller ulykker, der opstår efter reparationer uden skriftlig tilladelse fra Cobi Rehab.

 For at sikre korrekt brug af XXL-Rehab 4-punkt Stokken skal brugsanvisningen læses grundigt før brug. Der skal rettes opmærksomhed specielt mod advarslerne mærket med .

Desuden må stokken kun betjenes af uddannet personale eller af personer, der har fået instruktion i dens brug, da der ellers er fare for, at brugeren kan komme til skade.

Anvendelse

XXL-Rehab 4-punkt Stokken er en ekstra forstærket stok med 4-punkts base, specielt udviklet til at yde støtte og sikkerhed under gang for bariatriske brugere med en brugervægt på op til 270 kg.


 Anvendelse til brugere med en vægt over 270 kg kan medføre risiko for at stokken knækker eller tager skade.

Beskrivelse

XXL-Rehab 4-punkt Stokken er forsynet med clips med gennemgående pind til højdeindstilling.

Før brug

Håndstøtten højdeindstilles ved at løsne ringen/bolten på underdelen af stokken og dernæst trykke på de 2 knapper på midten af stokken.

 XXL-Rehab 4-punkt Stokken må ikke benyttes før clipsen til højdeindstilling er trykket helt på plads, da der ellers er fare for, at inderrøret kan løsne sig, med risiko for at brugeren kan falde.

Vedligeholdelse og rengøring

XXL-Rehab 4-punkt Stokken kan rengøres med vand og et almindeligt rengøringsmiddel.

Clips og den gennemgående pind skal kontrolleres regelmæssigt og udskiftes om nødvendigt.

⚠ Mangelende kontrol af clips som anvist kan forårsage funktionsfejl.

Garanti

Garantiperioden for XXL-Rehab 4-punkt Stok er 1 år fra købsdato. Fakturaen er "garantibevis".

Produkter, der er blevet anvendt til andre formål end den tilsigtede anvendelse; eller som har været genstand for forsømmelighed, misbrug, forkert opbevaring eller håndtering, fejlbetjening, uautoriserede modifikationer eller skader uden normal slitage, som er afgjort af Cobi Rehab, er ikke omfattet af denne garanti.

Hvis max brugervægt kapaciteten overskrides, vil garantien blive annulleret.

Enhver uautoriseret reparation af produktet / del af produktet, samt manipulation med nogle af komponenterne, vil ugyldiggøre garantien.



XXL-Rehab 4-punkt Stok er produceret og testet i overensstemmelse med internationale standarder EN ISO 11334-1:2007.

Specifikationer

Brugervægt max.	270 kg
Højdejusterbar	71-93 cm
Vægt	1,5 kg
Base mål	15 x 22 cm
Refleks	Ja
Materiale	Anodiseret stål
Greb	Vinyl
ISO - klassifikation	ISO 12 03 16 - 03



PRODUCENT OG FORHANDLER

Cobi Rehab
Fuglebækvej 1D
DK-2770 Kastrup
Danmark
Tlf.: +45 70 25 25 22
www.cobirehab.com

04/2018/JP

Scan koden og få flere produktinformationer.



HM-Re 42017 fra HMI-System.dk

Instructions for XXL-Rehab 4-point Cane

CAUTION



This product should not be used without proper instruction from a healthcare professional.

Using the product for individuals weighing more than the maximum weight-bearing capacity may pose a risk for damaging the product.

Cobi Rehab assumes no responsibility for any damage or injury caused by improper installation, assembly or use of this product.

If components are damaged or missing, contact Cobi Rehab immediately. Do NOT use substitute parts.


Cobi Rehab cannot be held liable for faults or accidents occurring after repairs by service staff without written authorisation from Cobi Rehab.

 To ensure proper use of the XXL-Rehab 4-Point Cane, please read these instructions thoroughly before using the product. In doing so, pay particular attention to the warning notes marked with .

Also remember that in order to prevent the risk of injury to the user, the cane may be operated only by trained caregivers or aides or by individuals who have been instructed in its proper use.

Use

The XXL-Rehab 4-point Cane is designed to provide support and security for a person with a weight of up to 270 kg.


 If users are weighing more than 270 kg there is a risk that the 4-point cane will break or take damage.

Description

The XXL-Rehab 4-point Cane is produced with clips and has a continuous rod for height adjustment.

Before use

The hand support is height adjustable by loosening the nut/ring placed at the lower of the stick, and then pressing the 2 buttons at the middle of the stick.

 The XXL-Rehab 4-point Cane may not be used before the clip for height adjustment is pressed fully in place, otherwise there is danger that the inner tube might loosen at risk for the user to fall.

Maintenance and cleaning

The XXL-Rehab 4-point Cane can be cleaned with water and ordinary detergent.

Clips and the continuous rod for height adjustment should be regularly inspected and if necessary replaced.

 Failure to inspect the clips may cause malfunction.

Warranty

The XXL-Rehab 4-Point Cane is covered by one year warranty from the invoice date for materials and workmanship.

Products which have been used for purposes other than the intended use; or which have been subject to negligence, abuse, improper storage or handling, improper operation, unauthorized modifications or damages beyond normal wear and tear as determined by Cobi Rehab, are not covered by this warranty.

If weight capacity is exceeded, the warranty will be void.

Any unauthorized repairs to product / part, as well as tampering with any components, will void the warranty.



XXL-Rehab 4-Point Cane is manufactured and tested in accordance with international standards EN ISO 11334-1:2007.

Specifications

Maximum weight capacity is	270 kg
Height adjustable	71-93 cm
Weight	1.5 kg
Base measurement	15 x 22 cm
Reflex	Yes
Material	Anodized steel
Grip	Vinyl
ISO - classification	ISO 12 03 16 - 03



MANUFACTURER AND DEALER

Cobi Rehab
Fuglebækvej 1D
DK-2770 Kastrup
Denmark
Tel.: +45 70 25 25 22
www.cobirehab.com

04/2018/JP



COBI REHAB[®]

The Positioning Company

COBI REHAB
Fuglebækvej 1D
DK-2770 Kastrup
Denmark
Tel. +45 7025 2522
www.cobirehab.com