



COBI REHAB[®]
The Positioning Company

XXL-Rehab 4-punkt Stok

XXL-Rehab 4-point Cane

Anvendelse
Use

Max 270 kg

Brugsanvisning
User manual

DK

Bruges til:

- Bariatriske brugere.

UK

For use by:

- Bariatric users.



Brugsanvisning for XXL-Rehab 4-punkt Stok

ADVARSEL



Produktet må ikke anvendes uden grundig instruktion fra uddannet personale.

Bruges produktet til personer, der vejer mere end den maksimale brugervægt, er der risiko for at beskadige produktet.

Cobi Rehab påtager sig intet ansvar for eventuelle skader på produktet eller personskader forårsaget af forkert installation, forkert montering eller forkert anvendelse af produktet.

Kontakt Cobi Rehab med det samme, hvis der er dele, som er beskadigede eller mangler. Brug ALDRIG egne erstatningsreservedele.


Cobi Rehab kan ikke holdes ansvarlig for fejl eller ulykker, der opstår efter reparationer, der er lavet uden skriftlig tilladelse fra Cobi Rehab.

 Brugsanvisningen skal læses grundigt før XXL-Rehab 4-punkt Stokken tages i brug. Ret specielt opmærksomheden mod Advarsler og Sikkerhedsvejledninger mærket med .

XXL-Rehab 4-punkt Stokken må kun indstilles af uddannet personale eller af personer, der har fået instruktion i brugen af stokken. Forkert indstilling kan skade brugeren.

Anvendelse

XXL-Rehab 4-punkt Stokken er en ekstra forstærket stok med en 4-punkts base, specielt udviklet til at yde støtte og sikkerhed under gang for bariatriske brugere, der vejer op til 270 kg.

 Stokken kan knække eller tage skade, hvis den anvendes af en bruger, der vejer over 270 kg.


XXL-Rehab Stokken bruges på hospitaler og i plejeboliger.

Beskrivelse

XXL-Rehab Stokken er udstyret med to udløserknapper på stokkens skaft til højdeindstilling.

Før brug

Højden på stokken justeres ved at trykke på de to udløserknapper på stokkens skaft.

 XXL-Rehab 4-punkt Stokken må ikke bruges, før de to udløserknapper til højdeindstilling er trykket helt på plads. Inderrøret kan løsne sig, hvis ikke clipsen sidder korrekt. Det kan betyde, at brugeren falder.

Vedligeholdelse og rengøring

XXL-Rehab 4-punkt Stokken kan rengøres med vand og et almindeligt rengøringsmiddel. De to udløserknapper skal kontrolleres regelmæssigt og udskiftes om nødvendigt.

⚠ Manglende kontrol af de to udløserknapper som anvist kan forårsage funktionsfejl.

Garanti

Cobi Rehab garanterer, at XXL-Rehab 4-punkt Stokken er fejlfri, når den leveres. Skulle der mod forventning være mangler eller skade på stokken ved modtagelsen, så kontakt Cobi Rehab med det samme.

Garantiperioden for XXL-Rehab 4-punkt Stokken er et år fra købsdato. Fakturaen gælder som garantibevis.

Garantien gælder ikke:

- produkter, hvor serienummer, batchnummer eller lignende er blevet fjernet eller beskadiget væsentligt
- produkter, hvor der er foretaget reparation af uautoriseret personale
- normal vedligeholdelse fx rengøring, tilpasning, smøring og opdatering af udstyr eller dele.

Garantien gælder ikke, hvis Cobi Rehab vurderer, at XXL-Rehab 4-punkt Stokken er blevet håndteret på en ureglementeret måde, fx hvis brugervægten overskrides.

Ved skade på grund af forkert brug, faktureres der både service og anvendte reservedele.

Garantien, beskrevet ovenover, er den eneste gældende garanti. Cobi Rehab kan ikke holdes ansvarlige for skader af nogen slags.



XXL-Rehab 4-punkt Stok er produceret og testet i overensstemmelse med internationale standarder EN ISO 11334-1:2007.

Scan koden og få flere produktinformationer.



HMR nr 42017 fra HMR-Basem DK



Specifikationer

Brugervægt max.	270 kg
Højdejusterbar	71-93 cm
Vægt	1,5 kg
Base mål	15 x 22 cm
Refleks	Ja
Materiale	Anodiseret stål
Greb	Vinyl
ISO - klassifikation	ISO 12 03 16 - 03
Produktets forventede levetid	7 år

Bortskaffelse

Produkter, der ikke længere er i brug, skal bortskaffes på forsvarlig vis. Kontakt kommunen for vejledning om korrekt bortskaffelse.

PRODUCENT OG FORHANDLER

Cobi Rehab
Fuglebækvej 1D
DK-2770 Kastrup
Danmark
Tlf.: +45 70 25 25 22
www.cobirehab.com

07/2019/CP

Instructions for XXL-Rehab 4-point Cane

CAUTION



This product must not be used without proper instruction by a qualified professional.

Using the product for individuals whose weight exceeds the maximum weight-bearing capacity may pose a risk for damaging the product.

Cobi Rehab assumes no responsibility for any damage to the product or personal injury caused by improper installation, assembly or use of this product.

If components are damaged or missing, contact Cobi Rehab immediately. Do NOT use substitute parts.


Cobi Rehab cannot be held liable for faults or accidents occurring after repairs by service staff made without written authorisation from Cobi Rehab.

 To ensure proper use of the XXL-Rehab 4-point Cane, please read these instructions thoroughly before using the product. In doing so, pay particular attention to the warnings and safety instructions marked with .

XXL-Rehab 4-point Cane may only be adjusted by qualified staff who have been instructed in the proper use of the cane. Incorrect adjustment can injure the user.

Use

The XXL-Rehab 4-point Cane is a cane specially designed to provide support and safety while walking for bariatric users weighing up to 270 kg.


 If used by someone weighing more than 270 kg, there is a risk that the 4-point Cane will break or sustain damage.

Description

The XXL-Rehab 4-point Cane is supplied with a dual button height adjustment, a rubber handle and a wrist strap.

Before use

The hand support is height adjustable by pressing the dual button height adjustment.

 The XXL-Rehab 4-point Cane may not be used before the dual button height adjustment is pressed fully in place, otherwise there is risk that the inner tube might loosen, causing the user to fall.

Maintenance and cleaning

The XXL-Rehab 4-point Cane can be cleaned with water and ordinary detergent.

The dual button height adjustment should be regularly inspected and if necessary replaced.

⚠ Failure to inspect the the dual button may cause malfunction.

Warranty

When delivered, the XXL-Rehab 4-point Cane is free from defects. Should, contrary to all inspections, there be any defects or damage to the 4-point cane, please contact Cobi Rehab immediately.

The XXL-Rehab 4-point Cane is covered by a 1-year warranty from the date of purchase. The invoice serves as warranty certificate.

The warranty does not apply to:

- products whose serial number, batch number etc. have been removed or considerably damaged
- products that have been repaired by unauthorised staff
- normal wear and tear, for example cleaning, adjustment, lubrication and update of equipment or parts.

The warranty is void if Cobi Rehab assesses that XXL-Rehab 4-point Cane has been used for purposes other than its intended use, for example, if its weight capacity is exceeded. In case of incorrect use, both service and spare parts will be invoiced.

The warranty described above is the only valid warranty. Cobi Rehab may not be held liable for damages of any kind.



XXL-Rehab 4-Point Cane is manufactured and tested in accordance with international standards EN ISO 11334-1:2007.

Specifications

Maximum weight capacity is	270 kg
Height adjustable	71-93 cm
Weight	1.5 kg
Base measurement	15 x 22 cm
Reflex	Yes
Material	Anodized steel
Grip	Vinyl
ISO - classification	ISO 12 03 16 - 03
Expected product service life	7 years

Disposal

Products that can no longer be used are to be disposed of in a sustainable way. Please contact your municipality for information on proper disposal.



MANUFACTURER AND DEALER

Cobi Rehab
Fuglebækvej 1D
DK-2770 Kastrup
Denmark
Tel.: +45 70 25 25 22
www.cobirehab.com

07/2019/CP



COBI REHAB[®]

The Positioning Company

COBI REHAB
Fuglebækvej 1D
DK-2770 Kastrup
Denmark
Tel. +45 7025 2522
www.cobirehab.com