



**COBI REHAB**<sup>®</sup>  
The Positioning Company

# XXL-Rehab Rollator King

# XXL-Rehab Rollator King

**Anvendelse**  
Use

Max. 325 kg

**Brugsanvisning**  
User manual

**DK**

**Bruges til :**

- Bariatriske brugere.
- Til indendørs og udendørs brug.

**UK**

**For use by:**


- Bariatric users.
- For indoor and outdoor use.



# Brugsanvisning for XXL-Rehab Rollator King

## ADVARSEL

**XXL-Rehab Rollator King må ikke bruges uden grundig instruktion fra uddannet personale eller af personer, der har fået instruktion i brugen af rollatoren, da forkert tilpasning eller brug kan skade brugeren.**









**Brugsanvisningen skal læses grundigt før XXL-Rehab Rollator King tages i brug. Ret specielt opmærksomheden mod Sikkerhedsvejledninger mærket med .**

**Cobi Rehab påtager sig intet ansvar for eventuelle skader på produktet eller personskader forårsaget af forkert anvendelse af XXL-Rehab Rollator King.**

**Kontakt Cobi Rehab med det samme, hvis der er dele, som er beskadigede eller mangler. Brug aldrig egne erstatningsreservedele.**


**Cobi Rehab kan ikke holdes ansvarlig for fejl eller ulykker, der opstår efter reparationer, der er lavet uden skriftlig tilladelse fra Cobi Rehab.**


## Sikkerhedsvejledning

-  Brugeren må aldrig sidde på rollatoren og skubbe sig frem med benene.
-  Lås altid rollatoren, før den bruges som hvilestol.
-  Brug ikke rollatoren på trapper og rulletrapper.
-  Brug aldrig rollatoren som en kørestol.
-  Brug aldrig rollatoren til at transportere større ting, end hvad der kan være i kurven.
-  Brug aldrig rollatoren på skrånende overflader, der hælder mere end 3,5 grader.
-  Husk jævnligt at stramme håndmøtrikker til højdejusteringen.
-  Anvendes rollatoren som en hvilestol, skal begge fødder holdes på jorden, mens brugeren sidder på sædet. Det forhindrer rollatoren i at tippe bagover, hvis brugeren læner sig mod ryglænet.

## Anvendelse

XXL-Rehab Rollator King er et bariatrisk ganghjælpemiddel, som også kan fungere som hvilestol, når bremserne er låst. Den bariatriske rollator kan bruges både indendørs og udendørs.

 Hvis rollatoren bruges af brugere, der vejer mere end 325 kg, kan rollatoren vælte eller blive beskadiget.

 Vær forsigtig med klemmepunkter omkring fx håndbremsen.

Rollatoren bevarer sin stabilitet, så længe håndtagene justeres inden for de angivne justeringsmuligheder.

 Brug aldrig rollatoren på bløde og ujævne overflader.

## Sådan samles rollatoren

Kassen med XXL-Rehab Rollator King rummer ud over rollatoren også to håndtag (forbundet til rollatoren via kabler), en kurv og en sikkerhedsrygbøjle.

1. Fold rollatoren ud.
2. Fjern skruerne til højdejustering fra håndtagets stang.
3. Sæt stængerne på rollatoren.
4. Montér sikkerhedsrygbøjlen foran på rollatoren ved at hive op i knappen i henholdsvis højre og venstre side. (Knappen kan låses, så det er nemmere at montere bøjlen. Det gøres ved at hive op i knappen og dreje den en kvart omgang. Husk at løsne knappen igen, så sikkerhedsrygbøjlen sidder fast).
5. Indkøbskurven monteres foran ved at placere de to kroge på det øverste rør under sædet.
6. Justér højden på håndtagene, så de passer til brugeren.
7. Justér bremserne.

Rollatoren må ikke bruges uden sikkerhedsbøjlen. Sikkerhedsrygbøjlen er en sikkerhed for, at vægten ikke placeres for langt fremme. Hvis vægten placeres for langt fremme kan rollatoren tippe.

## Indstilling af højden på håndtagene

1. Fjern skruen og drejeknappen til højdejustering fra begge håndtag, så håndtagene kan bevæges frit op og ned.
2. Skub håndtaget op eller ned, indtil den ønskede højde er nået. Sæt skrue og drejeknap i igen. Placér boltene på bagsiden, så den passer i hullet.
3. Spænd til.

## Sådan foldes rollatoren

1. Tag fat i sædets forkant (den side, der er tættest på dig) med den ene hånd. Hold om ét af håndtagene med den anden hånd.
2. Løft op i sædet.
3. Rollatoren folder nu sammen.

Hvis rollatoren skal fylde mindre, kan kurven og sikkerhedsrygbøjlen tages af.

## Bremserne

Rollatoren har to bremsefunktioner:

1. Ved kortvarigt stop:  
Pres begge bremsehåndtag op.
2. Ved længere stop:  
Tryk begge bremsehåndtag ned, så de låser fast i en nedre position. Håndtagene forbliver i denne position, indtil de aktivt trykkes op igen.

## Eftersyn af bremserne

Bremserne er indstillet korrekt ved levering.

Bremserne og parkeringsbremsen skal kontrolleres før brug.

Hvis parkeringsbremsen ikke kan låse, eller hvis bremserne ikke fungerer korrekt, kontakt da Cobi Rehab.

Bremserne skal have et serviceeftersyn hver 3. måned.

## Vedligeholdelse og rengøring

Rollatorens stel, sæde, håndtag og sikkerhedsrygbøjle kan rengøres med vand og et almindeligt rengøringsmiddel.

Bolte og møtrikker skal kontrolleres hver tredje måned. Spænd dem om nødvendigt.

Manglende kontrol af boltene, som anvist, kan forårsage funktionsfejl.



## Garanti

Cobi Rehab garanterer, at XXL-Rehab Rollator King er fejlfri, når den leveres. Skulle der mod forventning være mangler eller skade på rollatoren ved modtagelsen, kontakt da Cobi Rehab med det samme.

Garantiperioden for XXL-Rehab Rollator King er et år fra købsdato. Fakturaen gælder som garantibevis.

### Garantien gælder ikke:

- produkter, hvor serienummer, batchnummer eller lignende er blevet fjernet eller beskadiget væsentligt
- produkter, hvor der er foretaget reparation af uautoriseret personale
- normal vedligeholdelse fx rengøring, tilpasning, smøring og opdatering af udstyr eller dele.

Garantien gælder ikke, hvis Cobi Rehab vurderer, at XXL-Rehab Rollator King er blevet håndteret på en ureglementeret måde, fx hvis brugervægten overskrides.

Ved skade på grund af uhensigtsmæssigt brug, faktureres der både service og anvendte reservedele.

Garantien, beskrevet ovenover, er den eneste gældende garanti. Cobi Rehab kan ikke holdes ansvarlige for skader af nogen slags.

## Specifikationer

Brugervægt max.	325 kg
Total længde	85 cm
Total bredde	71 cm
Bredde mellem håndtag	61 cm
Højde justerbar i 2,5 cm interval	77,5-99 cm
Sædebredde	51 cm
Sædedybde	35,5 cm
Siddeåbning	58 cm
Sædehøjde	50 cm
Vægt	15,7 kg
Vægt i kurv max.	5 kg
Hvilesæde	Ja
Sammenklappelig	Ja
Massive hjul	Ja
Ramme	Pulverlakeret aluminium
Sæde/rygpolster	Polyuretan
Hjul	8" massive
Holdbarhed	7 år
ISO - klassifikation	ISO 12 06 06 - 11

## Bortskaffelse

Produkter, der ikke længere er i brug, skal bortskaffes på forsvarlig vis. Kontakt kommunen for vejledning om korrekt bortskaffelse.



XXL-Rehab Rollator King er produceret og testet i overensstemmelse med den internationale DS/EN 12182:2012 standard.



Scan koden og få flere produktinformationer.

### PRODUCENT OG FORHANDLER


Cobi Rehab  
Fuglebækvej 1D  
DK-2770 Kastrup  
Danmark  
Tlf.: +45 70 25 25 22  
cobirehab.com

11/2019/CP

# Instructions for XXL-Rehab Rollator King

## CAUTION

**Do not use XXL-Rehab Rollator King without proper instruction from trained staff or from persons who have received instruction in the use of the rollator, as improper adjustment or use may injure the user.**










**Please read these instructions thoroughly before using XXL-Rehab Rollator King. Pay particular attention to the safety instructions marked with .**

**Cobi Rehab assumes no responsibility for any damage to the product or personal injury caused by improper use of the XXL-Rehab Rollator King.**

**If components are damaged or missing, contact Cobi Rehab immediately. Do not use substitute parts.**


**Cobi Rehab cannot be held liable for faults or accidents occurring after repairs by service staff without written authorisation from Cobi Rehab.**

## Safety instructions


-  Never sit on the rollator and push off with the feet.
-  Always lock the rollator before sitting down.
-  Never use the rollator on stairs and escalators.
-  Never use the rollator as a wheelchair.
-  Never use the rollator to transport large items – only items that fit in the basket.
-  Never use the rollator on surfaces that slope by more than 3,5 degrees.
-  Never use the rollator on soft and uneven surfaces.
-  Always remember to tighten the hand nuts for height adjustment.
-  If the rollator is used as a resting chair, keep both feet on the ground while seated. This stops the rollator from tipping backwards if the user leans against the backrest.

## Use

XXL-Rehab Rollator King is a bariatric walking support, which can also be used as a resting chair, when the brakes are locked.

 Using the product for individuals weighing more than 325 kg may cause the rollator to tip or becoming damaged.

 Beware of pinching hazards around e.g. the handbrake.

 Ensure left and right handles are level to avoid instability problems.

## Assembling the rollator

In addition to the rollator, the box containing the XXL-Rehab Rollator King also contains two handles (connected to the rollator by cables), a basket and a safety backrest.

1. Unfold the rollator.
2. Remove the screws for height adjustment from the handlebar.
3. Attach the bars to the rollator.
4. Mount the back on the front of the rollator by pulling upwards on the knobs on the left and right sides, respectively. (The knob can be locked to make it easier to mount the back. This is done by pulling the knob upwards and turning it a quarter turn. Remember to loosen the knob again to fasten the safety back rest.)
5. Mount the basket in the front by placing the two hooks on the upper tube below the seat. Place the notch on the bottom of the basket on top of the bottom tube.
6. Adjust the height of the handles to suit the user.
7. Adjust the brakes.

Do not use the rollator without the safety backrest. The purpose of the safety backrest is to ensure that the weight is not positioned too far forward. If the weight is positioned too far forward, the rollator may tip.

## Adjusting the height of the handles

1. Remove the screw and the height-adjustment knob from both handles to enable the handles to move freely up and down.
2. Push the handle up or down until the required height has been found. Reinsert the screw and the knob again. Place the bolt on the back side, so that it fits in the hole.
3. Tighten.

⚠ Ensure left and right handles are level to avoid instability problems.

## How to fold the rollator

1. Grab the front of the seat (the side closest to you when walking) with one hand. Hold one of the handles with the other hand.
2. Lift the seat.
3. The rollator now folds.

To minimize the size of an already folded rollator, remove the back and basket.

## The brakes

The walker can brake in two ways:

1. Brief stops:  
Squeeze both brake handles upwards.
2. Longer stops:  
Push both brake-handles downwards, so that they lock in a “down” position. The handles stay in this position until they are actively released.

## Brake inspection

The brakes are properly set on delivery.

Brake operation, and parking brake should be checked before every use.

If the parking brake cannot lock or if the brakes are not working correctly, contact Cobi Rehab immediately.

Service the brakes every three months.

## Maintenance and cleaning

The frame, seat, handles and safety backrest may be cleaned with water and a household detergent.

Check bolts and nuts every three months. Retighten if required.

⚠ Non-compliance with the bolt inspection guidelines may lead to malfunction.



## Warranty

Cobi Rehab warrants that the XXL-Rehab Rollator King is without defects on delivery. If, against all expectations, the rollator is subject to deficiencies or defects on receipt, please contact Cobi Rehab immediately.

The warranty period for the XXL-Rehab Rollator King is one year from the date of purchase. The invoice if your certificate of warranty.

### The warranty does not apply to:

- Products on which the serial number, batch number or the like have been removed or significantly damaged
- Products which have been repaired by unauthorized personnel
- Normal maintenance such as cleaning, adjustment lubrication and updating of equipment or parts.

The warranty does not apply, if Cobi Rehab assesses that the XXL-Rehab Rollator King has been improperly handled, e.g. if the maximum user weight has been exceeded.

For damage caused by improper operation, an invoice will be issued for both the service and the spare parts used.

The above warranty is the only warranty offered, Cobi Rehab cannot be held liable for damage or injury of any kind.

## Specifications

Maximum user weight	325 kg
Total length	85 cm
Total width	71 cm
Width between handles	61 cm
Height adjustable in 2.5 cm intervals	77.5-99 cm
Seat width	51 cm
Seat depth	35.5 cm
Seat opening	58 cm
Seat height	50 cm
Weight	15.7 kg
Weight capacity in basket	5 kg
Resting chair	Yes
Foldable	Yes
Massive wheels	Yes
Wheels	8" massive
Frame	Powder-lacquered aluminum
Seat/backrest	Polyurethane
ISO - classification	ISO 12 06 06 - 11
Expected product service life	7 years

## Disposal

Products which are no longer used, must be responsibly disposed of. Contact the relevant local authorities for guidance on correct disposal.



XXL-Rehab Rollator King is manufactured and tested in accordance with the international DS/EN 12182:2012 standard.

### MANUFACTURER AND DEALER

Cobi Rehab  
Fuglebækvej 1D  
DK-2770 Kastrup  
Denmark  
Tel.: +45 70 25 25 22  
cobirehab.com

11/2019/CP



# **COBI REHAB**<sup>®</sup>

The Positioning Company

**COBI REHAB**  
Fuglebækvej 1D  
DK-2770 Kastrup  
Denmark  
Tel. +45 7025 2522  
[cobirehab.com](http://cobirehab.com)