

XXL-Rehab Bariatri Rehabilitering

*Positioneringsløsninger til svært overvægtige
alle døgnets timer*



COBI REHAB[®]
The Positioning Company



XXL-Rehab Stand Tall gangbord

XXL-Rehab Stand Tall er et multifunktionelt gangbord, der både kan bruges til at træne gang, mobilisere fra siddende til stående stilling samt som en sikker ramme at træne eksempelvis vægtoverføring i. Gangbordet er robust og sikkert at benytte. Det manøvreres nemt og kan passe ind under en seng og ved en stol. Det passer blandt andet perfekt sammen med XXL-Rehab Badetoiletstolen.

Stærk konstruktion

XXL-Rehab Stand Tall er konstrueret med en bred, stærk ramme af 32 mm rør og 4 massive hjul med bremse på de bageste. Gangbordet har polstrede underarmspuder, låsbare håndbrems, polstrede håndtag og er endvidere udstyret med en sideplade til montering af for eksempel kateterpose. Højden kan nemt justeres fra 100-130 cm uden brug af værktøj.

Justerbar underarmsstøtte

Hele den skålformede underarmspolstring kan let justeres i bredden for at give bedst mulig støtte og aflastning.

Håndgreb med "trappe"-funktion

De 2 ekstra håndtag der er indbygget i begge sider af XXL-Rehab gangbordet yder en stor hjælp, når brugeren skal op at stå. Ved at benytte dem som en indvendig "trappe" kan brugeren langsomt rejse sig op fra sengekanten eller stolen, og samtidig have fuld kontrol over situationen. Dette mindsker risikoen for fald og gør det meget lettere for plejepersonalet at hjælpe brugeren. Når brugeren er oprejst, kan træningen begynde.

Låsbare håndbrems

XXL-Rehab gangbordet har naturligvis brems på håndbarren for at kunne stoppe sikkert, men også for at begrænse for høj fart og hjælpe ved sving. Bremsene kan låses, eksempelvis når brugeren skal op at stå/ned at sidde.



- Specielt udviklet til bariatriske brugere
- Højdejusterbar
- Justerbare underarmsstøtter
- Håndgreb med "trappe"-funktion
- Brugervægt op til 325 kg

MAX 325 kg



Produkt video

Scan koden og se produktet i brug

XXL-Rehab Stand Tall gangbord

Specifikationer

XXL-Rehab Stand Tall gangbord	
Brugervægt max.	325 kg
Total længde	76 cm
Total bredde	80-92 cm
Indvendig bredde mellem armlæn	59-69 cm
Højde justerbar i 3 cm interval	100-130 cm
Vægt	20 kg
Massive hjul	Ja
Ramme	Pulverlakeret krom molybdæn stål
Greb	PU skum
Underarmspuder	PU
Forhjul	100 mm massive
Baghjul	125 mm
ISO - klassifikation	ISO 12 06 12 - 06

Anvendes med fordel til...

- Bariatriske brugere.
- Hospitalsbrug eller plejebolig.

Model	Bredde cm	Længde cm	Varenummer	HMI
XXL-Rehab Stand Tall gangbord	80-92	76	0180-076-000	47313

Tilbehør	
IV-holder til XXL-Rehab Stand Tall gangbord	0180-999-008 -





XXL-Rehab Rollator King

Stærk konstruktion og funktionelt design specielt udviklet til bariatriske brugere

XXL-Rehab Rollator King har et funktionelt og let design og med en vægtkapacitet op til 325 kg er XXL-Rehab Rollator King en af de stærkeste på markedet. Den kan komme gennem de fleste døråbninger og foldes sammen for biltransport. XXL-Rehab Rollator King giver brugeren mulighed for aktiviteter både inden- og udendørs.

Konstruktion

XXL-Rehab Rollator King har et ekstra stort polstret hvilesæde, ekstra stærk konstruktion samt massive hjul med stålgafler, der giver stor sikkerhed og støtte.

XXL-Rehab Rollator King har stærke, let betjente bremses med indbygget "Feather touch" parkeringsbremse, der giver kontrol, sikker manøvrering og som kan holde vægten af en bariatrisk bruger. Rollatoren er forsynet med kurv og reflekser i håndtagene.

Sikkerhedsbøjle

Når brugeren sætter sig tungt på rollatoren, sikrer rygbøjlen, at brugeren placeres rigtigt på hvilesædet. Herved undgås fald bagover, og brugeren føler sig tryk ved at sætte sig ned.

- Extrem stærk og stabil
- Foldbar
- Håndbremses med parkeringsbremse
- Sikkerhedsbøjle
- Hvilesæde

MAX 325 kg



XXL-Rehab Rollator King Specifikationer

XXL-Rehab Rollator King	
Brugervægt max.	325 kg
Total længde	85 cm
Total bredde	71 cm
Bredde mellem håndtag	61 cm
Højde justerbar i 2,5 cm interval	77,5-99 cm
Sædebredde	51 cm
Sædedybde	35,5 cm
Siddeåbning	58 cm
Sædehøjde	50 cm
Vægt	15,7 kg
Vægt i kurv max.	5 kg
Hvilesæde	Ja
Sammenklappelig	Ja
Massive hjul	Ja
Ramme	Pulverlakeret aluminium
Sæde/rygpolster	Polyuretan
Hjul	8" massive
ISO - klassifikation	ISO 12 06 06 - 11

Anvendes med fordel til...

- Bariatriske brugere.

Model	Sædebredde cm	Siddeåbning cm	Varenummer	HMI
XXL-Rehab Rollator King inklusiv kurv	51	58	0172-050-000	88144





XXL-Rehab Rollator Support

Stærk konstruktion og funktionelt design specielt udviklet til bariatriske brugere

XXL-Rehab Rollator Support har et funktionelt og let design og med en vægtpacitet op til 200 kg er den en af de stærkeste på markedet. Den kan komme gennem de fleste døråbninger og foldes sammen for biltransport. XXL-Rehab Rollator Support giver brugeren mulighed for aktiviteter både inden- og udendørs.

Konstruktion

XXL-Rehab Rollator Support har et ekstra stort polstret hvilesæde, ekstra stærk konstruktion samt massive hjul med stålgafler, der giver stor sikkerhed og støtte.

XXL-Rehab Rollator Support har stærke, let betjente bremses med indbygget "Feather touch" parkeringsbremse, der giver kontrol, sikker manøvrering og som kan holde vægten af en bariatrisk bruger. Rollatoren er forsynet med kurv og reflekser i håndtagene.

Underarmsstøtter

De højdejusterbare underarmsstøtter hjælper brugeren til at gå i en oprejst stilling og øger aflastningen af håndleddene.

Sikkerhedsbøjle

Når brugeren sætter sig tungt på rollatoren, sikrer rygbøjlen, at brugeren placeres rigtigt på hvilesædet. Herved undgås fald bagover, og brugeren føler sig tryk ved at sætte sig ned.

- Extrem stærk og stabil
- Foldbar
- Håndbremses med parkeringsbremse
- Sikkerhedsbøjle
- Hvilesæde
- Højdejusterbare underarmsstøtter

MAX 200 kg



XXL-Rehab Rollator Support Specifikationer

XXL-Rehab Rollator Support	
Brugervægt max.	200 kg
Total længde	85 cm
Total bredde	71 cm
Bredde mellem håndtag	61 cm
Højde justerbar i 2,5 cm interval	100-130 cm
Sædebredde	51 cm
Sædedybde	35,5 cm
Siddeåbning	58 cm
Sædehøjde	50 cm
Vægt	17 kg
Vægt i kurv max.	5 kg
Hvilesæde	Ja
Sammenklappelig	Ja
Massive hjul	Ja
Ramme	Pulverlakeret aluminium
Sæde/rygpolster	Polyuretan
Hjul	8" massive
ISO - klassifikation	ISO 12 06 06 - 11

Anvendes med fordel til...

- Bariatriske brugere.

Model	Sædebredde cm	Siddeåbning cm	Varenummer	HMI
XXL-Rehab Rollator Support inklusiv kurv	51	58	0173-050-000	54781



XXL-Rehab Gangbuk med og uden hjul

Stærk konstruktion og funktionelt design specielt udviklet til bariatriske brugere

En af nøglefaktorerne til at få bariatriske brugere mobiliseret, specielt efter fald, brud eller lignende, er at give dem et ganghjælpemiddel, der er stabilt og de har tillid til.

Stærk foldbar konstruktion

XXL-Rehab Gangbuk er foldbar, stærkt konstrueret og kan leveres i 2 bredder, enten med dupsko eller med 2 massive hjulsæt foran. Rammen er udført i letmetal og er alligevel, med sin stærke konstruktion og vinklede ben, meget solid og stabil.

Gangbukken har polstrede håndtag og højden kan nemt justeres fra 76-101 cm uden brug af værktøj. Gangbukken er specielt fremstillet til brugere op til 270 kg.

Stor stabilitet

Med 2 hjul foran bliver XXL-Rehab Gangbukken let at manøvrere og rulle hen over gulvet. De 2 bageste ben sikrer, at gangbukken ikke pludseligt ruller væk, hvis brugeren for eksempel får overbalance.

Foldemekanisme

XXL-Rehab Gangbukken har en simpel foldemekanisme som nemt udløses med et lille tryk på foldebeslagene i hver side. Herved fylder den minimalt ved opbevaring eller ved transport.

MAX 270 kg

- Specielt udviklet til bariatriske brugere
- Foldbar
- Højdejusterbar
- Minimal egenvægt
- Brugervægt op til 270 kg



XXL-Rehab Gangbuk med og uden hjul

Specifikationer

XXL-Rehab Gangbuk med og uden hjul	
Brugervægt max.	270 kg
Total længde	50 cm
Total bredde ved ben	74 / 84 cm
Bredde mellem håndtag	54 / 64 cm
Højde justerbar i 2,5 cm interval	76-101 cm
Vægt	3 kg
Sammenklappelig	Ja
Ramme	Pulverlakeret letmetal
Greb	PU skum
Hjul	Massive
ISO - klassifikation	ISO 12 06 03 - 06

Anvendes med fordel til...

- Bariatriske brugere.

Model	Bredde cm	Længde cm	Varenummer	HMI
XXL-Rehab Gangbuk uden hjul	74	50	0130-071-000	36487
XXL-Rehab Gangbuk uden hjul	84	50	0130-081-000	61794
XXL-Rehab Gangbuk med hjul	74	50	0130-074-000	70682
XXL-Rehab Gangbuk med hjul	84	50	0130-084-000	70683



XXL-Rehab Gangbuk foldet



XXL-Rehab Stokke

Stærk konstruktion og funktionelt design specielt udviklet til bariatriske brugere

XXL-Rehab Stok

En ekstra forstærket stok, specielt udviklet til bariatriske brugere med en brugervægt på op til 270 kg.

Stokkens buede rør placerer brugerens vægt direkte over akslen, hvilket giver stabilitet og sikkerhed. Stokken har en stærk rør konstruktion, et fast greb, håndledsstrop og dobbelt trykknop til højdejustering.

XXL-Rehab 4-punkt stok

En ekstra forstærket stok med 4-punkts base, specielt udviklet til bariatriske brugere med en brugervægt på op til 270 kg.

Stokkens buede rør placerer brugerens vægt direkte over akslen, og 4-punkts basen giver ekstra stor stabilitet og sikkerhed. Stokken har en stærk rør konstruktion, et fast greb, håndledsstrop og dobbelt trykknop til højdejustering.

XXL-Rehab Albuestok

En ekstra forstærket albuestok, specielt udviklet til bariatriske brugere med en brugervægt på op til 325 kg.

Stokken er udført med en bred underarmsstøtte og kan leveres med universal eller anatomiske håndgreb med indbygget refleks.

Albuestokken har en stærk 25 mm rør konstruktion og kan højdereguleres via clipssystem med gennemgående stålpind.

270-325 kg



XXL-Rehab Stokke Specifikationer

XXL-Rehab Stok	
Brugervægt max.	270 kg
Højdejusterbar	71-93 cm
Vægt	0,9 kg
Materiale	Anodiseret stål
Greb	Vinyl
ISO - klassifikation	ISO 12 03 03 - 05

XXL-Rehab 4-punkt stok	
Brugervægt max.	270 kg
Højdejusterbar	71-93 cm
Vægt	1,5 kg
Base mål	15 x 22 cm
Refleks	Ja
Materiale	Anodiseret stål
Greb	Vinyl
ISO - klassifikation	ISO 12 03 16 - 03

XXL-Rehab Albuestok	
Brugervægt max.	325 kg
Højdejusterbar	68-110 cm
Vægt	1,5 kg
Underarmsstøtte	15 cm
Håndgreb	14 cm
Anatomisk håndtag	Ja
Refleks	Ja
Materiale	Anodiseret stål
Greb	PU/Vinyl
ISO - klassifikation	ISO 12 03 06 - 04

Model	Varenummer	HMI
XXL-Rehab Stok	0200-000-000	36492
XXL-Rehab 4-punkt stok	0201-000-000	42617
XXL-Rehab Albuestok med universal håndgreb	0205-000-000	51996
XXL-Rehab Albuestok med anatomisk håndgreb højre	0205-000-000H	83607
XXL-Rehab Albuestok med anatomisk håndgreb venstre	0205-000-000V	83609

Anvendes med fordel til...

- Bariatriske brugere.



XXL-Rehab Albuestokken med anatomiske håndgreb

Indholdsfortegnelse

- 2-3 XXL-Rehab Stand Tall gangbord
- 4-5 XXL-Rehab Rollator King
- 6-7 XXL-Rehab Rollator Support
- 8-9 XXL-Rehab Gangbuk med og uden hjul
- 10-11 XXL-Rehab Stokke



COBI REHAB[®]
The Positioning Company

COBI REHAB
Fuglebækvej 1D
DK-2770 Kastrup
Danmark
Tlf. +45 7025 2522
www.cobirehab.com