

# Bariatri

## Bad og toilet

*Positioneringsløsninger til svært overvægtige  
alle døgnets timer*



**COBI REHAB**<sup>®</sup>  
The Positioning Company



# XXL-Rehab Badetoiletstol med hjul

En stærk badetoiletstol med hjul specielt udviklet til bariatriske brugere

XXL-Rehab Badetoiletstolen med hjul er udviklet til bariatriske brugere, hvor udgangspunktet har været at designe en ergonomisk stol med nem adgang, selvstændighed og sikkerhed for brugeren. Stolen kan med fordel anvendes i hjemmet, på institutioner og på bariatriske afdelinger.

## Bred indvendig og smal udvendig

Stolen fås i 2 størrelser med en sædebredde på 61 og 71 cm. Stolen er konstrueret med et 5 cm højt PU skumsæde og 7 cm åbning mellem sæde og armlæn. Herved opnås, at vævet falder ned og ikke breder sig til siderne. Det umulige paradoks: "bred indvendig og smal udvendig" er opnået, og stolen kan komme igennem de fleste moderne døråbninger.

## Robuste fodstøtter

Fodstøtterne er designet til at kunne bære 100 kg hver og er endvidere indstillelige i både højden og i bredden op til et ydre mål på 110 cm. Derfor kan brugere med meget fedtvæv på indersiden af låret med fordel benytte stolen. Denne indstilling giver også hygiejniske fordele.

## Ryglæn med frigang

Under ryglænet er en frigang ned til sædet på 32 cm, som giver mulighed for at lade vævet i glutealregionen stikke lidt bagud. Herved opnås støtte i ryggen, og samtidig giver det plejepersonalet mulighed for at række ind efter et sejl og hjælpe til med at placere brugeren korrekt.

## Funktionelle armlæn

Grundet vævshæmning kan bariatriske brugere ofte ikke føre armene langt nok tilbage til at få fat i almindelige stolearm læn, når de skal sætte sig.

Armlænene på XXL-Rehab Badetoiletstolen har en længde på 64 cm og stikker 7 cm frem foran siddeflader. Dette hjælper brugeren til at få nemmere fat med hænderne og sætte sig sikkert i stolen, til gavn for både plejepersonalet og brugeren. Armlænene er endvidere aftagelige og svingbare. Hvis der er behov for ekstra bredde, kan XXL-Rehab Badetoiletstolen monteres med butterfly armlæn, som giver ekstra stor plads i siddebredden.

## Hygiejne med omtanke

XXL-Rehab Badetoiletstolen har et åbent, 2-delt toiletsæde med 24 cm i bredden på det bredeste sted og slidslængde på 35 cm. Herved kan brugeren placeres korrekt, og uheld og spild undgås. Endvidere kan plejepersonalet bedre komme til.

## Rengøring

Sæde og armlæn kan nemt løftes af og sættes på ved rengøring af stolen, uden brug af værktøj. Stolen kan rengøres med almindelige rengøringsmidler.



- Mulighed for ekstra siddebredde med butterfly armlæn
- Robuste armlæn giver optimal brugerstøtte og sikkerhed
- Bremses på baghjulene

MAX 325 kg

Produkt video  
Scan koden og se  
produktet i brug



# XXL-Rehab Badetoiletstol med hjul

## Specifikationer

XXL-Rehab Badetoiletstol med hjul	
Brugervægt max.	325 kg
Total længde	117 cm
Total bredde med standard armlæn	68 / 78 cm
Total bredde med butterfly armlæn	87 / 97 cm
Sædebredde med standard armlæn	61 / 71 cm
Sædebredde med butterfly armlæn	75 / 85 cm
Sædedybde	56 cm
Sædehøjde	55 cm
Armlænsbredde	6 cm
Bredde toiletåbning	Ø 24 cm, 35 cm lang
Afstand fra gulv til underside af sæde	44,5 cm
Afstand fra gulv til skubbebjølle	100 cm
Afstand fra sæde til ryg overkant	45 cm
Afstand fra sæde til fodstøtter	40-42-44-46-48 cm
Højde sæde til armlæn overkant	25 cm
Vægt	27 / 30 kg
Armlæn til-siden svingbare	Ja
Fodstøtter svingbare	Ja
Fodstøtter aftagelige	Ja
Fodstøtter højdeindstillelige	Ja
Hjul låsbare	Ja, 2 stk.
Ramme	Pulverlakeret krom molybdæn stål
Sæde/ryg/armlæn	Polyuretan
Fodstøttebelægning	PU skum
Hjul	Ø125 mm, faste, 2 låsbare hjul
ISO - klassifikation	ISO 09 12 03

### Anvendes med fordel til...

- Bariatriske brugere.
- Bariatriske afdelinger.
- Institutioner.
- Hjemmet.
- Hospitaler.



Model	Sædebredde cm	Sædedybde cm	Varenummer	HMI
XXL-Rehab Badetoiletstol med standard armlæn, standard fodstøtter og bækkenspand	61	56	0150-061-000	47221
XXL-Rehab Badetoiletstol med standard armlæn, standard fodstøtter og bækkenspand	71	56	0150-071-000	47671
XXL-Rehab Badetoiletstol med butterfly armlæn, standard fodstøtter og bækkenspand	61 + 14	56	0151-061-000	47221
XXL-Rehab Badetoiletstol med butterfly armlæn, standard fodstøtter og bækkenspand	71 + 14	56	0151-061-000	47671

Tilbehør	
Butterfly armlæn venstre (giver +14 cm i siddebredde)	0150-999-012L
Butterfly armlæn højre (giver +14 cm i siddebredde)	0150-999-012R
Bækkenspand med låg plast	0140-999-001
Fodstøtte standard badetoiletstol højre	0156-999-090H
Fodstøtte standard badetoiletstol venstre	0156-999-090V
Lateral benstøtte badetoiletstol højre	0156-999-030
Lateral benstøtte badetoiletstol venstre	0156-999-031
Sæde helt til badetoiletstol	0141-999-010



Standard armlæn



Butterfly armlæn



Breddeindstillelige fodstøtter



# XXL-Rehab Badetoiletstol med drivhjul

En stærk badetoiletstol med drivhjul specielt udviklet til bariatriske brugere

XXL-Rehab Badetoiletstolen med drivhjul er udviklet til bariatriske brugere, hvor vores mål har været at designe den bedste ergonomiske badetoiletstol med drivhjul på markedet.

Udgangspunktet har været nem adgang, selvstændighed og sikkerhed, både for bruger og plejepersonale. Stolen kan med fordel anvendes i hjemmet, på institutioner og på bariatriske afdelinger.

## Bred indvendig og smal udvendig

Stolen fås i 2 størrelser med en sædebredde på 61 og 71 cm. Stolen er konstrueret med et 5 cm højt PU skumsæde og 7 cm åbning mellem sæde og armlæn. Herved opnås, at vævet falder ned og ikke breder sig til siderne. Det umulige paradoks: "bred indvendig og smal udvendig" er opnået, og stolen kan komme igennem de fleste moderne døråbninger.

## Robuste fodstøtter

Fodstøtterne er designet til at kunne bære 100 kg hver og er endvidere indstillelige i både højden og i bredden op til et ydre mål på 110 cm. Derfor kan brugere med meget fedtvæv på indersiden af låret med fordel benytte stolen. Denne indstilling giver også hygiejniske fordele.

## Ryglæn med frigang

Under ryglænet er en frigang ned til sædet på 32 cm, som giver mulighed for at lade vævet i glutealregionen stikke lidt bagud. Herved opnås støtte i ryggen, og samtidig giver det plejepersonalet mulighed for at række ind efter et sejl og hjælpe til med at placere brugeren korrekt.

## Funktionelle armlæn

Grundet vævshæmning kan bariatriske brugere ofte ikke føre armene langt nok tilbage til at få fat i almindelige stolearm-læn, når de skal sætte sig.

Armlænene på XXL-Rehab Badetoiletstolen har en længde på 64 cm og stikker 7 cm frem foran siddeflader. Dette hjælper brugeren til at få nemmere fat med hænderne og sætte sig sikkert i stolen, til gavn for både plejepersonalet og brugeren. Armlænene er endvidere aftagelige og svingbare. Hvis der er behov for ekstra bredde, kan XXL-Rehab Badetoiletstolen monteres med butterfly armlæn, som giver ekstra stor plads i siddebredden.

## Hygiejne med omtanke

XXL-Rehab Badetoiletstolen har et åbent, 2-delt toiletsæde med 24 cm i bredden på det bredeste sted og slidslængde på 35 cm. Herved kan brugeren placeres korrekt, og uheld og spild undgås. Endvidere kan plejepersonalet bedre komme til.

## Rengøring

Sæde og armlæn kan nemt løftes af og sættes på ved rengøring af stolen, uden brug af værktøj. Stolen kan rengøres med almindelige rengøringsmidler.

## Drivhjul

De 24" store drivhjul gør stolen nemmere og mere retningsstabil at køre med for plejepersonalet.



- Store 24" drivhjul med parkeringsbremse
- Mulighed for ekstra siddebredde med butterfly armlæn
- Robuste armlæn giver optimal brugerstøtte og sikkerhed
- Bremses på drivhjulene

MAX 325 kg

# XXL-Rehab Badetoiletstol med drivhjul

## Specifikationer

XXL-Rehab Badetoiletstol med drivhjul	
Brugervægt max.	325 kg
Total længde	129 cm
Total bredde med standard armlæn	81 / 91 cm
Total bredde med butterfly armlæn	87 / 97 cm
Sædebredde med standard armlæn	61 / 71 cm
Sædebredde med butterfly armlæn	75 / 85 cm
Sædedybde	56 cm
Sædehøjde	55 cm
Armlænsbredde	6 cm
Bredde toiletåbning	Ø 24 cm, 35 cm lang
Afstand fra gulv til underside af sæde	44,5 cm
Afstand fra gulv til skubbebøjle	100 cm
Afstand fra sæde til ryg overkant	45 cm
Afstand fra sæde til fodstøtter	40-42-44-46-48 cm
Højde sæde til armlæn overkant	25 cm
Vægt	27 / 30 kg
Armlæn til-siden svingbare	Ja
Fodstøtter svingbare	Ja
Fodstøtter aftagelige	Ja
Fodstøtter højdeindstillelige	Ja
Hjul låsbare	Ja, 2 stk.
Ramme	Pulverlakeret krom molybdæn stål
Sæde/ryg/armlæn	Polyuretan
Fodstøttebelægning	PU skum
Hjul	Ø125 mm, faste
Drivhjul	24" faste, punkterfrie, med parkeringsbremse
ISO - klassifikation	ISO 09 12 03

### Anvendes med fordel til...

- Bariatriske brugere.
- Bariatriske afdelinger.
- Institutioner.
- Hjemmet.
- Hospitaler.



Parkeringsbremse



Lateral benstøtte

Model	Sædebredde cm	Sædedybde cm	Varenummer	HMI
XXL-Rehab Badetoiletstol med standard armlæn, standard fodstøtter og bækkenspand	61	56	0152-061-000	54642
XXL-Rehab Badetoiletstol med standard armlæn, standard fodstøtter og bækkenspand	71	56	0152-071-000	54644
XXL-Rehab Badetoiletstol med butterfly armlæn, standard fodstøtter og bækkenspand	61 + 14	56	0153-061-000	54642
XXL-Rehab Badetoiletstol med butterfly armlæn, standard fodstøtter og bækkenspand	71 + 14	56	0153-061-000	54644

### Tilbehør

Butterfly armlæn venstre (giver +14 cm i siddebredde)	0150-999-012L
Butterfly armlæn højre (giver +14 cm i siddebredde)	0150-999-012R
Bækkenspand med låg plast	0140-999-001
Sæde helt til badetoiletstol	0141-999-010
Fodstøtte standard badetoiletstol højre	0156-999-090H
Fodstøtte standard badetoiletstol venstre	0156-999-090V
Lateral benstøtte badetoiletstol højre	0156-999-030
Lateral benstøtte badetoiletstol venstre	0156-999-031



# XXL-Rehab Rise N Recline badetoiletstol

En stærk badetoiletstol med el-hejs og tilt specielt udviklet til bariatriske brugere

XXL-Rehab Rise N Recline badetoiletstol har en elektrisk indstilling af sædehøjden fra 55-100 cm og en vægt kapacitet på 325 kg Safe Working Load. Det er verdens første badetoiletstol til bariatriske brugere, der i én bevægelse både kan hejse og tilte brugeren til en 20° hældning med ét tryk.

## Ergonomisk multi-funktionel hygiejnestol

XXL-Rehab Rise N Recline badetoiletstol er udviklet som svar på den stigende tendens, hvor brusebade er en del af plejen/hudplejen af bariatriske brugere, i modsætning til traditionelt anvendte metoder som er ubehagelige for brugeren og pålægger pres på plejepersonalet. Det innovative ergonomiske design af badetoiletstolen er meget alsidig og kan hjælpe plejepersonalet med bedre rutiner i forbindelse med hygiejne, brusebad, hårvask, sår- og fodpleje, toiletbesøg etc.

## Forbedrer livskvaliteten

XXL-Rehab Rise N Recline badetoiletstol kan forbedre livskvaliteten for den bariatriske bruger, idet assisteret brusebadning og andre hygiejnerutiner bliver både en mere sikker og komfortabel, men også en mere værdig oplevelse.

## Gør opgaverne nemmere og sikrere

Ergonomisk design og batteri-drevne løftefunktioner letter brusebadning og andre daglige hygiejnerutiner, så plejepersonalet kan arbejde sikkert og ergonomisk forsvarligt. Stolen muliggør samtidig, at plejepersonalet og brugeren har øjenkontakt, hvilket giver langt bedre kommunikation.

## Effektiv og bedre pleje

Denne badetoiletstol øger effektiviteten i plejen, fordi den gør det muligt for én person at udføre hele brusebadsproceduren, samt en bred vifte af hverdagens hygiejneopgaver. Badetoiletstolens mange funktioner resulterer i strømlinede rutiner, som giver optimering og sikkerhed af plejen i forhold til traditionelle badetoiletstole.

- El-hejs og tiltfunktion op til 20°
- Mulighed for ekstra brede butterfly armlæn
- Bremses på alle 4 hjul
- Unik løftefunktion
- Håndbetjening giver plejeren fuld kontrol
- Højt ryglæn og robuste armlæn



I laveste position med standard fodstøtter

MAX 325 kg

**Produkt video**  
Scan koden og se  
produktet i brug



# XXL-Rehab Rise N Recline badetoiletstol

## Specifikationer

XXL-Rehab Rise N Recline badetoiletstol	
Brugervægt max.	325 kg
Total længde i laveste position	140 cm
Total bredde	74 cm
Sædebredde	66 cm
Sædedybde justerbar	42 / 48 / 54 cm
Sædehøjde	51-69 cm
Sædetilt elektrisk bagud	0-20°
Sædetilt uafhængig af højdeindstillingen	Ja
Bredde mellem standard armlæn	61 cm
Bredde mellem butterfly armlæn	76 cm
Bredde toiletåbning	Ø 24 cm, 35 cm lang
Sædehøjde elektrisk justerbar	55-100 cm
Afstand fra gulv til underside af sæde	44,5 cm
Afstand fra gulv til skubbebøjle	100 cm
Afstand fra sæde til fodstøtter	39-42-45-48 cm
Højde sæde til armlæn	22 cm
Vægt	46 kg
Armlæn til-siden svingbare	Ja
Fodstøtter opklappelige	Ja
Fodstøtter svingbare	Ja
Fodstøtter aftagelige	Ja
Fodstøtter højdeindstillelige	Ja
Nakkestøtte	Ja
Hjul låsbare	Ja, 4 stk.
Betjening	Via betjeningspanel
Kapacitet op/ned ved fuldt opladet batteri	Ca. 15 gange
Venderadius	156 cm
Ramme	Pulverlakeret krom molybdæn stål
Hjul	Ø150 mm med bremse
Sæde/ryg/armlæn	Polyuretan
IP - klassifikation	IP44
ISO - klassifikation	ISO 09 12 03 - 23

### Anvendes med fordel til...

- Bariatriske brugere.
- Brugere med nedsat muskeltonus.
- Tryksår.
- Spasmer/ufrivillige bevægelser.
- Amputationer.
- Slagtilfælde.



Håndbetjening giver plejeren fuld kontrol

Model	Sædebredde cm	Sædedybde cm	Varenummer	HMI
XXL-Rehab Rice N Recline badetoiletstol med standard fodstøtter, lader, nakkestøtte og bækkenspand med låg	66	42 / 48 / 54	0156-066-000	70400
Tilbehør				
Butterfly armlæn venstre (giver +14 cm i siddebredde)			0150-999-012L	
Butterfly armlæn højre (giver +14 cm i siddebredde)			0150-999-012R	
Nakkestøtte justerbar			0156-999-020	
Sæde helt med låg til badetoiletstol			0150-999-023	
Bækkenspand med låg plast			0140-999-001	
Fodstøtte standard badetoiletstol højre			0156-999-090H	
Fodstøtte standard badetoiletstol venstre			0156-999-090V	
Lateral benstøtte til badetoiletstol højre			0156-999-030	
Lateral benstøtte til badetoiletstol venstre			0156-999-031	



# XXL-Rehab Tilt badetoiletstol

En stærk badetoiletstol med tilt specielt udviklet til bariatriske brugere

XXL-Rehab Tilt badetoiletstol har en indstillelig el-tiltfunktion på op til 32° og en vægt kapacitet på 325 kg Safe Working Load. Denne badetoiletstol er designet til at give bariatriske brugere en behagelig og sikker badeoplevelse og kan med fordel også anvendes, hvor brugerens tilstand er dårlig.

## Gør opgaverne nemmere og sikrere

XXL-Rehab Tilt badetoiletstol giver bedre adgang for plejepersonalet i forhold til hygiejne, hud- og væv pleje. Sygepleje/påklædning af fødder kan, for plejepersonalets vedkommende, foregå i stående stilling, hvorved der opnås en ergonomisk forsvarlig arbejdsstilling. Stolen muliggør samtidig, at plejepersonalet og brugeren har øjenkontakt, hvilket giver langt bedre kommunikation.

## Bedre og effektiv pleje

Denne badetoiletstol øger effektiviteten i plejen, fordi den gør det muligt for én person at udføre hele badeproceduren, samt en bred vifte af hverdagens hygiejneopgaver. Badetoiletstolens enkle funktioner resulterer i strømlinede rutiner, som giver optimering og sikkerhed af plejen i forhold til traditionelle badetoiletstole.

- Indstillelig el-tiltfunktion på op til 32°
- Mulighed for ekstra bredde butterfly armlæn
- Bremses på alle 4 hjul
- Håndbetjening giver plejeren fuld kontrol
- Højt ryglæn og robuste armlæn
- Den tilbagelænedede stilling giver fuld adgang for plejepersonalet til de fleste dele af kroppen



Med standard fodstøtter

MAX 325 kg

**Produkt video**  
Scan koden og se  
produktet i brug





# XXL-Rehab Tilt badetoiletstol

## Specifikationer

XXL-Rehab Tilt badetoiletstol	
Brugervægt max.	325 kg
Total længde i laveste position	140 cm
Total bredde	74 cm
Sædebredde	66 cm
Sædedybde justerbar	42 / 48 / 54 cm
Sædehøjde	51-69 cm
Sædetilt elektrisk bagud	0-32°
Bredde mellem standard armlæn	61 cm
Bredde mellem butterfly armlæn	76 cm
Bredde toiletåbning	Ø 24 cm, 35 cm lang
Afstand fra gulv til underside af sæde	44,5 cm
Afstand fra gulv til skubbebøjle	100 cm
Afstand fra sæde til fodstøtter	39-42-45-48 cm
Højde sæde til armlæn	22 cm
Vægt	39 kg
Fodstøtter svingbare	Ja
Fodstøtter aftagelige	Ja
Fodstøtter højdeindstillelige	Ja
Nakkestøtte	Ja
Hjul låsbare	Ja, 4 stk.
Betjening	Via betjeningspanel
Kapacitet op/ned ved fuldt opladet batteri	Ca. 20 gange
Venderadius	158 cm
Ramme	Pulverlakeret krom molybdæn stål
Hjul	Ø150 mm med bremse
Sæde/ryg/arm læn	Polyuretan
IP - klassifikation	IP44
ISO - klassifikation	ISO 09 12 03 - 23

### Anvendes med fordel til...

- Bariatriske brugere.
- Brugere med nedsat muskeltonus.
- Tryksår.
- Spasmer/ufrivillige bevægelser.
- Amputationer.
- Slagtilfælde.



Håndbetjening giver plejeren fuld kontrol

Model	Sædebredde cm	Sædedybde cm	Varenummer	HMI
XXL-Rehab Tilt badetoiletstol med standard fodstøtter, lader, nakkestøtte og bækkenspand med låg	66	42 / 48 / 54	0155-066-000	70770
Tilbehør				
Butterfly armlæn venstre (giver +14 cm i siddebredde)			0150-999-012L	
Butterfly armlæn højre (giver +14 cm i siddebredde)			0150-999-012R	
Nakkestøtte justerbar			0156-999-020	
Sæde helt med låg til badetoiletstol			0150-999-023	
Bækkenspand med låg plast			0140-999-001	
Fodstøtte standard badetoiletstol højre			0156-999-090H	
Fodstøtte standard badetoiletstol venstre			0156-999-090V	
Lateral benstøtte til badetoiletstol højre			0156-999-030	
Lateral benstøtte til badetoiletstol venstre			0156-999-031	



# XXL-Rehab Badestol

En stærk badestol med justerbar sædehøjde og sædedybde specielt udviklet til bariatriske brugere

XXL-Rehab Badestolen er designet til at give bariatriske brugere en god siddekomfort og en let ind- og udstigning af stolen uden at blive klemt.

## Konstruktion og funktioner

Til badestolen har vi anvendt højteknologiske letvægtsrør for at give stolen mest mulig stabilitet og den laveste vægt. Rørene er endvidere effektivt overfladebehandlet. Badestolen er velegnet til et bademiljø.

Armlænene er designet, så kroppen ikke bliver klemt, og de går ud over siddefladerne. Dette gør det nemt at få et godt greb og komme ind og ud af badestolen, når brugeren enten ønsker at sætte sig eller rejse sig fra stolen.

Ryglænet kan justeres til brugeren for at opnå en behagelig siddestilling. Ryglænet kan flyttes +/- 6 cm, og de buede rør sikrer en god siddekomfort.

Badestolens sædehøjde er justerbar fra 44-59 cm, så en rigtig siddehøjde kan opnås, og samtidig er det let at komme ind og ud af stolen.

Hvis stolen er for høj, vil brugerens fødder svæve over gulvet, hvilket vil gøre det svært for brugeren at placere sig godt i stolen. Hvis stolen er for lav, vil brugeren have svært ved at komme ud af stolen.

## Rengøring

Det er nemt at rengøre XXL-Rehab Badestolen. Stolens sæde aftages let, uden brug af værktøj og stolen kan rengøres med almindelige rengøringsmidler.



- Justerbar sædehøjde
- Justerbar sædedybde
- Lange stabile armlæn
- 2 størrelser

MAX 325 kg

XXL-Rehab Badestol	
Brugervægt max.	325 kg
Total længde	80-101 cm
Total bredde over armlæn	73 / 83 cm
Total højde	79-94 cm
Sædebredde	61 / 71 cm
Sædedybde justerbar	40-52 cm
Sædehøjde justerbar	44-59 cm
Sæderyg højde	37 cm
Afstand fra gulv til underside af sæde	33-48 cm
Afstand mellem armlæn	67 / 77 cm
Højde sæde til armlæn	26 cm
Vægt	15 / 16 kg
Ramme	Pulverlakeret krom molybdæn stål
Sæde/ryg/arm læn	Polyuretan
ISO - klassifikation	ISO 09 33 03

Model	Sædebredde cm	Sædedybde cm	Varenummer	HMI
XXL-Rehab Badestol	61	40-52	0141-061-000	52000
XXL-Rehab Badestol	71	40-52	0141-071-000	52001

Anvendes med fordel til...

- Bariatriske brugere



# XXL-Rehab Toiletstol

En stærk toiletstol med justerbar sædehøjde og sædedybde specielt udviklet til bariatriske brugere

XXL-Rehab Toiletstolen er designet til at give bariatriske brugere en god siddekomfort og en let ind- og udstigning af stolen uden at blive klemt.

## Konstruktion og funktioner

Til toiletstolen har vi anvendt højteknologiske letvægtsrør for at give stolen mest muligt stabilitet og den laveste vægt. Rørene er endvidere effektivt overfladebehandlet, så toiletstolen er velegnet til et bademiljø.

Armlænene er designet, så kroppen ikke bliver klemt, og de går ud over siddefladerne. Dette gør det nemt at få et godt greb og komme ind og ud af badestolen, når brugeren enten ønsker at sætte sig eller rejse sig fra stolen.

Ryglænet kan justeres til brugeren for at opnå en behagelig siddestilling. Ryglænet kan flyttes +/- 6 cm, og de buede rør sikrer en god siddekomfort.

Sædehøjden er justerbar fra 44-59 cm, så en rigtig siddehøjde kan opnås, og samtidig er det let at komme ind og ud af stolen.

Hvis stolen er for høj, vil brugerens fødder svæve over gulvet, hvilket vil gøre det svært for brugeren at placere sig godt i stolen. Hvis stolen er for lav, vil brugeren have svært ved at komme ud af stolen.

Selve toiletsædet er delt for ekstra lang åbning og nedenunder er monteret en bækkenspand på skinner.

## Rengøring

Det er nemt at rengøre XXL-Rehab Toiletstolen. Stolens delte sæde og bækkenspand aftages let, uden brug af værktøj og stolen kan rengøres med almindelige rengøringsmidler.

XXL-Rehab Toiletstol	
Brugervægt max.	325 kg
Total længde	80-101 cm
Total bredde over armlæn	73 / 83 cm
Total højde	79-94 cm
Sædebredde	61 / 71 cm
Sædedybde justerbar	40-52 cm
Sædehøjde justerbar	44-59 cm
Sæderyg højde	37 cm
Bredde toiletåbning	Ø 24 cm, 35 cm lang
Afstand fra gulv til underside af sæde	33-48 cm
Afstand mellem armlæn	67 / 77 cm
Højde sæde til armlæn	26 cm
Vægt	14 / 15 kg
Ramme	Pulverlakeret krom molybdæn stål
Sæde/ryg/armlæn	Polyuretan
ISO - klassifikation	ISO 09 33 03



- Justerbar sædehøjde
- Justerbar sædedybde
- Lange stabile armlæn
- 2 størrelser

MAX 325 kg

Model	Sædebredde cm	Sædedybde cm	Varenummer	HMI
XXL-Rehab Toiletstol med bækkenspand	61	40-52	0140-061-000	51998
XXL-Rehab Toiletstol med bækkenspand	71	40-52	0140-071-000	51999
Tilbehør				
Bækkenspand med låg plast			0140-999-001	

Anvendes med fordel til...

- Bariatriske brugere

## Indholdsfortegnelse

2-3	XXL-Rehab Badetoiletstol med hjul
4-5	XXL-Rehab Badetoiletstol med drivhjul
6-7	XXL-Rehab Rise N Recline badetoiletstol
8-9	XXL-Rehab Tilt badetoiletstol
10	XXL-Rehab Badestol
11	XXL-Rehab Toiletstol



**COBI REHAB**<sup>®</sup>  
The Positioning Company

**COBI REHAB**  
Fuglebækvej 1D  
DK-2770 Kastrup  
Danmark  
Tlf. +45 7025 2522  
[www.cobirehab.com](http://www.cobirehab.com)