

Bariatri Rehabilitering

*Positioneringsløsninger til svært overvægtige
alle døgnets timer*



COBI REHAB[®]
The Positioning Company



XXL-Rehab Stand Tall gangbord

XXL-Rehab Stand Tall er et multifunktionelt gangbord, der både kan bruges til at træne gang, mobilisere fra siddende til stående stilling samt som en sikker ramme at træne eksempelvis vægtoverføring i. Gangbordet er robust og sikkert at benytte. Det manøvreres nemt og kan passe ind under en seng og ved en stol. Det passer blandt andet perfekt sammen med XXL-Rehab Badetoiletstolen.

Stærk konstruktion

XXL-Rehab Stand Tall er konstrueret med en bred, stærk ramme af 32 mm rør og 4 massive hjul med bremse på de bageste. Gangbordet har polstrede underarmspuder, låsbare håndbrems, polstrede håndtag og er endvidere udstyret med en sideplade til montering af for eksempel kateterpose. Højden kan nemt justeres fra 100-130 cm uden brug af værktøj.

Justerbar underarmsstøtte

Hele den skålformede underarmspolstring kan let justeres i bredden for at give bedst mulig støtte og aflastning.

Håndgreb med "trappe"-funktion

De 2 ekstra håndtag der er indbygget i begge sider af XXL-Rehab gangbordet yder en stor hjælp, når brugeren skal op at stå. Ved at benytte dem som en indvendig "trappe" kan brugeren langsomt rejse sig op fra sengekanten eller stolen, og samtidig have fuld kontrol over situationen. Dette mindsker risikoen for fald og gør det meget lettere for plejepersonalet at hjælpe brugeren. Når brugeren er oprejst, kan træningen begynde.

Låsbare håndbrems

XXL-Rehab gangbordet har naturligvis brems på håndbarren for at kunne stoppe sikkert, men også for at begrænse for høj fart og hjælpe ved sving. Bremsene kan låses, eksempelvis når brugeren skal op at stå/ned at sidde.



- Specielt udviklet til bariatriske brugere
- Højdejusterbar
- Justerbare underarmsstøtter
- Håndgreb med "trappe"-funktion
- Brugervægt op til 325 kg

MAX 325 kg



Produkt video

Scan koden og se produktet i brug

XXL-Rehab Stand Tall gangbord

Specifikationer

| XXL-Rehab Stand Tall gangbord | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Brugervægt max. | 325 kg |
| Total længde | 76 cm |
| Total bredde | 80-92 cm |
| Indvendig bredde mellem armlæn | 59-69 cm |
| Højde justerbar i 3 cm interval | 100-130 cm |
| Vægt | 20 kg |
| Massive hjul | Ja |
| Ramme | Pulverlakeret krom molybdæn stål |
| Greb | PU skum |
| Underarmspuder | PU |
| Forhjul | 100 mm massive |
| Baghjul | 125 mm |
| ISO - klassifikation | ISO 12 06 12 - 06 |

Anvendes med fordel til...

- Bariatriske brugere.
- Hospitalsbrug eller plejebolig.

| Model | Bredde cm | Længde cm | Varenummer | HMI |
|-------------------------------|-----------|-----------|--------------|-------|
| XXL-Rehab Stand Tall gangbord | 80-92 | 76 | 0180-076-000 | 47313 |

| Tilbehør | |
|---|------------------|
| IV-holder til XXL-Rehab Stand Tall gangbord | 0180-999-008 - |





XXL-Rehab Rollator King

Stærk konstruktion og funktionelt design specielt udviklet til bariatriske brugere

XXL-Rehab Rollator King har et funktionelt og let design og med en vægtkapacitet op til 325 kg er XXL-Rehab Rollator King en af de stærkeste på markedet. Den kan komme gennem de fleste døråbninger og foldes sammen for biltransport. XXL-Rehab Rollator King giver brugeren mulighed for aktiviteter både inden- og udendørs.

Konstruktion

XXL-Rehab Rollator King har et ekstra stort polstret hvilesæde, ekstra stærk konstruktion samt massive hjul med stålgafler, der giver stor sikkerhed og støtte.

XXL-Rehab Rollator King har stærke, let betjente bremses med indbygget "Feather touch" parkeringsbremse, der giver kontrol, sikker manøvrering og som kan holde vægten af en bariatrisk bruger. Rollatoren er forsynet med kurv og reflekser i håndtagene.

Sikkerhedsbøjle

Når brugeren sætter sig tungt på rollatoren, sikrer rygbøjlen, at brugeren placeres rigtigt på hvilesædet. Herved undgås fald bagover, og brugeren føler sig tryk ved at sætte sig ned.

- Extrem stærk og stabil
- Foldbar
- Håndbremses med parkeringsbremse
- Sikkerhedsbøjle
- Hvilesæde

MAX 325 kg



XXL-Rehab Rollator King Specifikationer

| XXL-Rehab Rollator King | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Brugervægt max. | 325 kg |
| Total længde | 85 cm |
| Total bredde | 71 cm |
| Bredde mellem håndtag | 61 cm |
| Højde justerbar i 2,5 cm interval | 77,5-99 cm |
| Sædebredde | 51 cm |
| Sædedybde | 35,5 cm |
| Siddeåbning | 58 cm |
| Sædehøjde | 50 cm |
| Vægt | 15,7 kg |
| Vægt i kurv max. | 5 kg |
| Hvilesæde | Ja |
| Sammenklappelig | Ja |
| Massive hjul | Ja |
| Ramme | Pulverlakeret aluminium |
| Sæde/rygpolster | Polyuretan |
| Hjul | 8" massive |
| ISO - klassifikation | ISO 12 06 06 - 11 |

Anvendes med fordel til...

- Bariatriske brugere.

| Model | Sædebredde cm | Siddeåbning cm | Varenummer | HMI |
|---------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|-------|
| XXL-Rehab Rollator King inklusiv kurv | 51 | 58 | 0172-050-000 | 54779 |





XXL-Rehab Rollator Support

Stærk konstruktion og funktionelt design specielt udviklet til bariatriske brugere

XXL-Rehab Rollator Support har et funktionelt og let design og med en vægtpacitet op til 200 kg er den en af de stærkeste på markedet. Den kan komme gennem de fleste døråbninger og foldes sammen for biltransport. XXL-Rehab Rollator Support giver brugeren mulighed for aktiviteter både inden- og udendørs.

Konstruktion

XXL-Rehab Rollator Support har et ekstra stort polstret hvilesæde, ekstra stærk konstruktion samt massive hjul med stålgafler, der giver stor sikkerhed og støtte.

XXL-Rehab Rollator Support har stærke, let betjente bremses med indbygget "Feather touch" parkeringsbremse, der giver kontrol, sikker manøvrering og som kan holde vægten af en bariatrisk bruger. Rollatoren er forsynet med kurv og reflekser i håndtagene.

Underarmsstøtter

De højdejusterbare underarmsstøtter hjælper brugeren til at gå i en oprejst stilling og øger aflastningen af håndleddene.

Sikkerhedsbøjle

Når brugeren sætter sig tungt på rollatoren, sikrer rygbøjlen, at brugeren placeres rigtigt på hvilesædet. Herved undgås fald bagover, og brugeren føler sig tryk ved at sætte sig ned.

- Extrem stærk og stabil
- Foldbar
- Håndbremses med parkeringsbremse
- Sikkerhedsbøjle
- Hvilesæde
- Højdejusterbare underarmsstøtter

MAX 200 kg



XXL-Rehab Rollator Support Specifikationer

| XXL-Rehab Rollator Support | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Brugervægt max. | 200 kg |
| Total længde | 85 cm |
| Total bredde | 71 cm |
| Bredde mellem håndtag | 61 cm |
| Højde justerbar i 2,5 cm interval | 100-130 cm |
| Sædebredde | 51 cm |
| Sædedybde | 35,5 cm |
| Siddeåbning | 58 cm |
| Sædehøjde | 50 cm |
| Vægt | 17 kg |
| Vægt i kurv max. | 5 kg |
| Hvilesæde | Ja |
| Sammenklappelig | Ja |
| Massive hjul | Ja |
| Ramme | Pulverlakeret aluminium |
| Sæde/rygpolster | Polyuretan |
| Hjul | 8" massive |
| ISO - klassifikation | ISO 12 06 06 - 11 |

Anvendes med fordel til...

- Bariatriske brugere.

| Model | Sædebredde cm | Siddeåbning cm | Varenummer | HMI |
|--|------------------|-------------------|--------------|-------|
| XXL-Rehab Rollator Support inklusiv kurv | 51 | 58 | 0173-050-000 | 54781 |



XXL-Rehab Gangbuk med og uden hjul

Stærk konstruktion og funktionelt design specielt udviklet til bariatriske brugere

En af nøglefaktorerne til at få bariatriske brugere mobiliseret, specielt efter fald, brud eller lignende, er at give dem et ganghjælpemiddel, der er stabilt og de har tillid til.

Stærk foldbar konstruktion

XXL-Rehab Gangbuk er foldbar, stærkt konstrueret og kan leveres i 2 bredder, enten med dupsko eller med 2 massive hjulsæt foran. Rammen er udført i letmetal og er alligevel, med sin stærke konstruktion og vinklede ben, meget solid og stabil.

Gangbukken har polstrede håndtag og højden kan nemt justeres fra 76-101 cm uden brug af værktøj. Gangbukken er specielt fremstillet til brugere op til 270 kg.

Stor stabilitet

Med 2 hjul foran bliver XXL-Rehab Gangbukken let at manøvrere og rulle hen over gulvet. De 2 bageste ben sikrer, at gangbukken ikke pludseligt ruller væk, hvis brugeren for eksempel får overbalance.

Foldemekanisme

XXL-Rehab Gangbukken har en simpel foldemekanisme som nemt udløses med et lille tryk på foldebeslagene i hver side. Herved fylder den minimalt ved opbevaring eller ved transport.

MAX 270 kg

- Specielt udviklet til bariatriske brugere
- Foldbar
- Højdejusterbar
- Minimal egenvægt
- Brugervægt op til 270 kg



XXL-Rehab Gangbuk med og uden hjul

Specifikationer

| XXL-Rehab Gangbuk med og uden hjul | |
|------------------------------------|------------------------|
| Brugervægt max. | 270 kg |
| Total længde | 50 cm |
| Total bredde ved ben | 74 / 84 cm |
| Bredde mellem håndtag | 54 / 64 cm |
| Højde justerbar i 2,5 cm interval | 76-101 cm |
| Vægt | 3 kg |
| Sammenklappelig | Ja |
| Ramme | Pulverlakeret letmetal |
| Greb | PU skum |
| Hjul | Massive |
| ISO - klassifikation | ISO 12 06 03 - 06 |

Anvendes med fordel til...

- Bariatriske brugere.

| Model | Bredde cm | Længde cm | Varenummer | HMI |
|-----------------------------|-----------|-----------|--------------|-------|
| XXL-Rehab Gangbuk uden hjul | 74 | 50 | 0130-071-000 | 36487 |
| XXL-Rehab Gangbuk uden hjul | 84 | 50 | 0130-081-000 | 61794 |
| XXL-Rehab Gangbuk med hjul | 74 | 50 | 0130-074-000 | 70682 |
| XXL-Rehab Gangbuk med hjul | 84 | 50 | 0130-084-000 | 70683 |



XXL-Rehab Gangbuk foldet



XXL-Rehab Stokke

Stærk konstruktion og funktionelt design specielt udviklet til bariatriske brugere

XXL-Rehab Stok

En ekstra forstærket stok, specielt udviklet til bariatriske brugere med en brugervægt på op til 270 kg.

Stokkens buede rør placerer brugerens vægt direkte over akslen, hvilket giver stabilitet og sikkerhed. Stokken har en stærk rør konstruktion, et fast greb, håndledsstrop og dobbelt trykknop til højdejustering.

XXL-Rehab 4-punkt stok

En ekstra forstærket stok med 4-punkts base, specielt udviklet til bariatriske brugere med en brugervægt på op til 270 kg.

Stokkens buede rør placerer brugerens vægt direkte over akslen, og 4-punkts basen giver ekstra stor stabilitet og sikkerhed. Stokken har en stærk rør konstruktion, et fast greb, håndledsstrop og dobbelt trykknop til højdejustering.

XXL-Rehab Albuestok

En ekstra forstærket albuestok, specielt udviklet til bariatriske brugere med en brugervægt på op til 325 kg.

Stokken er udført med en bred underarmsstøtte og kan leveres med universal eller anatomiske håndgreb med indbygget refleks.

Albuestokken har en stærk 25 mm rør konstruktion og kan højdereguleres via clipssystem med gennemgående stålpind.

270-325 kg



XXL-Rehab Stokke Specifikationer

| XXL-Rehab Stok | |
|----------------------|-------------------|
| Brugervægt max. | 270 kg |
| Højdejusterbar | 71-93 cm |
| Vægt | 0,9 kg |
| Materiale | Anodiseret stål |
| Greb | Vinyl |
| ISO - klassifikation | ISO 12 03 03 - 05 |

| XXL-Rehab 4-punkt stok | |
|------------------------|-------------------|
| Brugervægt max. | 270 kg |
| Højdejusterbar | 71-93 cm |
| Vægt | 1,5 kg |
| Base mål | 15 x 22 cm |
| Refleks | Ja |
| Materiale | Anodiseret stål |
| Greb | Vinyl |
| ISO - klassifikation | ISO 12 03 16 - 03 |

| XXL-Rehab Albuestok | |
|----------------------|-------------------|
| Brugervægt max. | 325 kg |
| Højdejusterbar | 68-110 cm |
| Vægt | 1,5 kg |
| Underarmsstøtte | 15 cm |
| Håndgreb | 14 cm |
| Anatomisk håndtag | Ja |
| Refleks | Ja |
| Materiale | Anodiseret stål |
| Greb | PU/Vinyl |
| ISO - klassifikation | ISO 12 03 06 - 04 |

| Model | Varenummer | HMI |
|--|---------------|-------|
| XXL-Rehab Stok | 0200-000-000 | 36492 |
| XXL-Rehab 4-punkt stok | 0201-000-000 | 42617 |
| XXL-Rehab Albuestok med universal håndgreb | 0205-000-000 | 51996 |
| XXL-Rehab Albuestok med anatomisk håndgreb højre | 0205-000-000H | 83607 |
| XXL-Rehab Albuestok med anatomisk håndgreb venstre | 0205-000-000V | 83609 |

Anvendes med fordel til...

- Bariatriske brugere.



XXL-Rehab Albuestokken med anatomiske håndgreb

Indholdsfortegnelse

- 2-3 XXL-Rehab Stand Tall gangbord
- 4-5 XXL-Rehab Rollator King
- 6-7 XXL-Rehab Rollator Support
- 8-9 XXL-Rehab Gangbuk med og uden hjul
- 10-11 XXL-Rehab Stokke



COBI REHAB[®]

The Positioning Company

COBI REHAB
Fuglebækvej 1D
DK-2770 Kastrup
Danmark
Tlf. +45 7025 2522
www.cobirehab.com