



COBI REHAB[®]
The Positioning Company

Cobiflow 500 vekseltryksmadras

Vekseltryks helmadras til behandling og forebyggelse af tryksår til brugere med høj risiko for tryksår

Cobiflow 500 er specielt udviklet til behandling af tryksår stadie 0-4 samt forebyggelse af tryksår.

Cobiflow 500 kan med fordel anvendes på plejecentre og i hjemmeplejen til brugere, der er alment svækket eller midlertidigt stærkt svækket, og som har brug for en dyb og meget trykaflastende lejring.

Madrassen kan gøres statisk, hvilket letter plejen af bruger i sengen. Er særdeles velegnet til genbrug på grund af det lukkede system, hvilket letter rengøringen.

Madrassen

- Består af 20 forstærkede luftceller (17,5 cm høje / 21 cm høje på 26 cm høj madras), hvilket sikrer at bruger kan få en dyb og dermed meget trykaflastende lejring.
- Består af en 2,5 cm (5 cm høj undermadras på 26 cm høj madras) skum undermadras, som er integreret i betrækket, så tilsmudsning undgås.
- Midtersektionen er forsynet med luftperforeringer.
- Luftcellerne pumper op i en 1-2 cyklus, hvilket sikrer både bevægelse under bruger, og at peak pressure området flyttes. Tidscyklus kan ændres ved 0, 5, 10 og 15 minutter.

Betræk

Cobiflow 500 - 85 cm bred fås med Aetex betræk, som er glat og åndbart à la Goretex materiale og med lav friktion.

Cobiflow 500 - 90 cm bred fås med Dartex betræk, som er åndbart og strækbart i 4 retninger.

Begge betræk er inkontinens betræk og har en anti-bakteriel behandlet overflade.

Begge betræk påmonteres via en lynlås, som er beskyttet mod utilsigtede indtrængninger af væsker og er desuden flammehæmmet. Kan afmonteres for vask og desinfektion.

Dual Plus pumpen

- Har Autofirm funktion som selv slår fra efter 20 minutter.
- Har Siddefunktion, hvilket er en stor fordel ved for eksempel lunge- og hjertesygge, som sidder meget op i sengen.
- Har audiovisuel alarm ved fejl som strømsvigt eller lufttab.
- Er forsynet med et tydelig og enkelt display.
- Arbejder næsten lydløst.
- Indstiller sig automatisk i forhold til brugerens vægt. Med mulighed for op- eller nedjustering.

Kontraindikationer

- Personer med ustabile frakturer, eller personer med osteoporose bør ikke placeres på vekseltryk.

- Vekseltryks helmadras
- Indstiller sig automatisk i forhold til brugerens vægt
- Til forebyggelse og behandling af tryksår
- Særdeles velegnet til genbrug
- Let at rengøre

30-150 kg



Helmadras med ekstra høje celler for dybere lejring.

Cobiflow 500 vekseltryksmadras

Specifikationer

Cobiflow 500 vekseltryksmadras	
Brugervægt	30-150 kg
Længde	200 cm
Bredde	85 / 90 cm
Højde	20 / 26 cm
Madrassens vægt	9,3 / 10,3 kg
Dual Plus pumpens vægt	2,8 kg
Dual Plus pumpens mål	32 x 21 x 13 cm
Sektions opdelt madras	Nej
Alarm ved lufttab	Ja
Alarm ved strømsvigt	Ja
Batteribackup	Nej
Lyntømningsfunktion	Ja
Statisk funktion	Ja
Anvendelig direkte på sengebund	Ja
Anvendelig til indstillelig sengebund	Ja
Brandhæmmende betræk	Ja
Inkontinens betræk	Ja
Allergivenligt betræk	Ja
Vask- og desinficerbart betræk	Ja
Tryksårsforebyggende stadie	0-4
Madrasbetræk	Cobiflow 500 - 85 cm bred med Aetotex betræk: nylon RIB-stop 20D. Cobiflow 500 - 90 cm bred med Dartex betræk: 42% polyuretan, 58% nylon/polyamid.
Celler	100% nylon med TPU laminering
Pumpe	ABS flamme resistent UL
ISO - klassifikation	ISO 18 12 18 - 28

Anvendes med fordel til...

- Brugere, der har tryksår.
- Brugere, der er mere sengeliggende end vanligt og hvor sygdomsforløbet ser ud til at være længerevarende.
- Brugere, der har brug for en dybere lejring.
- Kronisk syge for eksempel Crohn, hjertepatienter, sclerose patienter.



Kan fås i bredden 85 / 90 cm og 200 cm i længden.

Model	Længde cm	Bredde cm	Højde cm	Varenummer	HMI
Cobiflow 500 helmadras - 85 cm bred	200	85	20	2501-085-200RMG	101709
Cobiflow 500 helmadras - 90 cm bred	200	90	26	2501-090-200	73294

Tilbehør					
Betræk til Cobiflow 500	200	85	20	2501-999-018	-
Betræk til Cobiflow 500	200	90	26	2500-999-007	-
Opbevaringstaske				2000-999-050	-