



Lasal lejringspuder

Retningslinjer for rengøring- og vedligeholdelse

Desinfektionsvejledning

Daglig rengøring af Lasal lejringspuder

Udover almindelig rengøring kræver Lasal lejringspuder ingen særlig vedligeholdelse.

Puderne skal opbevares tørt og ved almindelig rumtemperatur. Undgå, at puderne kommer i berøring med ru overflader samt skarpe og spidse genstande. Undgå at efterlade puderne i direkte sollys over længere tid.

Yderbetrækket kan vaskes på 60° C. Bemærk, at farven på yderbetrækket falmer med tiden. Vask kulørte betræk separat. Yderbetræk tørretumbles ved lav temperatur og krymper ca. 5 %.

Inderpuden aftørres med vand tilsat rengøringsmiddel, klor-engangsklude (max. 1000 ppm) eller sprit. Inderpuden må ikke maskinvaskes, da polystyrenkuglerne smelter ved temperaturer over 71° C. Varmeelementerne i en vaskemaskine eller tørretumbler kan tage skade af at komme i kontakt med polystyrenkugler.

PH-værdien på det anvendte desinficeringsmiddel bør ikke være højere end 11,4. Undgå skyllemidler og andre tilsætningsstoffer, som indeholder opløsningsmidler.

Kontakt Cobi Rehab for yderligere information.

