



COBI REHAB®
The Positioning Company

Cumulix kørestol

Tilpasses altid den enkelte bruger



Scan koden og få
brugsanvisningen.

- Tilpasses den enkelte bruger
- Forbedrer livskvaliteten
- Giver tryghed og sansestimuli
- Nem at håndtere for plejepersonalet
- Let at rengøre.

Bruges til

- Brugere med nedsat funktionsniveau som følge af fx hemiplegi, demens, sklerose og Huntingtons sygdom
- Brugere med mange smerter.

Cumulix kørestol

Tilpasses altid den enkelte bruger

Cumulix kørestol tilpasses altid den enkelte bruger. Det øger både effekt og komfort. Den individuelle tilpasning og den øgede komfort er med til at højne brugerens livskvalitet, aktivitetsniveau og funktionsniveau.

Konstruktion

Cumulix kørestolen kan indstilles efter brugerens hofte-, knæ- og ankelled. De mange tilpasningsmuligheder sikrer brugeren en optimal støtte fra isse til hæl, trods deformiteter og kontrakturer.

Kørestolen kan desuden tiltes op til 40°, hvilket hjælper ved forflytninger.

Cumulix kørestolen er opbygget af puder fyldt med latex og små Krøyer-kugler.

Større livskvalitet

Den tryghed og ro, som brugeren får via den komfortable Cumulix kørestol, kan være med til at højne aktivitetsniveauet. Med det øgede aktivitetsniveau kommer også en højere grad af fleksibilitet, livskvalitet og lyst til at indgå i sociale relationer.

Fleksibilitet

Cumulix kørestolen er opbygget af tre pudegrupper; en komplet sædeindsats, en komplet lægpude-indsats og en komplet fodpude-indsats. Der kan monteres flexarme i hver side af kørestolen.

Flexarmene understøtter brugerens arme og skaber tryghed, ro og komfort.

Mængden af fyld i hver eneste pude kan justeres, så den passer præcis til det sted på kroppen, hvor der er behov for støtte.

Cumulix kørestolen kan genbruges, fordi det store udvalg af tilbehør gør det nemt at gentilpasse kørestolen.

Gentilpasninger bør altid foregå i samarbejde med konsulenter fra Cobi Rehab.

Cumulix kørestolen kan også påmonteres el-tilt og/eller hjælpemotor.


Kontakt Cobi Rehab på 70 25 25 22 for at høre mere om vores specialløsninger.



- Kan højne livskvaliteten
- Kan øge aktivitets- og funktionsniveauet
- Høj komfort
- Individuel tilpasning
- Skaber tryghed og ro

125 kg

Cumulix kørestol
Stolens anatomi – pudenumre



Pudenr	Pudebeskrivelse
1	Komplet sædeindsats
2	Flexarm understøtter, højre
3	Flexarm understøtter, venstre
4	Komplet lægpude
5	Komplet fodpude



Cumulix kørestol

Specifikationer

Kelvin kørestol	
Brugervægt max.	125 kg
Vægt	Ca. 39 kg
Sædetilt bagud	10-40°
Nakkestøtte	Ja, flere typer
Fodstøtter	Ja, flere typer
Hjælpe motor kan eftermonteres	Ja
Indstillelig skubbebøjle	Nej
Indstillelig i hofte-, knæ- og ankelled	Ja
Åndbart- og vaskbart betræk	Ja
Stel	Lakeret aluminium
Hjul	Massive
Pudeoverflade	PU
Pudefyld	Latex med Krøyer-kugler

Tilbehør

Tilbehøret til Cumulix kørestol er kompatibelt med tilbehøret til Kelvin kørestolen.

Model	Sædebredde cm	Sædedybde cm	Total bredde cm	Ryglæns-højde cm	Varenummer	HMI
Cumulix kørestol S 48	34-40	48	70	60	0308-148-000	119651
Cumulix kørestol M 48	40-46	48	70	60	0308-248-000	119652
Cumulix kørestol L 48	46-52	48	70	60	0308-348-000	119653

Tilbehør	Varenummer
Nakkestøtte Edison multijusterbar	0300-999-043
Nakkestøtte standard S	0300-999-040
Nakkestøtte standard M	0300-999-041
Nakkestøtte standard L	0300-999-042
Nakkestøttebetræk standard S	0300-999-030
Nakkestøttebetræk standard M	0300-999-031
Nakkestøttebetræk standard L	0300-999-032
Nakkestøttebetræk Edison	0300-999-033
Flexarm højre	0300-999-051H
Flexarm venstre	0300-999-051V
Flexarm med tyngde højre	0300-999-055H
Flexarm med tyngde venstre	0300-999-055V

Tilbehør	Varenummer
Armlæn vinkeljusterbar højre	0300-999-067H
Armlæn højdeindstilleligt venstre	0300-999-067V
Benstøtter eleverbare standard sæt L Husk monteringskit	0300-999-072
Fodstøtter to-delt sæt L	0300-999-078
Regnslag størrelse L	0300-999-038
Stretch-cover betræk One Size	0300-999-017
Stretch-cover betræk standard til flexarm/stk.	0300-999-020
Komfort betræk L48	0300-999-028
Bord universal	0100-999-001

Cumulix kommer af ordet cumulus, som er navnet på den type lette, lyse skyer på himlen, der varsler fortsat godt vejr.

En sky er ofte afbildet som noget, der er rart at sidde på, og den forestilling afspejler ganske godt Cumulix kørestolens kvaliteter.

Vi har med en komfortabel kørestol at gøre, som kan formes til kroppens linjer, og som bringer ro og stabilitet med sig.

Ro, stabilitet og endda fremgang er blot nogle af de mange positive tilbagemeldinger, vi oftest får, når vi genbesøger brugeren. Det bekræfter os blot i, at en individuelt tilpasset positionering i en Cumulix kørestol fra Cobi Rehab bidrager til tryk og ro, flere sansestimuli – og dermed mere livskvalitet.

Cumulix kørestol

Cumulix fra siden



Cumulix 10-40° tilt



Fodstøtte



Håndbrems





COBI REHAB[®]

The Positioning Company

COBI REHAB
Fuglebækvej 1D
DK-2770 Kastrup
Danmark
Tlf. +45 7025 2522
cobirehab.com