



COBI REHAB[®]
The Positioning Company

Tjek jævnligt og samarbejde med

PRÆSENTATION

Reden – den mobile hvilevogn

Alle har ret til at være en del af fællesskabet! Med en mobil, justerbar hvile- og aflastningsvogn kan bevægelseshæmmede personer positioneres forsvarligt i siddende og liggende stilling.

MAKS. BRUGERVÆGT OP TIL 90 KG



- ✓ Gratis tilpasning og opfølgning
- ✓ Indstil højde, ryg- og fodstøtte med fjernbetjeningen
- ✓ Højden sikrer bedre arbejdsforhold for personalet
- ✓ Quick guide medfølger
- ✓ Solgt på institutioner i Danmark og Norden siden 2017
- ✓ Indsatspuder til individuel lejring
- ✓ Formbare lejringspuder (tilkøb)
- ✓ Tre længdeindstillinger i rygdelen og tre i sædedelen
- ✓ 215 cm i længden fuldt udtrukket
- ✓ Sengehest og bælte (tilkøb)
- ✓ Punkterfri dæk
- ✓ Støjsvagt, slidstærkt styresystem
- ✓ Kan indstilles til både liggende og siddende lejring
- ✓ Anti-tip



Scan eller klik på koden og find produktet på HMI-basen.



Cobi Rehab og Cobi Rehabs leverandører overholder FN's konventioner om børne- og tvangsarbejde og ILO 029, C132 samt C182.

Reden – individuel positionering og mobilitet

Når det at være en del af fællesskabet kan højne livskvaliteten

Reden anvendes til at lejre bevægelseshæmmede personer siddende eller liggende (også sidelejet). Det åbner op for deltagelse i aktiviteter og fællesskab andetsteds end i stationær seng.

Reden er forsynet med fire hjul med punkterfrie dæk. De forreste hjul kan dreje 360°, hvilket gør vognen let at manøvrere rundt. Baghjulene kan bremses.

Der kan monteres sengehest i samme design som resten af rammen. Sengehestene øger dels sikkerheden for bruger og dels kontrollen med bruger for plejepersonalets vedkommende.

Bedre arbejdsforhold

Redens hæve- og sænkefunktioner samt justering af rygvinklen aktiveres vha. en fjernbetjening, der kan hænges på styrehåndtaget

Redens maksimale højde målt fra gulv til bøjle (i vandret position) er 85 cm, hvilket tillader plejepersonale at håndtere bruger ergonomisk korrekt til gavn for arbejdsmiljøet.



Reden kan indstilles i rygdelen og benstøtten, fra vandret leje til 60° siddende stilling.

Der er flere positionsmuligheder for både rygdelen og sædedel.

Konstruktion – Reden

Reden hvile- og aflastningsvogn er opbygget af moduler og pudekomponenter, som passer sammen uden generende sømme.

Reden er beregnet til indendørs brug, men tåler også brug udendørs på fladt terræn som fx terrasser og lignende.

Genbrugsværdien er høj, da mængden af pudetilbehør og modulopbygningens fleksibilitet gør det nemt at gentilpasse vognen til en anden borger.

Brugervægten må maks. være 90 kg og skal overholdes for at undgå skader på vognen.

Reden er ikke egnet til personer, der kan forflytte sig ved egen hjælp.



Kontakt Cobi Rehab på cobi@cobi.dk eller på +45 7025 2522 for bestilling eller for mere information om hjælpemidler til immobile borgere.
